



UAB „MEDVIVA“, įm. k. 306107396, Šaltupio g. 7B, Vilnius, el. paštas info@medviva.lt

Atsiskaitomoji sąskaita LT077044090103418800, PVM mokėtojo kodas LT100015180514

Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO**
2023-08-28
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB “Medviva”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šaltupio g. 7 B, Vilnius, LT-02300
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	306107396, LT100015180514
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Dalia Zamkauskienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Dalia Zamkauskienė
Telefono numeris	+370 618 00391
El. pašto adresas	info@medviva.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose.

Pateiktas pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

REAGENTAI IR PRIEMONĖS CRB, ŠLAPIMO IR HEMATOLOGINIAMS KRAUJO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

2 dalis.

2.1. REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr.
1.	Šlapimo tyrimas							
1.1	Labstrip U11 Plus	4000	27 vnt.	150 vnt.	12,60	340,20	357,21	Labstrip U11 plus, ANA-9901-1, 77 Elektronika Kft.
1.2	Kontrolė Dropper 1 &2		2 vnt.	25 ml	37,00	74,00	77,70	Dropper 1 &2, 1440-02, Quantrimetrix
1.3	Popierius 58 mm		12 vnt.	1 rul.	0,24	2,88	3,02	Infolaina, Lietuva
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM:						417,08		-
Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM:							437,93	-

2 DALIES BENDRA PIRKIMO DALIES KAINA EUR SU PVM: KETURI ŠIMTAI TRISDEŠIMT SEPTYNI, 39 EUR.

2.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠLAPIMO ANALIZATORIUI PANAUDAI

Eil. Nr.	Kokybiniai - techniniai reikalavimai	Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, su integruotu spausdintuvu – 1 vnt.	DocUReader 2 Pro, 77 Elektronika, bukletas.
2.	Matavimo metodas: fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis	Matavimo metodas: fotoelektrinis kolorimetrinis. Vartotojo vadovas 80 psl.

3.	Matavimo pajėgumas: ne mažiau 50 tyrimų/val.	Matavimo pajėgumas: 50 tyrimų/val. Vartotojo vadovas 80 psl.
4.	Atmintis: ne mažiau 1000 rezultatų, su paieškos f-ja pagal datą, operatorių ir mėginio ID.	Atmintis: ne mažiau 3000 rezultatų, su paieškos f-ja pagal datą, operatorių ir mėginio ID. Vartotojo vadovas 80,38 psl.
5.	Valdymas, mėginių, duomenų, operatoriaus įvestis: per integruotą lietimui jautrų ekraną –įvesti operatorių, paciento vardą, pavardę/paciento ID naudojant tiek br.kodų skaitytuvą, tiek rankiniu būdu, tiek pridėdama klaviatūra. Realizuota galimybė operatoriams jungtis su skirtingomis teisėmis. (Administratorius, operatorius)	Valdymas, mėginių, duomenų, operatoriaus įvestis: per integruotą lietimui jautrų ekraną –įvesti operatorių, paciento vardą, pavardę/paciento ID naudojant tiek br.kodų skaitytuvą, tiek rankiniu būdu, tiek pridėdama klaviatūra. Realizuota galimybė operatoriams jungtis su skirtingomis teisėmis. (Administratorius, operatorius). Vartotojo vadovas 51,80,64 psl.
6.	Tiriami parametrai, diagnostinės šlapimo juostelės: 10-ties parametrų: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G.	Tiriami parametrai, diagnostinės šlapimo juostelės: 10-ties parametrų: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G. Vartotojo vadovas 8 psl.
7.	Kokybės kontrolės programa: 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. Tyrimų blokavimas neatlikus kokybės kontrolės	Kokybės kontrolės programa: 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. Tyrimų blokavimas neatlikus kokybės kontrolės. Vartotojo vadovas 41, 42 psl.
8.	Kalibravimas: automatinė savikalibracija	Kalibravimas: automatinė savikalibracija. Vartotojo vadovas 46 psl.
9.	Rezultatų pateikimas: plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai pažymimi. Esant poreikiui ekrane pasirenkama šlapimo spalva ir skaidrumas.	Rezultatų pateikimas: plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai pažymimi. Esant poreikiui ekrane pasirenkama šlapimo spalva ir skaidrumas. Vartotojo vadovas 51,60,29 psl.
10.	Jungtys: analizatoriaus jungimui į LIS/HIS sistemą.	Jungtys: analizatoriaus jungimui į LIS/HIS sistemą. Vartotojo vadovas 80 psl.
11.	Pateikiami dokumentai: gamintojo įgaliojimas, šl.analizatoriaus bei visų naudojamų reagentų CE, naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba.	Pateikiami dokumentai: gamintojo įgaliojimas, šl.analizatoriaus bei visų naudojamų reagentų CE, naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba.

3 dalis.

3.1.REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS KRAUJO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

Eil. Nr.	Diagnosticinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr.
1.	Hematologinis kraujo tyrimas							
1.1	ABX MINIDIL LMG 20 L	4000	4	20 L	238,71	954,84	1002,58	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20 L Ref. 0802020
1.2	Minilysebio 0,4 L		7	0,4 L	163,70	1145,90	1203,20	Horiba Medical, Minilysebio 0,4 L, ref. 0906020
1.3	ABX Minocclair 0,5 L		2	0,5 L	16,63	33,26	34,92	Horiba Medical, ABX Minocclair 0,5 L, ref.0401005
1.4	ABX Cleaner 0,5 L		15	0,5 L	28,70	430,50	452,03	Horiba Medical, ABX Cleaner 0,5 L, ref.0903011
1.5	ABX Minotrol 16 N/H/L		24	2,5 ml	26,90	645,60	677,88	Horiba Medical, ABX Minotrol 16 N/H/L, 2042202, 2042206, 2042209
1.6	Popierius, rulonas 57 mm.		23	Rul.	0,28	6,44	6,76	Popierius, rulonas 57 mm, Infolaina, Lietuva
Bendra pirkimo dalies kaina EUR be PVM:						3216,54		-

Bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM:		3377,37	-
---	--	---------	---

3 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni, 37 eurai.

3.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB AUTOMATIZUOTAM ANALIZATORIUI PANAUDAI

Eil. Nr.	Kokybiniai - techniniai reikalavimai	Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspelvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.	Automatinis hematologinis analizatorius (gali būti naudotas) – 1 vnt.	Hematologinis analizatorius Micros ES60, Horiba Medical, Bukletas.
2.	Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, LYM%, MXD# arba MON, # MXD% arba MON%, NEUT# arba GRAN#, NEUT% arba GRAN%, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV)	Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, LYM%, MXD# arba MON, # MXD% arba MON%, NEUT# arba GRAN#, NEUT% arba GRAN%, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV). Vartotojo vadovas 29 psl.
3.	Mėginio padavimas – rankinis	Mėginio padavimas – rankinis. Bukletas,
4.	Analizatoriaus matavimo režimai: WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniui ir veniniam kraujui	Analizatoriaus matavimo režimai: WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniam ir veniniam kraujui. Vartotojo vadovas 28 psl.
5.	Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti: iš bendro kraujo ne daugiau kaip 50 µl; praskiesto mėginio padavimo režime ne daugiau kaip 20 µl.	Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti 10 µl. Bukletas.
6.	Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą.	Analizatoriaus našumas 60 tyrimų per valandą. Bukletas.
7.	Tiesiškumas (Linearity) bendro kraujo režime; leidžiama paklaida ne blogiau kaip nurodytą: WBC: 10,0 –99,90 × 10 ³ /µl; ± 3%; RBC: 1,0 –7,00 × 10 ⁶ /µl; ±3%; HGB: 10,0–250 g/l; ±2%; HCT: 33,4–60,0%; ±3%; PLT: 200,0–999,0 × 10 ³ /µl; ±5%	Tiesiškumas (Linearity) bendro kraujo režime; leidžiama paklaida : WBC: 0,0 –100 × 10 ³ /µl; ± 3%; RBC:0,0 –8,00 × 10 ⁶ /µl; ±3%; HGB: 0,0–260 g/l; ±2%; HCT: 0–80,0%; ±3%; PLT: 0,0–2200,0 × 10 ³ /µl; ±5%. Vartotojo vadovas 37 psl., bukletas.
8.	Integruota kokybės kontrolės programa: 1. pasirinktinai L-J arba ir X; 2. kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba arba iš elektroninės	Integruota kokybės kontrolės programa: 1. pasirinktinai L-J arba ir X; 2. kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba arba iš elektroninės

	laikmenos; 3. galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. 4. galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. 5. ne mažiau trijų lygių kokybės kontrolė.	laikmenos; vartotojo vadovas 76 psl. 3. galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. Vartotojo vadovas 87,88,90 psl. 4. galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. Analizatoriaus ekrano nuotrauka. 5. ne mažiau trijų lygių kokybės kontrolė. Vartotojo vadovas 76 psl.
9.	Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, data. - laikas - pataloginės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec.simboliu ar spalviniu pasikeitimu). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec.simboliu, ar spalvos pasikeitimu)	Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, data. - laikas. Bukletas. Vartotojo vadovas 115 psl. - pataloginės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec.simboliu). Vartotojo vadovas 123 psl. - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (šauktuku, spec.simboliu) Vartotojo vadovas 164 psl.
10.	Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai.	Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai. Vartotojo vadovas 208 psl.
11.	Paciento duomenų archyvas ne mažiau 1000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę.	Paciento duomenų archyvas 1000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę. Bukletas.
12.	Integruotas terminis spausdintuvas.	Integruotas terminis spausdintuvas. Bukletas.
13.	Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos - cianido.	Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos - cianido. Bukletas.
14.	Kalibracija - automatinė	Kalibracija – automatinė. Vartotojo vadovas 98 psl.

15.	Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas.	Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas. Vartotojo vadovas 57,64,66,67,68 psl.
16.	Sertifikatai: analizatoriaus ir reagentų atitikimas direktyvai 98/79/EB, gamintojo ISO kokybės vadybos, gamintojo atstovavimo ir techninio aptarnavimo Lietuvoje.	Sertifikatai: analizatoriaus ir reagentų atitikimas direktyvai 98/79/EB, gamintojo ISO kokybės vadybos, gamintojo atstovavimo ir techninio aptarnavimo Lietuvoje. Gamintojo dokumentacija.

PASTABA:

Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

**Pirkimo objekto kaina („Visa kaina už preliminarų prekių kiekį“) bus naudojama tik pasiūlymų eilei ir nugalėtoji nustatyti.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas, pdf.	8 psl.
2.	Atitikimas ABX Micros ES60, pdf.	23 psl.
3.	Atitikimas DocuReader 2 Pro, pdf.	12 psl.
4.	Gamintojo dokumentacija, Horiba Medical pdf.	51 psl.
5.	Gamintojo dokumentacija, E77, pdf.	23 psl.
6.	DocUReader 2 Pro vartotojo vadovas, angl. klb. Pdf.	85 psl.
7.	DocUReader 2 Pro vartotojo vadovas, liet. klb. Pdf.	78 psl.

Pasiūlymas galioja iki 2023 m. lapkričio mėn. 28 d.

Direktorė

Dalia Zamkauskienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)