



AIDAS KATAUSKAS
Key Account Manager Baltic States
Healthcare
M +370 620 25 085
E aidas.katauskas@ecolab.com

Kam tai gali būti aktualu

Instrumentų ir endoskopų apdorojimas rankiniu būdu

PRANEŠIMAS

2023 m. vasario 27 d.

Kaunas

Rekomenduojame naudoti Ecolab® gaminius bet kokiems chirurginiams instrumentams ir endoskopams apdoroti rankiniu būdu.

TS
1.2.10.

Sekusept™ Aktiv (aukšto lygio dezinfekavimo ir valymo priemonė), patvirtinta tokių endoskopų gamintojų kaip Olympus ir Fujinon.

TS
1.2.11.

Veiklioji Sekusept™ Aktiv medžiaga yra peracto rūgštis, kuri susidaro iš natrio perkarbonato ištirpinus granules vandenyje. 2 % koncentracijos darbiname tirpale peracto rūgšties kiekis viršija 1 000 ppm.

Veiksmingumą darbiname tirpale galima patikrinti naudojant Sekusept Aktiv/Easy testines juosteles. Laikantis aukšto lygio dezinfekcijos reikalavimų, rekomenduojame kasdien naudoti šviežią darbinį tirpalą.

Laikytės gamintojų rekomendacijų (naudoti servetėles, šepetėlius ir pan.) ir visada perskaitykite gaminio etiketę ir SDL.

Pagarbiai,

Aidas Katauskas
Pagrindinių klientų vadybininkas Baltijos šalyse
Ecolab® Healthcare