

Premisut Silk

Description

Natural non absorbable coated multifilament surgical suture. Soft and smooth texture that helps in easy passage through the tissue with increased ductility. Good knotting properties because of improved and cutting-edge braiding technology.

Composition

Natural Silk

Coating

Silicone

Structure

Braided multifilament

Colour

Black



Total Absorption

None

Tensile Strength

Exceed USP and EP requirements

Usage Areas

General surgery, skin closure, ophthalmic, oral, gastrointestinal, gynecology, plastic, microsurgery, obstetrics.

Sterilization


Ethylene Oxide

Shelf Life

5 years

Packaging

Box of 12 pcs



SILK

● ½ Circle Round bodied TAPERPOINT

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
Prime	6/0	0.7	Black	45	P541HR1260	12
HR 12						
	6/0	0.7	Black	45	541HR1360	12
	5/0	1	Black	75	542HR1350	12
HR 13	4/0	1.5	Black	45	541HR1340	12
Prime	6/0	0.7	Black	45	P541HR1360	12
	5/0	1	Black	75	P542HR1350	12
HR 13						
	6/0	0.7	Black	45	541HR1660	12
	5/0	1	Black	75	542HR1650	12
HR 16	4/0	1.5	Black	75	542HR1640	12
	3/0	2	Black	75	542HR1630	12
	2/0	3	Black	75	542HR1620	12
Prime	6/0	0.7	Black	45	P541HR1660	12
	5/0	1	Black	75	P542HR1650	12
HR 16						
	5/0	1	Black	75	542HR2050	12
HR 20	4/0	1.5	Black	75	542HR2040	12
	3/0	2	Black	75	542HR2030	12
	2/0	3	Black	75	542HR2020	12
	0	3.5	Black	75	542HR2010	12

SILK

● ½ Circle Round bodied TAPERPOINT 

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
HR 16	Prime					
	6/0	0.7	Black	45	541HR1660	12
	5/0	1	Black	75	542HR1650	12
	4/0	1.5	Black	75	542HR1640	12
	3/0	2	Black	75	542HR1630	12
HR 16	2/0	3	Black	75	542HR1620	12
						
HR 16	6/0	0.7	Black	45	P541HR1660	12
	5/0	1	Black	75	P542HR1650	12
HR 20	Prime					
	5/0	1	Black	75	542HR2050	12
	4/0	1.5	Black	75	542HR2040	12
	3/0	2	Black	75	542HR2030	12
	2/0	3	Black	75	542HR2020	12
	0	3.5	Black	75	542HR2010	12
						

SILK

 **½ Circle Round bodied TAPERPOINT** 

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
HR 20	Prime					
	5/0	1	Black	75	P542HR2050	12
	4/0	1.5	Black	75	P542HR2040	12
	3/0	2	Black	75	P542HR2030	12
	2/0	3	Black	75	P542HR2020	12
	0	3.5	Black	75	P542HR2010	12
HR 20	Prime					
	3/0	2	Black	2x75	P542HR2030.2	12
	2/0	3	Black	2x75	P542HR2020.2	12
	0	3.5	Black	2x75	P542HR2010.2	12
HR 24	3/0	2	Black	75	542HR2430	12
	2/0	3	Black	75	542HR2420	12
HR 24	Prime					
	3/0	2	Black	75	P542HR2430	12
	2/0	3	Black	75	P542HR2420	12
HR 24	Prime					
	3/0	2	Black	2x75	P542HR2430.2	12
	2/0	3	Black	2x75	P542HR2420.2	12
HR 26	4/0	1.5	Black	75	542HR2640	12
	3/0	2	Black	75	542HR2630	12
	2/0	3	Black	75	542HR2620	12
	0	3.5	Black	75	542HR2610	12
	1	4	Black	75	542HR2601	12

SILK

● ½ Circle Round bodied TAPERPOINT

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

HR 26			Prime				4/0	1.5	Black	75	P542HR2640	12
			3/0	2	Black	75	P542HR2630	12				
			2/0	3	Black	75	P542HR2620	12				
			0	3.5	Black	75	P542HR2610	12				
			1	4	Black	75	P542HR2601	12				
HR 26			Prime				3/0	2	Black	2x75	P542HR2630.2	12
			2/0	3	Black	2x75	P542HR2620.2	12				
			0	3.5	Black	2x75	P542HR2610.2	12				
			1	4	Black	2x75	P542HR2601.2	12				
			Prime				3/0	2	Black	75	542HR3030	12
HR 30			Prime				2/0	3	Black	75	542HR3020	12
			0	3.5	Black	75	542HR3010	12				
			1	4	Black	75	542HR3001	12				
			Prime				3/0	2	Black	75	P542HR3030	12
			HR 30			Prime				2/0	3	Black
0	3.5	Black				75	P542HR3010	12				
1	4	Black				75	P542HR3001	12				
Prime						3/0	2	Black	2x75	P542HR3030.2	12	
HR 30						Prime				2/0	3	Black
			0	3.5	Black	2x75	P542HR3010.2	12				
			1	4	Black	2x75	P542HR3001.2	12				
			Prime				2/0	3	Black	75	542HR3720	12
			HR 37			Prime				0	3.5	Black
1	4	Black				75	542HR3701	12				
2	5	Black				75	542HR3702	12				
Prime						1	4	Black	75	542HR3701	12	

SILK

● ½ Circle Round bodied TAPERPOINT

NEEDE
LENGTH MM

		USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX		
HR 37		Prime		2/0	3	Black	75	P542HR3720	12
		0	3.5	Black	75	P542HR3710	12		
		1	4	Black	75	P542HR3701	12		
		2	5	Black	75	P542HR3702	12		
HR 37		Prime		2/0	3	Black	2x75	P542HR3720.2	12
		0	3.5	Black	2x75	P542HR3710.2	12		
		1	4	Black	2x75	P542HR3701.2	12		
		2	5	Black	2x75	P542HR3702.2	12		
HR 40		2/0	3	Black	75	542HR4020	12		
		0	3.5	Black	75	542HR4010	12		
		1	4	Black	75	542HR4001	12		
		2	5	Black	75	542HR4002	12		
HR 40		Prime		2/0	3	Black	75	P542HR4020	12
		0	3.5	Black	75	P542HR4010	12		
		1	4	Black	75	P542HR4001	12		
		2	5	Black	75	P542HR4002	12		
HR 40		Prime		2/0	3	Black	2x75	P542HR4020.2	12
		0	3.5	Black	2x75	P542HR4010.2	12		
		1	4	Black	2x75	P542HR4001.2	12		
		2	5	Black	2x75	P542HR4002.2	12		

SILK

1/2 circle round bodied TAPERCUT

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

4/0	1.5	Black	75	542HRT1840	12
3/0	2	Black	45	541HRT1830	12
3/0	2	Black	75	542HRT1830	12

HRT 18



Prime

4/0	1.5	Black	75	P542HRT1840	12
3/0	2	Black	45	P541HRT1830	12
3/0	2	Black	75	P542HRT1830	12

HRT 18



3/0	2	Black	75	542HRT2630	12
2/0	3	Black	75	542HRT2620	12

HRT 26



Prime

3/0	2	Black	75	P542HRT2630	12
2/0	3	Black	75	P542HRT2620	12

HRT 26



1/2 circle Reverse Cutting

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

5/0	1	Black	45	541HS1350	12
-----	---	-------	----	-----------	----

HS 13



SILK

▼ 1/2 circle Reverse Cutting

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
Prime	5/0	1	Black	45	P541HS1350	12
HS 13						
	4/0	1.5	Black	45	541HS1740	12
	4/0	1.5	Black	75	542HS1740	12
	3/0	2	Black	75	542HS1730	12
HS 17						
Prime	4/0	1.5	Black	45	P541HS1740	12
	4/0	1.5	Black	75	P542HS1740	12
	3/0	2	Black	75	P542HS1730	12
HS 17						
	3/0	2	Black	45	541HS2230	12
	3/0	2	Black	75	542HS2230	12
	2/0	3	Black	45	541HS2220	12
	2/0	3	Black	75	542HS2220	12
HS 22						
Prime	3/0	2	Black	45	P541HS2230	12
	3/0	2	Black	75	P542HS2230	12
	2/0	3	Black	45	P541HS2220	12
	2/0	3	Black	75	P542HS2220	12
HS 22						
	3/0	2	Black	75	542HS2630	12
	2/0	3	Black	75	542HS2620	12
	0	3.5	Black	75	542HS2610	12
HS 26						

SILK

1/2 circle Reverse Cutting

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

Prime

3/0	2	Black	75	P542HS2630	12
2/0	3	Black	75	P542HS2620	12

HS 26



2/0	3	Black	75	542HS3620	12
0	3.5	Black	75	542HS3610	12
1	4	Black	75	542HS3601	12

HS 36



Prime

2/0	3	Black	75	P542HS3620	12
0	3.5	Black	75	P542HS3610	12
1	4	Black	75	P542HS3601	12

HS 36



3/8 Circle Round bodied TAPERPOINT

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

Prime

7/0	0.5	Black	30	P544DR9.370	12
-----	-----	-------	----	-------------	----

DR 9.3



Prime

6/0	0.7	Black	75	P542DR1360	12
5/0	1	Black	75	P542DR1350	12
4/0	1.5	Black	75	P542DR1340	12

DR 13



SILK

● 3/8 Circle Round bodied TAPERPOINT

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
 Prime	6/0	0.5	Black	45	P541DR1360-2	12
2 x DR 13						
 Prime	4/0	1	Black	75	P542DR1740	12
DR 17						

▼ 3/8 circle round bodied TAPERCUT

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
 Prime	4/0	1.5	Black	75	P542DRT1840	12
	3/0	2	Black	75	P542DRT1830	12
DRT 18						

▼ 3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
 Prime	7/0	0.5	Black	30	P544DS870	12
	6/0	0.7	Black	30	P544DS860	12
DS 8						
 Prime	7/0	0.5	Black	45	P541DS870-2	12
	6/0	0.7	Black	45	P541DS860-2	12
2 x DS 8						

SILK

3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
DS 12	Prime					
	7/0	0.5	Black	45	P541DS1270	12
	6/0	0.7	Black	45	P541DS1260	12
	5/0	1	Black	45	P541DS1250	12
	4/0	1.5	Black	45	P541DS1240	12
DS 14	3/0	2	Black	75	P542DS1230	12
	6/0	0.7	Black	45	541DS1460	12
	5/0	1	Black	45	541DS1450	12
DS 14	4/0	1.5	Black	45	541DS1440	12
	Prime					
DS 14	6/0	0.7	Black	45	P541DS1460	12
	5/0	1	Black	45	P541DS1450	12
DS 16	6/0	0.7	Black	45	541DS1660	12
	6/0	0.7	Black	75	542DS1660	12
	5/0	1	Black	75	542DS1650	12
	4/0	1.5	Black	75	542DS1640	12
	3/0	2	Black	75	542DS1630	12
	2/0	3	Black	75	542DS1620	12
DS 16	Prime					
	6/0	0.7	Black	45	P541DS1660	12
	6/0	0.7	Black	75	P542DS1660	12
DS 16	5/0	1	Black	75	P542DS1650	12

SILK

▼ 3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE LENGTH MM		USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX		
DS 19		6/0	0.7	Black	45	541DS1960	12		
		6/0	0.7	Black	75	542DS1960	12		
		5/0	1	Black	45	541DS1950	12		
		5/0	1	Black	75	542DS1950	12		
		4/0	1.5	Black	45	541DS1940	12		
		4/0	1.5	Black	75	542DS1940	12		
		3/0	2	Black	45	541DS1930	12		
		3/0	2	Black	75	542DS1930	12		
		2/0	3	Black	45	541DS1920	12		
		2/0	3	Black	75	542DS1920	12		
		0	3.5	Black	75	542DS1910	12		
		1	4	Black	75	542DS1901	12		
		Prime		6/0	0.7	Black	45	P541DS1960	12
		Prime		6/0	0.7	Black	75	P542DS1960	12
DS 19		5/0	1	Black	45	P541DS1950	12		
		5/0	1	Black	75	P542DS1950	12		
		4/0	1.5	Black	45	P541DS1940	12		
		4/0	1.5	Black	75	P542DS1940	12		
		3/0	2	Black	45	P541DS1930	12		
		3/0	2	Black	75	P542DS1930	12		
		2/0	3	Black	45	P541DS1920	12		
		2/0	3	Black	75	P542DS1920	12		
		0	3.5	Black	75	P542DS1910	12		
		1	4	Black	75	P542DS1901	12		
		Prime		3/0	2	Black	2x75	P542DS1930.2	12
		Prime		2/0	3	Black	2x75	P542DS1920.2	12
		Prime		0	3.5	Black	2x75	P542DS1910.2	12
		Prime		1	4	Black	2x75	P542DS1901.2	12
DS 24		6/0	0.7	Black	75	542DS2460	12		
		5/0	1	Black	75	542DS2450	12		
		4/0	1.5	Black	45	541DS2440	12		
		4/0	1.5	Black	75	542DS2440	12		
		3/0	2	Black	45	541DS2430	12		
		3/0	2	Black	75	542DS2430	12		
		2/0	3	Black	75	542DS2420	12		
		0	3.5	Black	75	542DS2410	12		
		1	4	Black	75	542DS2401	12		

SILK

3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
DS 24	Prime					
	6/0	0.7	Black	75	P542DS2460	12
	5/0	1	Black	75	P542DS2450	12
	4/0	1.5	Black	45	P541DS2440	12
	4/0	1.5	Black	75	P542DS2440	12
	3/0	2	Black	45	P541DS2430	12
	3/0	2	Black	75	P542DS2430	12
	2/0	3	Black	75	P542DS2420	12
	0	3.5	Black	75	P542DS2410	12
	1	4	Black	75	P542DS2401	12
DS 24	Prime					
	3/0	2	Black	2x75	P542DS2430.2	12
	2/0	3	Black	2x75	P542DS2420.2	12
	0	3.5	Black	2x75	P542DS2410.2	12
1	4	Black	2x75	P542DS2401.2	12	
DS 26	3/0	2	Black	75	542DS2630	12
	2/0	3	Black	75	542DS2620	12
	0	3.5	Black	75	542DS2610	12
	1	4	Black	75	542DS2601	12
DS 26	Prime					
	3/0	2	Black	75	P542DS2630	12
	2/0	3	Black	75	P542DS2620	12
	0	3.5	Black	75	P542DS2610	12
1	4	Black	75	P542DS2601	12	
DS 26	Prime					
	3/0	2	Black	2x75	P542DS2630.2	12
	2/0	3	Black	2x75	P542DS2620.2	12
	0	3.5	Black	2x75	P542DS2610.2	12
	1	4	Black	2x75	P542DS2601.2	12

SILK

3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE
LENGTH MM

DS 40



Prime

DS 40



Prime

DS 40



DS 45



Prime

DS 45



Prime

DS 45



USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
-----	----	--------	--------------	-----------	---------

2/0	3	Black	75	542DS4020	12
-----	---	-------	----	-----------	----

0	3.5	Black	75	542DS4010	12
---	-----	-------	----	-----------	----

1	2	Black	75	542DS4001	12
---	---	-------	----	-----------	----

2	5	Black	90	543DS4002	12
---	---	-------	----	-----------	----

2/0	3	Black	75	P542DS4020	12
-----	---	-------	----	------------	----

0	3.5	Black	75	P542DS4010	12
---	-----	-------	----	------------	----

1	2	Black	75	P542DS4001	12
---	---	-------	----	------------	----

2	5	Black	90	P543DS4002	12
---	---	-------	----	------------	----

2/0	3	Black	2x75	P542DS4020.2	12
-----	---	-------	------	--------------	----

0	3.5	Black	2x75	P542DS4010.2	12
---	-----	-------	------	--------------	----

1	2	Black	2x75	P542DS4001.2	12
---	---	-------	------	--------------	----

2	5	Black	2x90	P543DS4002.2	12
---	---	-------	------	--------------	----

2/0	3	Black	75	542DS4520	12
-----	---	-------	----	-----------	----

0	3.5	Black	75	542DS4510	12
---	-----	-------	----	-----------	----

1	4	Black	75	542DS4501	12
---	---	-------	----	-----------	----

2	5	Black	75	542DS4502	12
---	---	-------	----	-----------	----

2/0	3	Black	75	P542DS4520	12
-----	---	-------	----	------------	----

0	3.5	Black	75	P542DS4510	12
---	-----	-------	----	------------	----

1	4	Black	75	P542DS4501	12
---	---	-------	----	------------	----

2	5	Black	75	P542DS4502	12
---	---	-------	----	------------	----

2/0	3	Black	2x75	P542DS4520.2	12
-----	---	-------	------	--------------	----

0	3.5	Black	2x75	P542DS4510.2	12
---	-----	-------	------	--------------	----

1	4	Black	2x75	P542DS4501.2	12
---	---	-------	------	--------------	----

2	5	Black	2x75	P542DS4502.2	12
---	---	-------	------	--------------	----

SILK

▼ 3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE
LENGTH MM

		USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
DS 50		2/0	3	Black	90	543DS5020	12
		0	3.5	Black	90	543DS5010	12
		1	4	Black	90	543DS5001	12
							
DS 50		2/0	3	Black	90	P543DS5020	12
		0	3.5	Black	90	P543DS5010	12
		1	4	Black	90	P543DS5001	12
							
DS 50		2/0	3	Black	2x90	P543DS5020.2	12
		0	3.5	Black	2x90	P543DS5010.2	12
		1	4	Black	2x90	P543DS5001.2	12
							
DS 60		2/0	3	Black	75	542DS6020	12
		0	3.5	Black	75	542DS6010	12
		1	4	Black	75	542DS6001	12
							
DS 60		2/0	3	Black	75	P542DS6020	12
		0	3.5	Black	75	P542DS6010	12
		1	4	Black	75	P542DS6001	12
							
DS 60		2/0	3	Black	2x75	P542DS6020.2	12
		0	3.5	Black	2x75	P542DS6010.2	12
		1	4	Black	2x75	P542DS6001.2	12
							

SILK

3/8 Circle Reverse Cutting

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

DS 90



1	4	Black	90	543DS9001	12
2	5	Black	90	543DS9002	12

Prime

1	4	Black	90	P543DS9001	12
2	5	Black	90	P543DS9002	12

DS 90



3/8 Circle Extra Cutting – Long cutting edge with squared body (plastic/cosmetic)

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

XNS 16

Prime

6/0	0.7	Black	45	P541XNS1660	12
5/0	1	Black	45	P541XNS1650	12
4/0	1.5	Black	45	P541XNS1640	12

3/8 Circle Reverse Extra Cutting – Long cutting edge with squared body (plastic/cosmetic)

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH CM REFERENCE PCS/BOX

XDS 11

Prime

6/0	0.7	Black	45	P541XDS1160	12
-----	-----	-------	----	-------------	----

2 x XDS 11

Prime

6/0	0.7	Black	45	P541XDS1160-2	12
-----	-----	-------	----	---------------	----

SILK

▼ 3/8 Circle Reverse Extra Cutting - Long cutting edge with squared body (plastic/cosmetic)

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
Prime	5/0	1	Black	45	P541XDS1350	12
	4/0	1.5	Black	45	P541XDS1340	12
XDS 13						



● Straight needle Round bodied TAPERPOINT

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
Prime	4/0	1.5	Black	45	P541GR1940	12
	4/0	1.5	Black	75	P542GR1940	12
GR 19						
Prime	2/0	3	Black	75	P542GR4020	12
GR 40						




▲ Straight Cutting

NEEDLE LENGTH MM	USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
	2/0	3	Black	75	542GS4020	12
GS 40						
Prime	2/0	3	Black	75	P542GS4020	12
GS 40						




SILK

▲ Straight Cutting

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH
CM REFERENCE PCS/BOX

GS 60



3/0	2	Black	75	542GS6030	12
2/0	3	Black	75	542GS6020	12
0	3.5	Black	75	542GS6010	12
1	4	Black	75	542GS6001	12

Prime

GS 60



3/0	2	Black	75	P542GS6030	12
2/0	3	Black	75	P542GS6020	12
0	3.5	Black	75	P542GS6010	12
1	4	Black	75	P542GS6001	12

Prime

GS 60



3/0	2	Black	2x75	P542GS6030.2	12
2/0	3	Black	2x75	P542GS6020.2	12
0	3.5	Black	2x75	P542GS6010.2	12
1	4	Black	2x75	P542GS6001.2	12

▼ 3/8 Circle MICROPOINT SPATULA

NEEDLE
LENGTH MM

USP EP COLOUR LENGTH
CM REFERENCE PCS/BOX

2 x DSP 6.5

Prime

8/0	0.4	Black	45	P541DSP6.580-2	12
7/0	0.5	Black	45	P541DSP6.570-2	12
6/0	0.7	Black	45	P541DSP6.560-2	12

8/0 180µm
7/0 200µm
6/0 330µm

SILK

1/4 Circle MICROPOINT SPATULA

NEEDLE
LENGTH MM

Prime

USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
6/0	0.7	Black	45	P541VSP860-2	12
5/0	1	Black	45	P541VSP850-2	12

2 x VSP 8

6/0 330µm
5/0 380µm

Without needle

NEEDLE
LENGTH MM

USP	EP	COLOUR	LENGTH CM	REFERENCE	PCS/BOX
3/0	2	Black	150	54-15030	12
2/0	3	Black	150	54-15020	12
0	3.5	Black	150	54-15010	12
1	4	Black	150	54-15001	12
2	5	Black	150	54-15002	12
3&4	6	Black	150	54-15004	12
3/0	2	Black	180	54-18030	12
2/0	3	Black	180	54-18020	12
0	3.5	Black	180	54-18010	12
1	4	Black	180	54-18001	12
2	5	Black	180	54-18002	12
3&4	6	Black	180	54-18004	12
3/0	2	Black	2 x 70	54-2.7030	12
2/0	3	Black	2 x 70	54-2.7020	12
0	3.5	Black	2 x 70	54-2.7010	12
1	4	Black	2 x 70	54-2.7001	12
2	5	Black	2 x 70	54-2.7002	12
4/0	1.5	Black	6 x 45	54-6.4540	12
3/0	2	Black	6 x 45	54-6.4530	12
2/0	3	Black	6 x 45	54-6.4520	12
0	3.5	Black	6 x 45	54-6.4510	12
1	4	Black	6 x 45	54-6.4501	12
2	5	Black	6 x 45	54-6.4502	12

without needle 150cm

without needle 180cm

without needle 2 x 70cm

without needle 6 x 45cm

„Atlas Medical Silk“

Pintas šilkas

Aprašas

„Atlas Medical Silk“ yra netirpūs, sterilūs chirurginiai siūlai, pagaminti iš šilkverpių audinio. Gija yra tolygi ir lanksti, su mažai tempimo audiniams, pasižymi dideliu atsparumu tempimui ir gerais biologiniais rezultatais. „Atlas Medical Silk“ siūlai nudažyti juodai ir padengti vašku arba silikonu. „Atlas Medical Silk“ atitinka visus Europos farmakopėjos (EP) ir Jungtinių Valstijų farmakopėjos (USP) reikalavimus.

Indikacijos

„Atlas Medical Silk“ siūlai skirti bendrajam naudojimui tvirtinant minkštuosius audinius arba perrišant, akių operacijose, dažniausiai naudojami odos chirurgijoje.

Poveikiai

„Atlas Medical Silk“ siūlai audiniuose sukelia minimalią ūmią uždegiminę reakciją, susijusią su palaipsniniu siūlo inkapsuliacija pluoštiniame jungiamajame audinyje. Šilkiniai siūlai netirpūs, laipsniškas tvirto šilko fibrino irmas gali nulemti visų siūlų mazgų tvirtumo praradimą per tam tikrą laiką.

Kontraindikacijos

„Atlas Medical Silk“ negalima naudoti pacientams, kurie jautrūs arba alergiški šilkui. Dėl laipsniško atsparumo tempimui praradimo, kuris gali pasireikšti per ilgesnį laikotarpį in vivo, „Atlas Medical Silk“ siūlai neturėtų būti naudojami ten, kur reikalingas ilgalaikis tempimo stiprumo palaikymas, pavyzdžiui, fiksuojant kraujagyslių protezus.

Ispėjimai

Nesterilizuoti iš naujo. Atidarytus ir nepanaudotus siūlus išmesti. Ilgalaikis šių siūlų kontaktas su druskų tirpalais, pavyzdžiui, randamais šlapimo ir tulžies takuose, gali lemti akmenų susidarymą. Prieš naudodami „Atlas Medical Silk“ žaizdoms uždaryti, naudotojai turi būti susipažinę su chirurginėmis procedūromis ir technikomis su neabsorbuojamais siūlais, nes žaizdos atsivėrimo rizika gali kisti priklausomai nuo naudojimo vietos ir naudojamų siūlų medžiagos. Kaip ir bet kokia kita svetima medžiaga esant bakteriniam užteršimui, turi būti laikomasi priimtinos chirurginės praktikos atsižvelgiant į infekotų ar užkrėstų žaizdų valymą ir uždarymą.

Atsargumo priemonės

Tvarkant ir saugant „Atlas Medical Silk“ siūlus reikia vengti pažeidimų. Vengti traiškymo

arba kirpimo žalos dėl tokių chirurginių priemonių kaip žnyplės arba adatų laikikliai naudojimo. Kaip ir su bet kokia kita siūlų medžiaga, tinkama mazgų sauga reikalauja priimtinių chirurginių plokščių ir kvadratinų saitų technikos su papildomais apmėtymais, kaip tai pagrįsta chirurginėmis aplinkybėmis ir chirurgo patirtimi.

Nepageidaujamos reakcijos

Nepageidaujamos reakcijos, susijusios su šio prietaiso („Atlas Medical Silk“) naudojimu, apima žaizdų atsivėrimą, laipsnišką atsparumo tempimui praradimą laikui bėgant, alergines reakcijas pacientams, kurie yra jautrūs šilkui, šlapimo ir tulžies takų akmenų formavimąsi, kai ilgiau liečiasi su druskos tirpalais, tokiais kaip šlapimas ir tulžis, padidėjęs bakterinis infekotumas, ūmi uždegiminė audinių reakcija, skausmas, edema ir eritema žaizdos vietoje.

Tiekimas

„Atlas Medical Silk“ tiekama dydžiais nuo USP 8/0 (0,4 metrinėje sistemoje) iki USP 3&4 (6 metrinėje sistemoje). Siūlai tiekiami iš anksto sukarpytais ilgiais, ir be adatų, ir pritvirtinti prie įvairių tipų, formų ir ilgių adatų. „Atlas Medical Silk“ tiekama dėžėse po 12 arba 24 paketus.

Saugoimas

Dėžes laikyti sausomis ir švariomis sąlygomis. Laikyti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Nenaudoti produkto pasibaigus galiojimo datai.

identifikavimo numeris. Gaminys atitinka esminius Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų reikalavimus.

ATLAS MEDICAL LTD

28C Miaouli str.,
15344 Gerakas – Greece
Tel. Nr. +30 210 60 90 201
Tel. Nr. +30 210 60 90 202
Faksas +30 210 6090 203

www.atlasmedical.gr

SIMBOLIAI



Nenaudoti pakartotinai



Gama spinduliai



Skatkykite naudojimo instrukcijas



Nenaudoti, jei pakuotė pažeista



Galiojimo data



Pagaminimo data



Katalogo numeris



Serijos numeris



Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių



Laikyti sausoje vietoje



Temperatūros ribojimas



Trapus, naudoti atsargiai



CE ženklas ir notifikuotosios įstaigos