



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, el. p.info@mprekyba.lt.
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023-09-14
Šiauliai

Aš, _____, direktorius Nr. _____, s. _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____ UAB M Prekyba _____,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) perkančiosios organizacijos VŠĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės ir pirkimą vykdančios VŠĮ CPO
LT
atliekamame _____ pirkime _____
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____ CVP IS _____,
(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576** 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

- (a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;
- (b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;
- (c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
- d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, el. p.info@mprekyba.lt.
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

TEIKĖJO DEKLARACIJA


2023 m. birželio 16 d.
Šiauliai

Pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu, kad:

1. UAB M Prekyba siūlomoms prekėms, garantiniu įrangos naudojimo laikotarpiu ir 5 metus po garantinio laikotarpio yra galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
2. UAB M Prekyba siūlomų prekių pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, t.y. pakuotė yra pagaminta iš perdirbtos žaliavos arba pakuotė ir jos dalys yra pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai panaudoti, perdirbti ar kitaip naudoti
3. UAB M Prekyba yra įsidiegusi ISO 14001 standartą, todėl laikosi „žaliųjų pirkimų“ nustatytų reikalavimų ir yra „žaliuosius“ reikalavimus išpildantis tiekėjas, skirtingai nei tie, kurie tą tik deklaruoja. Sertifikatas jums buvo pateiktas kartu su pasiūlymu.

Direktorius: _____

A.V



AMBONA



Presented products on the website may differ slightly from reality, tolerance of dimensions +/- 1 cm and weight +/- 5%.

AMBONA 4-Wheel Walker [VCBK2A, VCBK2A_01]

PRODUCT CHARACTERISTICS:

- steel frame powder coated resistant to disinfection and cleaning
- soft armrest height adjustment
- handle height and angle adjustment
- rear wheels with brakes
- 75 mm rubber wheels
- two variants to choose from: silver with rounded triangular adjustment handles or blue with lever-shaped adjustment handles

USE:

Rehabilitation supports are an ancillary equipment to facilitate tilting and moving of patients with different types of motor disorders. They can be used as an aid for patients after surgery (lower limbs) who are unable to use crutches, showing no coordination disorders, patients with mild dysfunction of the lower limbs or weakness. They are used in patients with impaired balance preventing them from independent vertical position and locomotion, as

well as various types of circulatory dysfunction (e.g. intermittent claudication).
Supports can also be used as an aid for geriatric patients.

CONTRAINDICATIONS:

Contraindications to the upright position, injuries and dysfunctions of upper limbs preventing the patient from supporting themselves, impaired coordination and perception.

	VCBK2A	VCBK2A_01
Max width of the walker base (mm)	530	540
Inner width of the walker base (mm)	455	460
Max length with brakes (max extended handles) (mm)	760 - 970	750 - 970
Max height with handles (mm)	1080 - 1480	975 - 1370
Cushion measurements W x L x H (mm)	590 x 490 x 60	580 x 490 x 50
Max width of the walker (mm)	590	580
Cushion cut-out measurements (mm)	370 x 290	360 x 280
Handles (mm)	110	110
Handles spacing (mm)	310	290
Walker weight (kg)	11	
Maximum user weight (kg)*	125	125

*Refers to the rollators with 75 mm wheels



AMBONA keturių ratų vaikštytė [VCBK2A, VCBK2A_01]

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS:

- Plieninis rėmas padengtas milteline danga, atsparia dezinfekcijai ir valymui
- minkšti porankiai su aukščio reguliavimu
- įsikibimo rankenos su ilgio ir kampo reguliavimu
- galiniai ratai su stabdžiais
- 75 mm guminiai ratai
- Galima rinktis iš dviejų variantų: chromuoto rėmu arba mėlynos spalvos dažytu rėmu

NAUDOJIMAS:

Vaikštytė yra pagalbinių įranga, palengvinanti pacientų, turinčių įvairių motorikos sutrikimų, judėjimą. Ji gali būti naudojama kaip pagalbinių priemonė pacientams po operacijų (apatinėms galūnėms), kurie negali naudotis ramentais, neturi koordinacijos sutrikimų, pacientams, kuriems yra nedidelis apatinių galūnių funkcijos sutrikimas ar silpnumas. Ji naudojama pacientams, kurių pusiausvyros sutrikimas neleidžia jiems savarankiškai judėti vertikaliajoje padėtyje ir judėti, taip pat esant įvairiems kraujotakos sutrikimams (pvz., protarpiniam šlubavimui). Vaikštytės taip pat gali būti naudojamos kaip pagalbinių priemonė senyviems pacientams.

KONTRAINDIKACIJOS:

Kontraindikacijos vertikaliam padėčiai, viršutinių galūnių sužalojimai ir disfunkcijos, neleidžiančios pacientui išsilaikyti, sutrikusi koordinacija ir suvokimas.

Modeliai VCBK2A VCBK2A_01

Maksimalus vaikštytės pagrindo plotis (mm)

Vidinis vaikštytės pagrindo plotis (mm)

Maksimalus ilgis su stabdžiais (maks. pailgintomis rankenomis) (mm)

Aukščio reguliavimas su rankenomis (mm)

Rankų atramos išmatavimai P x P x A (mm)

Maksimalus vaikštytės plotis (mm)

Rankų atramos išpjovos išmatavimai (mm)

Rankenos (mm)

Rankenėlių atstumas (mm)

Vaikštytės svoris (kg) 11

Maksimalus vartotojo svoris (kg)*