

Aesculap Surgical Instruments

ENT Catalog

HNO Katalog

LOR katalogas



Aesculap Surgical Technologies

Otology, Micro Ear Surgery – Otologie, Mikro-Ohrchirurgie

Ear Specula

Ohrspekula

Otology
Otologie



POLITZER

Art. No. Art. Nr.	Diam. Ø	Sales unit Bestelleinheit
OF101C		Set of 3 sizes Satz à 3 Stück
OF102C	2.0 mm ○	
OF103C	3.0 mm ○	
OF104C	4.0 mm ○	


for children, inside nonreflective,
outside mirror finish chromium plated
für Kinder, innen matt,
außen hochglanz-verchromt



HARTMANN

Art. No. Art. Nr.	Diam. Ø	
OF115C	1.8 mm ○	
OF116C	3.2 mm ○	
OF117C	4.6 mm ○	

for children, inside nonreflective,
outside mirror finish chromium plated
für Kinder, innen matt,
außen hochglanz-verchromt



HARTMANN

Art. No. Art. Nr.	Diam. Ø	Sales unit Bestelleinheit
OF108C		Set of 3 sizes / Satz à 3 Stück (OF111C, OF112C, OF113C)
OF111C	3.5 mm ○	
OF112C	5.0 mm ○	8.130
OF113C	6.5 mm ○	
OF114C	8.0 mm ○	

for adults, inside nonreflective,
outside mirror finish chromium plated
für Erwachsene, innen matt,
außen hochglanz-verchromt



BOUCHERON


Art. No. Art. Nr.	Diam. Ø	Sales unit Bestelleinheit
OF120C		Set of 4 sizes Satz à 4 Stück
OF121C	4 mm ○	
OF122C	5 mm ○	
OF123C	6 mm ○	
OF124C	7 mm ○	

for adults, inside nonreflective,
outside mirror finish chromium plated
für Erwachsene, innen matt,
außen hochglanz-verchromt

FESS, Rhinology, Rhinoplasty – FESS, Rhinologie, Septum- und Nasenplastik

Nasal Specula

Nasenspekula



HARTMANN

OK041R-OK043R

screw joint

mit Schraubschluss

160 mm, 6 1/4"



VIENNA

OK060R

screw joint, small, light pattern

mit Schraubschluss, klein,

leichte Ausführung

140 mm, 5 1/2"



VIENNA

OK061R

screw joint, medium, medium pattern

mit Schraubschluss, mittel,

mittlere Ausführung

140 mm, 5 1/2"


Rhinology
Rhinologie

MILLIMETERS

Otology, Micro Ear Surgery – Otologie, Mikro-Ohrchirurgie

Ear Curettes

Ohrküretten



BUCK

Art. No. Art. Nr.	Figure Figur	Outside diam. Außen-Ø (mm)	
OF350R	00	1.5	○
OF351R	0	2.0	○ 8.134
OF352R	1	2.5	○
OF353R	2	3.0	○ 8.136
OF354R	3	4.0	○

curved, sharp
gebogen, scharf
150 mm, 6"



BUCK

Art. No. Art. Nr.	Figure Figur	Outside diam. Außen-Ø (mm)	
OF355R	00	1.5	○
OF356R	0	2.0	○ 8.135
OF357R	1	2.5	○
OF358R	2	3.0	○ 8.137
OF359R	3	4.0	○

curved, blunt
gebogen, stumpf
150 mm, 6"

Otology
Otologie

MILLIMETERS

Otology, Micro Ear Surgery – Otologie, Mikro-Ohrchirurgie

Ear Hooks, Cerumen Hook

Ohrhäkchen, Ohrhebel, Zerumenhäkchen

INCHES

9

7

6

5


4

3

2

1

Otology
Otologie



OF282R

OF283R

OF284R

OF285R

$\frac{1}{2}$

WAGENER

OF282R-OF285R

Ear hooks

Ohrhäkchen

150 mm, 6"

$\frac{1}{1}$


ST. BARTS

OF288R 8.138

Ear hook, blunt

Ohrhäkchen, stumpf

180 mm, 7"



OF277R

OF278R

OF279R

$\frac{1}{2}$

LUCAE

OF277R-OF279R

Ear hooks, probe ended

Ohrhebel, geknöpft

140 mm, 5 $\frac{1}{2}$ "

$\frac{1}{1}$

Diam. of tip: 1.7 mm
Knopf-Ø: 1,7 mm

CAWTHORNE

OF276R

Cerumen hook

Zerumenhäkchen

140 mm, 5 $\frac{1}{2}$ "

Probes, Cotton Carriers, Redon Spikes – Sonden, Watteträger, Redon Spieße

Cotton Carriers

Watteträger

Diam. 0.9 mm
Ø 0,9 mm



BUCK

BN400R 8.139

rough, spiral end
spiralförmig gerieft
120 mm, 4 3/4"


Diam. 0.9 mm
Ø 0,9 mm



LATHBURY-FARRELL

BN467R

triangular serrated end
dreikant gerieft
140 mm, 5 1/2"



KINGS'S COLLEGE HOSPITAL

BN403

rough, spiral end
spiralförmig gerieft
90 mm, 3 1/2"



KINGS'S COLLEGE HOSPITAL

BN404

rough, spiral end
spiralförmig gerieft
135 mm, 5 1/4"

Diam. 1.0 mm
Ø 1,0 mm



BN440R

rough, spiral end
spiralförmig gerieft
140 mm, 5 1/2"

Diam. 1.2 mm
Ø 1,2 mm



BN445R

rough, spiral end
spiralförmig gerieft
140 mm, 5 1/2"

Probes
Sonden

MILLIMETERS

Otology, Micro Ear Surgery – Otologie, Mikro-Ohrchirurgie


Alligator Forceps

Mikro-Fasszängchen

OG331R 0.8 x 3.5 mm

65° upwards curved

65° nach oben gebogen

**OG331R-OG339R****OG332R** 0.8 x 3.5 mm

45° downwards curved

45° nach unten gebogen

**8.143****OG338R** 1.0 x 5.0 mm

left curved

links gebogen

**8.142****OG339R** 1.0 x 5.0 mm

right curved

rechts gebogen

Otology
Otologie


MILLIMETERS

Otology, Micro Ear Surgery – Otologie, Mikro-Ohrchirurgie

Micro Ear Forceps, Ear Forceps

Mikro-Fasszängchen, Fasszängchen


HOUGH

OG329R 1.0 x 5.0 mmstraight
gerade

CAWTHORNE

OG334R 1.25 x 5.0 mmstraight, smooth jaw
gerade, glattes Maul**OG329R-OG334R**Micro ear forceps
Mikro-Fasszängchen**8.144**

HARTMANN-WULLSTEIN

OF410R 0.5 x 6.0 mmstraight
gerade**8.145**

HARTMANN

OF411R 1.0 x 8.0 mmstraight
gerade**OF410R-OF420R**Ear forceps
Fasszängchen

HARTMANN-WULLSTEIN

OF414R 1 x 8 mmstraight
gerade

HARTMANN


OF420R 1 x 8 mmstraight, 1 x 2 teeth
gerade, 1 x 2 Zähne

Otology, Micro Ear Surgery – Otologie, Mikro-Ohrchirurgie

Suction Cannulas, Suction Adapter

Saugkanülen, Saugadapter

Otology
Otologie



ZOELLNER

Art. No. Art. Nr.	Diam. (swg) Ø (swg)	Diam. (mm) Ø mm	Length Länge
GF771R	18	1.2	55 mm, 2 1/4"
GF772R	20	1.0	55 mm, 2 1/4"
GF773R	22	0.7	55 mm, 2 1/4"

detachable tips, fitting GF770R and OG951R

Sales unit:

PAK = Package of 10 pieces

auswechselbare Spitzen zu GF770R und OG951R

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 10 Stück



VERHOEVEN

Art. No. Art. Nr.	Diam. (swg) Ø (swg)	Diam. (mm) Ø mm	Length Länge
GF763R	16	1.5	100 mm, 4"
GF764R	18	1.2	100 mm, 4"
GF765R	20	1.0	100 mm, 4"
GF766R	22	0.7	100 mm, 4"

Suction cannulas with LUER cone

Saugkanülen mit LUER-Konus




HOUSE

GF768R

Suction adapter with finger cut-off,
LUER cone / LUER hub

Saugadapter mit Saugunterbrecher,
LUER-Konus / LUER-Bohrung

55 mm, 2 1/8"



ZOELLNER

GF770R 8.146

Suction cannula, only, with stylet
fitting to the detachable ends GF771R and GF775R

Saugkanüle allein, mit Mandrin,
passend zu den Saugkanülen GF771R und GF775R

180 mm, 7"

Please find further suction instruments in our separate chapter suction instruments,
starting on page 527

Für weitere Sauginstrumente, siehe Kapitel Sauginstrumente, ab Seite 527

FESS, Rhinology, Rhinoplasty – FESS, Rhinologie, Septum- und Nasenplastik

Hypophysectomy Specula

Hypophysektomie Spekula

Rhinology
Rhinologie



COTTLE

OK090R-OK108R



OK090R

Fig. 5

Selfretaining septum speculum suitable as introducer for FF590R, FF591R

Septum specula, aseptic joint. Set-screw, with extra thin blades

Selbsthaltendes Septumspekulum, geeignet als Einführungshilfe für FF590R, FF591R

Nasenspekula, mit Steckschluss und Stellschraube, mit besonders schlanken Blättern



OK108R

Fig. 4

Selfretaining septum speculum suitable as introducer for FF589R

Nasal specula with aseptic joint and set-screw

Selbsthaltendes Septumspekulum, geeignet als Einführungshilfe für FF589R

Nasenspekula mit Steckschluss und Stellschraube




PAPAVERO-CASPAR

Art. No.	Blade size (mm)
Art. Nr.	Blattgröße (mm)
FF589R	80 x 11
FF590R	90 x 13
FF591R	100 x 15

Slim profile and lightweight specula for Transsphenoidal surgery with key TE749R

Schlanke und leichte Spekula für die Transsphenoidaloperation inkl. TE749R
Spannschlüssel



PAPAVERO-HARTMANN

FF595R 8.147

Spreader for specula FF589R, FF590R, FF591R


Spreizer für Spekula FF589R, FF590R, FF591R
140 mm, 5 1/2"

Laryngology – Laryngologie

Laryngeal Polypus Forceps

Kehlkopfpolypenzangen

Laryngology
Laryngologie



FRAENKEL

OP100R

8.148

220 mm, 8 3/4"



JURASZ

OP111R-OP114R

210 mm, 8 1/4"



OP111R

to the right

nach rechts öffnend



OP112R

to the left

nach links öffnend



OP113R

downwards

nach unten öffnend



OP114R


upwards

nach oben öffnend

Suction Instruments, Syringes – Sauginstrumente, Spritzen


Suction Cannulas

Saugkanülen



FERGUSSON

Working length Arbeitslänge	110 mm 4 1/2"	130 mm 5 1/8"	160 mm 6 1/4"	200 mm 7 7/8"
Total length Gesamtlänge	195 mm 7 3/4"	215 mm 8 1/2"	245 mm 9 5/8"	280 mm 11"
Diam. Ø				
1.5 mm	GF350R	GF360R	GF370R	GF380R
2.0 mm	GF351R	GF361R	GF371R	GF381R
2.5 mm	GF352R	GF362R	GF372R	GF382R
3.0 mm	8.149 GF353R	GF363R	GF373R	GF383R
4.0 mm	GF354R	GF364R	GF374R	GF384R
5.0 mm	GF355R	GF365R	GF375R	GF385R



PLESTER

Art. No.	Diam. (mm)	Length
Art. Nr.	Ø (mm)	Länge
GF939R	1.5	195 mm, 7 3/4"
GF940R	2.0	195 mm, 7 3/4"
GF941R	2.5	195 mm, 7 3/4"
GF942R	3.0	195 mm, 7 3/4"

with finger cut-off and stylet, thumb piece parallel to curve,
with LUER hub
mit Saugunterbrecher und Mandrin, Griffplatte parallel zur Biegung,
LUER-Bohrung

Suction Instruments, Syringes – Sauginstrumente, Spritzen

Suction Cannulas

Saugkanülen




FRAZIER

Art. No. Art. Nr.	Diam. (mm) Ø (mm)	Working length Arbeitslänge
MD124R	2.3	110 mm, 4 1/4"
MD125R	2.7	110 mm, 4 1/4"
MD127R	3.4	110 mm, 4 1/4"
MD129R	4.0	110 mm, 4 1/4"
MD130R	5.0	110 mm, 4 1/4"

8.150


Suction cannula with finger cut-off and stylet, thumb piece 90° to curve, with LUER hub
 Saugkanüle mit Saugunterbrecher und Mandrin, Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung



LEMPERT

Art. No. Art. Nr.	Diam. (mm) Ø (mm)	Length Länge
GF937R	2.0	200 mm, 7 7/8"
GF938R	3.0	200 mm, 7 7/8"

with finger cut-off and stylet
 mit Saugunterbrecher und Mandrin




FORMBY

Art. No. Art. Nr.	Diam. (mm) Ø (mm)	Length Länge
GF932R	3.3	210 mm, 8 1/4"

FESS, Rhinology, Rhinoplasty – FESS, Rhinologie, Septum- und Nasenplastik

Rongeurs


Rongeurs



- Angled positions for rongeurs
- Winkelstellungen bei Rongeurs



- Sliding shaft instruments can be disassembled for cleaning and maintenance.
- Bei Schiebeschäft Instrumenten werden Reinigung und Pflege durch Zerlegen ermöglicht.



140°
upwards angled
aufwärts gewinkelt

