

# Tissue adhesives

Colour and article coding for easy box content identification



# Histoacryl®

## Tissue adhesives

### Description

In addition to traditional skin suturing, surgeons can use a tissue adhesive.

The tissue adhesive Histoacryl® consists of **monomeric n-butyl-2-cyanoacrylate**, which polymerises quickly in connection with tissue fluid. Histoacryl® is available in two colours: translucent, special for facial application, and blue, which enables an easy control over the quantity applied.

The formation of esophageal and fundal varices is a common and dangerous consequence of portal hypertension. Effective sclerosation of these varices is possible with Histoacryl®. It can be employed for non-bleeding and for bleeding varices. Combined therapy with Histoacryl® and conventional sclerosation therapy is possible.

### Indications

- Closure of minor skin wounds without suturing
- Closure of skin in endoscopic incisions
- Sclerosation of esophageal and fundal varices



### Advantages wound closure

- Wound closure in one minute
- Anti-bacterial barrier protects the wound
- **Storage at room temperature**
- Excellent cosmetic results
- Easy-to-use procedure

### Sclerosation therapy

- For bleeding and non-bleeding varices
- Easy-to-use procedure

Colour	Content / box	Cat. No.
Blue	5 ampoules of 0.5mL	1050052
<b>Blue</b>	<b>10 ampoules of 0.5mL</b>	<b>1050044</b>
Translucent	5 ampoules of 0.5mL	1050060
Translucent	10 ampoules of 0.5mL	1050071

# Histoacryl®

## Audinių klėjai

Tikras daiktas - dabar net paprasčiau ir greičiau

Jau dešimtmečius pasaulio medicinos profesionalai pasitiki Histoacryl- pirmais chirurginiais audinių klėjais, kurių pagrindas cianoakrilatas.

Sėkmingas Histoacryl® taikymas yra aprašytas daugiau nei 1100 straipsnių. Dabar klasikinį produktą galima naudoti žaizdų uždarymui

- nauja ampulė su atsisukančiu kamštuku
- padidintas n-butyl-2- cianoakrilato kiekis
- indikuotinas žaizdų uždarymui ir stemplės bei skrandžio veninių mazgų skleroterapijai

Gera žinoma Histoacryl® pranašumai:

- greitas žaizdos uždarymas
- labai geras stiprumas
- dėl plono ampulės vamzdelio ir melsvos spalvos paprastas ir tikslus dozavimas
- užtenka uždėti tik vieną sluoksnį
- pasirinkimas tarp melsvos ir bespalvės spalvos
- galima naudoti dušą

Kodėl audinių klėjai?

- nėra siuvimo – nėra skausmo
- taupo laiką ir išlaidas (nereikia vietinio nuskausminimo, siūlų nuėmimo, pakartotinos konsultacijos)
- antibakterinė plėvelė apsaugo žaizdą
- nebūtina žaizdos tvarstyti

Asortimentas

Aprašymas	Spalva	Kodas
5 x 0.5 ml Histoacryl®	Mėlyna	1050052
10 x 0.5 ml Histoacryl®	Mėlyna	1050044
5 x 0.5 ml Histoacryl®	permatomas	1050060
10 x 0.5 ml Histoacryl®	permatomas	1050071

Literatūra galima pagal pareikalavimą

Žaizdos užvėrimas per minutę:

Išvalykite žaizdą ir atsukite ampulę

Sutaikykite žaizdos kraštus (žaizdas su įtempimu ir žaizdas ilgesnes nei 3 cm, reikia papildomai susiūti )

Naudokite Histoacryl® taupiai, neleiskite kad klėjai patektų į žaizdą

Laikykite žaizdos kraštus suglaustus apie vieną minutę – ir tai yra viskas!