



AESCULAP® NEUROSURGERY

HAUPTKATALOG
MAIN CATALOG

INSTRUMENTS – INSTRUMENTE

KERRISON BONE PUNCHES

KERRISON KNOCHENSTANZEN

BONE
KNOCHEN

KERRISON Bone Punches / KERRISON Knochenstanzen



AESTHETIC

- **KERRISON Noir® Bone Punch**
...detachable, with a black coating for reduced light reflection in the operating area.

DETACHABLE

- **Detachable KERRISON Bone Punch**
...can be disassembled without tools in only 3 steps for cleaning.

PROVEN

- **Non-detachable KERRISON Bone Punch**
...considered a classic for over 100 years.

SPECIAL

- **Special KERRISON Bone Punch**
...whether curved, bayonet-shaped, extra long, intermediate sizes or with a large jaw openings – we provide the solution.

DIE ÄSTHETISCHE

- **Zerlegbare KERRISON Noir® Knochenstanze**
... mit schwarzer Beschichtung für weniger Lichtreflexionen im Situs.

DIE ZERLEGBARE

- **Zerlegbare KERRISON Knochenstanze**
... zur Aufbereitung ohne Werkzeug in nur 3 Schritten zerlegbar.

DIE BEWÄHRTE


- **Nicht zerlegbare KERRISON Knochenstanze**
...seit über 100 Jahren der Klassiker.

DIE SPEZIELLEN

- **Spezielle KERRISON Knochenstanze**
... ob gebogen, bajonettförmig, extra lang, Zwischengrößen oder Langhub – wir verstehen ihre Wünsche.


Complete product range:

- 90°/130° upbiting/downbiting
- With standard/thin footplate
- Standard/wide jaw opening
- Lengths:
 - 180 mm (7")
 - 200 mm (7 7/8")
 - 230 mm (9")
 - 280 mm (11")
- Widths of jaw: 1–6 mm
- Half-sizes: 1.5 mm, 2.5 mm jaw width



Punches with a thin footplate are used exclusively for removing small portions of bone and soft tissue.

Stanzen mit Dünnfußplatte werden ausschließlich zur Entfernung von kleinen Knochenanteilen und weichem Gewebe eingesetzt.



The detachable punches are marked with golden spring.

Zerlegbare Knochenstanzen sind mit einer goldenen Feder gekennzeichnet.



Numerical Code – for the identification of the two matching components during the assembly.

Nummernkodierung – für die Zuordnung beim Zusammensetzen der beiden zusammengehörenden Stanzenteile.

Komplettes Produktprogramm:

- 90°/130° nach oben/unten schneidend
- Mit Standard-Fußplatte/Dünnfußplatte
- Standard/Langhubstanzen
- Längen:
 - 180 mm (7")
 - 200 mm (7 7/8")
 - 230 mm (9")
 - 280 mm (11")
- Maulbreiten: 1–6 mm
- Zwischengrößen: 1,5 mm, 2,5 mm Maulbreite



KERRISON punches with a thin footplate are marked with a golden inner handle.

KERRISON Stanzen mit Dünnfußplatte sind durch ein goldenes, inneres Griffteil gekennzeichnet.



Ejector – for the removal of punched-out material.

Auswerfer – zum Entfernen von ausgestanztem Material.



Large number for identification of jaw width.

Große Ziffer zur Erkennung der Maulbreite.

INSTRUMENTS – INSTRUMENTE

Noir® COATED KERRISON DETACHABLE BONE PUNCHES

Noir® BESCHICHTETE KERRISON ZERLEGBARE KNOCHENSTANZEN

BONE
KNOCHEN



Ejector / Auswerfer

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Width / Breite (mm)

1.0 □

1.5 □

2.0 □

2.5 □

3.0 □

4.0 □

5.0 □


6.0 □

INSTRUMENTS – INSTRUMENTE

Noir® COATED KERRISON DETACHABLE BONE PUNCHES Noir® BESCHICHTETE KERRISON ZERLEGBARE KNOCHENSTANZEN

Noir padengimo Kerrisonai

- Angled positions for punches
- Winkelstellungen bei Stanzen




BONE
KNOCHEN

JAW POSITION 130°, UPBITING
MAULSTELLUNG 130°, NACH
OBEN SCHNEIDEND

JAW POSITION 130°, UPBITING
MAULSTELLUNG 130°, NACH
OBEN SCHNEIDEND

		Footplate / Fußplatte					
		Standard		Standard		Thin / Dünnpfuß	
		Jaw opening / Hub					
Length Länge	Width Breite	Standard	(mm)	Large / groß	(mm)	Standard	(mm)
180 mm, 7"	1.0 mm	FK900B	(8)	-	-	FK906B	(8)
	1.5 mm	FK911B	(9)	-	-	FK923B	(9)
	2.0 mm	FK901B	(9)	FK971B	(15) 1.9	FK907B	(9)
	2.5 mm	FK912B	(10)	-	-	FK924B	(10)
	3.0 mm	FK902B	(10)	FK972B	(15)	FK908B	(10)
	4.0 mm	FK903B	(12)	FK973B	(15)	FK909B	(12)
	5.0 mm	FK904B	(12)	FK974B	(15)	FK910B	(12)
	6.0 mm	FK905B	(12)	-	-	-	-
200 mm, 7 7/8"	1.0 mm	FK960B	(8)	-	-	FK961B	(8)
	1.5 mm	FK966B	(9)	-	-	FK968B	(9)
	2.0 mm	FK913B	(9)	FK970B	(15)	FK962B	(9)
	2.5 mm	FK967B	(10)	-	-	FK969B	(10)
	3.0 mm	FK914B	(10)	FK982B	(15)	FK963B	(10)
	4.0 mm	FK915B	(12)	FK983B	(15)	FK964B	(12)
	5.0 mm	FK916B	(12)	FK984B	(15)	FK965B	(12)
	6.0 mm	FK917B	(12)	FK985B	(15)	-	-
230 mm, 9"	1.0 mm	FK918B	(8)	-	-	FK929B	(8)
	2.0 mm	FK919B	(9)	-	-	FK925B	(9)
	3.0 mm	FK920B	(10)	-	-	FK926B	(10) 1.3
	4.0 mm	FK921B	(12)	-	-	FK927B	(12)
	5.0 mm	FK922B	(12)	-	-	FK928B	(12)
280 mm, 11"	1.0 mm	FK981B	(8)	-	-	-	-
	2.0 mm	FK986B	(9)	-	-	FK976B	(9)
	3.0 mm	FK987B	(10)	-	-	FK977B	(10)
	4.0 mm	FK988B	(12)	-	-	FK978B	(12)
	5.0 mm	FK989B	(12)	-	-	FK979B	(12)

JAW POSITION 90°, UPBITING
MAULSTELLUNG 90°, NACH OBEN
SCHNEIDEND

JAW POSITION 90°, UPBITING MAULSTELLUNG 90°, NACH OBEN SCHNEIDEND		Footplate / Fußplatte					
		Standard		Standard		Thin / Dünnpfuß	
		Jaw opening / Hub					
		Standard	(mm)	Large / groß	(mm)	Standard	(mm)
Length Länge	Width Breite						
180 mm, 7"	1.0 mm	FK948B	(8)	-	-	-	-
	2.0 mm	FK949B	(9)	-	-	-	-
	3.0 mm	FK950B	(10)	-	-	-	-
	4.0 mm	FK951B	(12)	-	-	-	-
	5.0 mm	FK952B	(12)	-	-	-	-

INSTRUMENTS – INSTRUMENTE

MICRO DISSECTORS

MIKRO-DISSEKTOREN

Mikro disektorius

MICRO
MIKRO

4.5 mm



curved
blunt
gebogen
stumpf



CASPAR
FF303R

$\frac{1}{1}$ 230 mm, 9"

4.5 mm



FF305R

downwards curved
blunt
abgebogen
stumpf

lenktas žemyn, bukas
1.4

2.0 mm



FF307R

downwards curved
blunt
abgebogen
stumpf



CASPAR

FF305R-FF307R

$\frac{1}{1}$ 230 mm, 9"