

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2020 m. sausio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i Toxo IgM Controls (taip pat vadinamos Toxo IgM Ctrls)

PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i Toxo IgM Controls yra skirtos tyrimo glaudumui apskaičiuoti ir Alinity i analizatoriaus sisteminiams analitiniais nuokrypiams aptikti, kai jis yra naudojamas IgM antikūnams prieš *Toxoplasma gondii* žmogaus serume ir plazmoje kokybiškai aptikti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Toxo IgM reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

SUDĖTIS

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

