

Parengta 2020 m. kovo mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i Anti-HCV Calibrator (taip pat – Anti-HCV Cal)

PASKIRTIS

Kalibratorius Alinity i Anti-HCV Calibrator yra skirtas Alinity i analizatoriaus, naudojamo antikūnams prieš hepatito C virusą (anti-HCV) žmogaus serume ir plazmoje kokybiškai aptikti, kalibracijai.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Anti-HCV reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

RUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

