

Parengta 2016 m. rugsėjo mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i 25-OH Vitamin D Controls (taip pat vadinama Vit D 25OH Ctrls)

PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i 25-OH Vitamin D Controls yra skirtos tyrimo glaudumui apskaičiuoti ir Alinity i analizatoriaus sisteminiams analitiniais nuokrypiams aptikti, kai jis naudojamas 25-hidroksivitaminui D (25-OH vitaminui D) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i 25-OH Vitamin D reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

