

Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls

Parengta 2020 m. balandžio mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls (taip pat vadinamos Active-B12 Ctrl)

PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls yra skirtos tyrimo glaudumui apskaičiuoti ir Alinity i analizatoriaus (reagentų, kalibratorių ir instrumento) sisteminiams analitiniams nuokrypiams aptikti, kai jis yra naudojamas holotranskobalaminui žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

RUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.



LAIKYMAS