

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. vasario mėn. redakcija.

REF 07P4820

REF 07P4830

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

PAVADINIMAS

Alinity i TSH Reagent Kit

PASKIRTIS

Alinity i TSH tyrimas yra chemiluminescencijos mikrodalelių imunoanalizė (CMIA), naudojama žmogaus skydliaukę stimuliuojančiam hormonui (TSH) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity i.

REAGENTAI

Rinkinio sudėtis

Alinity i TSH Reagent Kit 07P48

PASTABA. Kai kurių dydžių rinkiniais nėra prekiaujama visose šalyse. Prašome kreiptis į vietos platintoją.

Tolesnėje lentelėje pateikti tūriai (mL) rodo talpykloje esantį tūrį.

| REF | 07P4820 | 07P4830 |
|-----------------------------|---------|---------|
| Tyrimų skaičius talpykloje | 100 | 600 |
| Talpyklų skaičius rinkinyje | 2 | 2 |
| Tyrimų skaičius rinkinyje | 200 | 1200 |
| MICROPARTICLES | 5.4 mL | 24.8 mL |
| CONJUGATE | 4.9 mL | 24.3 mL |
| ASSAY DILUENT | 6.6 mL | 33.6 mL |

