

GETINGE CLEAN

Medžiagos saugos duomenų lapas

„Flusher Detergent“ plovimo priemonė

Paskirtis

Silpnai šarminė plovimo priemonė, skirta automatinio būdu plauti žmonių tuštinimosi atliekų talpyklas. Tinka plauti šarmams atsparius paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą ir atsparų plastiką.

1. Medžiagos / preparato ir įmonės pavadinimas

Pavadinimas: „Getinge Clean Flusher Detergent“

Tiekėjas:

„Getinge Disinfection AB“, Ljungadalsgatan 11

Box 1505, SE-351 15 Växjö, Švedija

Tel.: +46 (0)10 335 98 00

Pagalbos telefono numeris:

Europa: +44 (0) 1235 239 670

Australija: +61 2801 44558

JAV: 001866 928 0789 (nemokamas)

Interneto svetainė: <http://www.getinge.com>

El. paštas: info@getinge.com

2. Galimi pavojai (neskiestas produktas)

Pavojų klasifikavimas: Dirginantis

Pavojus akims: Sukelia dirginimą

Pavojus odai: Sukelia dirginimą

Pavojus kvėpavimo sistemai: Įkvėpti garai gali sukelti dirginimą

Užsiliepsnojimo pavojus: Nedegus

Kiti pavojai:

3. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga	CAS numeris	Koncentracija	Pavojai (žr. 16 skyrių)
Natrio hidroksidas	1310-73-2	0,5–2,0 %	C R35

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

Sąlytis su akimis: Prilaikant akių vokus, akis nedelsiant plauti vandeniu bent 10 minučių.

Nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos.

Sąlytis su oda: Nuvilkite užterštus drabužius, odą nuplauti muilu ir vandeniu.

Nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos.

Įkvėpimas: Jeigu dirgina, būtinas grynas oras, šiluma ir ramybė.

Nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos.

Nurijimas: Nebandyti sukelti vėmimo. Nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos.

5. Priešgaisrinės priemonės

Netaikoma.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

Užpilti smėliu ar kita inertiine sugeriančia medžiaga, ir surinkus išmesti į atitinkamas atliekų talpyklas.

GETINGE CLEAN

Medžiagos saugos duomenų lapas
„Flusher Detergent“ plovimo priemonė

7. Naudojimas ir laikymas

Laikyti vėsioje ir sausoje nuo šalčio apsaugotoje vietoje, toliau nuo rūgščių ir stipriai oksiduojančių medžiagų.
Laikyti originalioje pakuotėje vertikaliaje padėtyje. Tinkamiausia laikymo temperatūra 5–25 °C.

Naudojimo nurodymai:	Dozė 2–4 ml/l, priklausomai nuo vandens kietumo. Prieš naudojant patikrinti, ar nekenkia plaunami medžiagai. Panaudojus būtina kruopščiai nuplauti vandeniu. Nemaišyti su kitomis cheminėmis priemonėmis.
Laikymo terminas:	18 mėnesių originaliose, neatidarytose talpyklose.

8. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

Šios priemonės siūlomos remiantis bendrais naudojimo metodais ir jos gali netikti visiems galimiems priemonės naudojimo atvejams. Naudotojas atsako už pilną savo specifinių procesų ir darbo sistemų pavojų įvertinimą.

Akių apsauga:	Dėvėti apsaugos nuo cheminių tiškųjų akinius, atitinkančius BS EN 166 34B standartą.
Rankų apsauga:	Mūvėti apsaugines pirštines iš PVC ar latekso. Kokias pirštines pasirinkti, priklauso nuo specifinių pavojų įvertinimo.
Kūno apsauga:	Kokia būtina, siekiant išvengti sąlyčio.
Kvėpavimo sistemos apsauga:	Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje, vengti garų įkvėpimo, jei būtina – dėvėti apsauginę kaukę EN149.
Kita apsauga:	

Asmeninės apsaugos priemonės:



Asmeninės apsaugos priemonės parenkamos, atsižvelgiant į vykdomų procesų specifinių pavojų įvertinimą.

Ribinės poveikio vertės darbo aplinkoje
Natrio hidroksido 2 mg/m³ / trumpalaikis poveikis 15 min

GETINGE CLEAN

Medžiagos saugos duomenų lapas
„Flusher Detergent“ plovimo priemonė

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Išvaizda:	Skaidrus bespalvis skystis
Kvapas:	Būdingas
Tiekiamo preparato pH (tipiškas):	12,9
0,5 % vandeninio tirpalo pH (tipiškas):	9,8
Virimo temperatūra:	100 °C
Lydimosi temperatūra:	Netaikoma
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikoma
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	Netaikoma
Sprogstamumas:	Nesprogus
Oksidacinės savybės:	Nei viena nežinoma
Garų slėgis:	17,5 mm Hg (20 °C)
Santykinis tankis (20 °C):	1,078
Tirpumas:	Tirpus vandenyje
Klampa:	<20 cPs

10. Stabilumas ir reaktingumas

Vengtinios sąlygos:	Ekstremalios temperatūros.
Vengtinios medžiagos:	Nesuderinamas su oksiduojančiomis medžiagomis, rūgštimis ir šarmams neatspariais metalais, tokiais kaip aliuminis.
Pavojingi skilimo produktai:	Nei vienas nežinomas.

11. Toksikologinė informacija

Sąlytis su akimis:	Sukelia dirginimą.
Sąlytis su oda:	Sukelia dirginimą.
Įkvėpimas:	Įprastai naudojant nepavojinga. Įkvėpti garai gali sukelti dirginimą.
Nurijimas:	Apskaičiuota ūmaus toksiškumo dozė (per burną LD50) > 8000 mg/kg.
Ilgalaikis poveikis:	Dirgina virškinamąjį traktą ir žarnyną. Tinkamai naudojant, remiantis šiuo metu žinoma informacija nenustatyta jokio ilgalaikio poveikio.

12. Ekologinė informacija

Šio preparato sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, pateiktus ES plovimo priemonių reglamente Nr. 648/2004.

13. Atliekų tvarkymas

Nereikalingas produkto atliekas reikia tvarkyti pagal vietinius ir šalies reikalavimus.
Tuščias ir išplautas talpyklas galima perdirbti, jei yra atitinkama įranga, arba, jeigu leidžiama, atiduoti į savartynus užkasti arba sudeginti.

14. Informacija apie gabenimą

Transporto klasifikavimas: Ėsdinantis
JT numeris: 3266
Transporto klasė: 8
Pakavimo grupė: 3

GETINGE CLEAN

Medžiagos saugos duomenų lapas

„Flusher Detergent“ plovimo priemonė

15. Informacija apie reglamentavimą

Pavojų klasifikavimas: Dirginantis



Dirginantis

Produkto pavojaus ir saugos frazės

R36 / 38: Dirgina akis ir odą.

S2: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

S26: Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.

S28: Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens.

S37 / 39: Dėvėti tinkamas pirštines ir apsaugines akių ar veido priemones.

Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr. 648/2004:

Polikarboksilatai <5 %

Amfoterinės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 %

Duomenys paruošti pagal ES reglamentą 1907/2006.

16. Kita informacija

Su sudėtinėmis dalimis susijusios R frazės (žr. 2 skyrių)

R35: Stipriai nudegina.

Šį preparatą reikia laikyti, tvarkyti ir naudoti pagal geros gamybos praktikos ir įstatyminių aktų reikalavimus. Informacija šiame duomenų lape pateikta remiantis dabartinėmis mūsų žiniomis ir skirta aprašyti gaminius saugumo reikalavimų požiūriu, todėl jos negalima vertinti, kaip užtikrinančios specifines savybes. Ji skirta tam, kad naudotojai tinkamai pritaikytų šį gaminį savo poreikiams.

Visuomet ieškokite informacijos ir vykdykite medicininių prietaisų apdorojimo nurodymus, pateiktus šių prietaisų gamintojų vadovuose pagal EN ISO 17664 standartą.