

Didelis indelis LB200 plokščiu dugnu, 2000ml

Ilgamžis, daugkartinio naudojimo Polipropileno indelis, skirtas naudoti ligoninėse ir klinikose užtikrinant sterilumą ar kaip vienetas nukenksminimui.



Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nukenksminimui, operacinėse ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primonė ligoninių autoklavinėse.

Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos, Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apruošimo konteinerių.



Produkto privalumai

- Aiški vidinė gradacijos skalė, lengvesniam matavimui;
- Lengvas, stiprus ir ilgamžis;
- Plokščias dugnas suteikia stabilumo naudojant
- Pagerintas teršalų ir kraujo likučių pašalinimas lyginant su nerūdijančio plieno paviršiais;
- Užlenkti kraštai palengvina laikymą;
- Lankas kraštuose padeda išvengti vakumo sterilizacijos metu;
- Gali būti sterilizuojami garuose, Etileno Okside ir Plasma;
- Užapvalinti kraštai ir paviršiai eliminuoja pakavimo popieriaus plyšimą pakuoje ir sterilizuojant;
- Indelio kraštai sustabdo lašėjimą dirbant su skysčiais.

Produkto specifikacija

- 2000 ml indelis- graduotas;
- 200 mm diametras;
- Pakuotės dydis 30 vnt.;
- Registruotas ir ženklinamas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisas;
- Atitinka sekančius standartus:

ISO 9001:2008

Kokybės valdymo sistema

ISO 13485:2003

Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema

ISO 17664:2004

Sterilizuojami Medicinos prietaisai – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apruošimui.

BS5452

UK nurodymas ligoninėms gaminamų tuščiavidurių indų medicininio plastiko reikalavimams.

- Pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno
- Autoklavuojami iki 135 °C

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos

Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Warwick produktai yra skirti lengvam vartojimui ir suteikiama 1000 ciklo garantija plovimui ir sterilizacijos procesui; Agresyvos ir abrazyvinės valymo ar šveitimo priemonės gali pakeisti produkto kokybę.
- Produktai turėtų būti tvarkomi laikantis ISO 17664 reikalavimų;

Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėje pakuotėje, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventliuojamoj patalpoj laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo.