

Atviro konkurso sąlygų
I priedas

UAB „PRINCIPALMED 1L „
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks.
+37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL GALVOS SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ KLIPSŲ PIRKIMO

2016-05-09 Nr.160509-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

I lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Kaina viso su PVM
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomoms skirti klipsai						
1.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų						
1.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo						
1.3	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N						
1.4	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm						
1.5	Klipso forma						
1.5.1	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:						
1.5.1.1	Tiesus, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.740	15	Vnt.	164,00	172,20	2583,00
1.5.1.2	Tiesus, 9 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.750	10	Vnt.	164,00	172,20	1722,00
1.5.1.3	Tiesus, 12 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.760	6	Vnt.	164,00	172,20	1033,20
1.5.1.4	Tiesus, 15 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.780	5	Vnt.	164,00	172,20	861,00
1.5.1.5	Tiesus, 18 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.790	5	Vnt.	164,00	172,20	861,00
1.5.2	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.5.2.1	Lenktas į šoną 20° kampų, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.742	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50

1.5.2.2	Lenktas į šoną 20° kampu, 9 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.752	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50
1.5.2.3	Lenktas į šoną 20° kampu, 11 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.762	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50
1.5.2.4	Lenktas į šoną 20° kampu, 15 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.782	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50
1.5.2.5	Lenktas į šoną 45° kampu, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.744	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
1.5.2.6	Lenktas į šoną 45° kampu, 9 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.754	10	Vnt.	174,00	182,70	1827,00
1.5.2.7	Lenktas į šoną 45° kampu, 11 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.764	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40
1.5.2.8	Lenktas į šoną 45° kampu, 15 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.784	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40
1.5.3	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.5.3.1	Lenktas lanku į šoną 90° kampu, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.823	1	Vnt.	183,00	192,15	192,15
1.5.3.2	Lenktas lanku į šoną 90° kampu, 9 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.824	1	Vnt.	183,00	192,15	192,15
1.5.3.3	Lenktas lanku į šoną 90° kampu, 11 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.825	2	Vnt.	183,00	192,15	384,30
1.5.4	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.5.4.1	Lenktas į šoną 20° kampu, 5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.703	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40
1.5.4.2	Lenktas į šoną 20° kampu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.713	15	Vnt.	174,00	182,70	2740,50

1.5.4.3	Lenktas į šoną 20° kampu, 10 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.723	10	Vnt.	174,00	182,70	1827,00
1.5.4.4	Lenktas į šoną 45° kampu, 5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.603	6	Vnt.	174,00	182,70	1096,20
1.5.4.5	Lenktas į šoną 45° kampu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.613	1	Vnt.	174,00	182,70	182,70
1.5.4.6	Lenktas į šoną 45° kampu, 10 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.623	1	Vnt.	174,00	182,70	182,70
1.5.4.7	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, 5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.819	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50
1.5.4.8	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.820	1	Vnt.	174,00	182,70	182,70
1.5.4.9	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, 10 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.822	1	Vnt.	174,00	182,70	182,70
1.5.5	Durtuvo (bayonet) formos klipsai						
1.5.5.1	Durtuvo (bayonet) formos, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.748	10	Vnt.	183,00	192,15	1921,50
1.5.5.2	Durtuvo (bayonet) formos, 10 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.758	7	Vnt.	183,00	192,15	1345,05
1.5.5.3	Durtuvo (bayonet) formos, 12 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.759	6	Vnt.	183,00	192,15	1152,90
1.5.6	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.5.6.1	Lenkti kampu ir atvirkščiu puslankiu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.850	5	Vnt.	183,00	192,15	960,75
1.5.6.2	Lenkti kampu ir atvirkščiu puslankiu, 10 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.851	5	Vnt.	183,00	192,15	960,75

1.5.7	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.5.7.1	Lenktas kampu, 8 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.746	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50
1.5.7.2	Lenktas kampu, 12 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.761	5	Vnt.	174,00	182,70	913,50
1.5.8	Langiniai klipsai. Lango diametras 3,50 mm						
1.5.8.1	Tiesus, 4,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.598	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40
1.5.8.2	Tiesus, 6,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.600	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
1.5.8.3	Lenktas į šoną 45° kampu, 5,0 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.602	3	Vnt.	183,00	192,15	576,45
1.5.8.4	Lenktas į šoną 45° kampu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.612	3	Vnt.	183,00	192,15	576,45
1.5.8.5	Lenktas į šoną 45° kampu, 10,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.622	2	Vnt.	183,00	192,15	384,30
1.5.8.6	L formos, lenktas 90° kampu, 5,0 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.604	4	Vnt.	183,00	192,15	768,60
1.5.8.7	L formos, lenktas 90° kampu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.614	1	Vnt.	183,00	192,15	192,15
1.5.8.8	L formos, lenktas 90° kampu, 10,0 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.624	1	Vnt.	183,00	192,15	192,15
1.5.9	Langiniai klipsai. Lango diametras 5,00 mm						
1.5.9.1	Tiesus, 4,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.638	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40

1.5.9.2	Tiesus, 6,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.640	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
1.5.9.3	Tiesus, 9,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.650	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
1.5.9.4	Lenktas į šoną 45° kampu, 5,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.642	4	Vnt.	183,00	192,15	768,60
1.5.9.5	Lenktas į šoną 45° kampu, 7,5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.652	2	Vnt.	183,00	192,15	384,30
1.5.9.6	Lenktas į šoną 45° kampu, 10,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.662	1	Vnt.	183,00	192,15	192,15
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti miniklipsai						
2.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų						
2.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo						
2.3	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N						
2.4	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 8,8 mm						
2.5	Klipso forma, spaudžiančiosios dalies ilgis						
2.5.1	Tiesus, 3 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.680	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.2	Tiesus, 5 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.690	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.3	Tiesus, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.720	4	Vnt.	164,00	172,20	688,80

2.5.4	Lenktas į šoną 20° kampu, 4,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.711	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.5	Lenktas į šoną 20° kampu, 5,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.712	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.6	Lenktas į šoną 20° kampu, 7,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.722	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.7	Lenktas į šoną 45° kampu, 4,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.714	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.8	Lenktas į šoną 45° kampu, 5,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.724	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
2.5.9	Lenktas į šoną 45° kampu, 6,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.717	4	Vnt.	174,00	182,70	730,80
3.	Laikinam (temporary) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai						
3.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų						
3.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo						
3.3	Klipso suspaudimo jėga 0,7 – 1,08 N						
3.4	Klipso atsidarymo plotis 6,1 – 12,2 mm						
3.5	Klipso forma						
3.5.1	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:						
3.5.1.1	Tiesus, 9 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.250	2	Vnt.	164,00	172,20	344,40
3.5.1.2	Tiesus, 15 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.280	2	Vnt.	164,00	172,20	344,40
3.5.1.3	Lenktas į šoną 20° kampu, 9,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.252	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40

3.5.1.4	Lenktas į šoną 20° lanku, 11,00 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.262	2	Vnt.	174,00	182,70	365,40
3.5.2	Durtuvo (bayonet) formos klipsai, spaudžiančiosios dalies ilgis						
3.5.2.1	Durtuvo (bayonet) formos klipsai, 7 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.248	2	Vnt.	183,00	192,15	384,30
SUMA be PVM:							43724,00
PVM suma:							2186,20
SUMA su 5% PVM:							45910,20

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM	Kaina su 21% PVM	Kaina viso su 21% PVM
4.	Klipsų aplikatorius, su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darinės dalies ilgis pasirinktinai 90 ar 110 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.441 arba 45. 442	2	Vnt.	960,00	1161,60	2323,20
5.	Mini klipsų aplikatorius, su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darinės dalies ilgis pasirinktinai 90 ar 110 mm	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.451 arba 45. 452	1	Vnt.	960,00	1161,60	1161,60
6.	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriui, skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamo klipsų aplikatoriaus laikymui bei sterilizavimui	„Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH“ 45.026, 45. 027	1	Vnt.	1424,00	1723,04	1723,04
SUMA be PVM:							4304,00
PVM suma:							903,84
SUMA su 21% PVM:							5207,84

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 51118,04 Eur (Penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniolika Eur, 04 ct.)

Pastaba: Bendra orientacinė pasiūlymo kaina turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus.

Techninėje specifikacijoje (specialiuosiuose reikalavimuose) nurodyti kiekiai yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, jie skirti prekių pirkimo konkurso dalyviams pasiūlymams parengti ir nustatyti konkurso laimėtoją

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil.Nr.	Pavadinimas	Siūlomų įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai
1.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų)	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų
1.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo
1.3	Klipso suspaudimo jėga (1,3 – 1,8 N) $\pm$ 10%	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N
1.4	Klipso atsідarymo plotis (5 – 13,5 mm) $\pm$ 10%	Klipso atsідarymo plotis 3,8 – 13,8 mm
1.5	Klipso forma	Klipso forma
1.5.1	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:
1.5.1.1	Tiesus, 7 $\pm$ 1 mm	Tiesus, 7 mm Katalogo kodas: 45.740 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.1.2	Tiesus, 9 $\pm$ 1 mm	Tiesus, 9 mm Katalogo kodas: 45.750 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.1.3	Tiesus, 12 $\pm$ 1 mm	Tiesus, 12 mm Katalogo kodas: 45.760 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.1.4	Tiesus, 15 $\pm$ 1 mm	Tiesus, 15 mm Katalogo kodas: 45.780 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.1.5	Tiesus, 18 $\pm$ 1 mm	Tiesus, 18 mm Katalogo kodas: 45.790 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai
1.5.2.1	Lenktas į šoną 20 $\pm$ 5° kampu, 7 $\pm$ 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 7 mm Katalogo kodas: 45.742 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2.2	Lenktas į šoną 20 $\pm$ 5° kampu, 9 $\pm$ 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 9 mm Katalogo kodas: 45.752 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2.3	Lenktas į šoną 20 $\pm$ 5° kampu, 11 $\pm$ 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 11 mm Katalogo kodas: 45.762 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2.4	Lenktas į šoną 20 $\pm$ 5° kampu, 15 $\pm$ 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 15 mm Katalogo kodas: 45.782 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2.5	Lenktas į šoną 40 $\pm$ 5° kampu, 7 $\pm$ 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 7 mm Katalogo kodas: 45.744 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2.6	Lenktas į šoną 40 $\pm$ 5° kampu, 9 $\pm$ 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 9 mm Katalogo kodas: 45.754 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.

1.5.2.7	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 11 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 11 mm Katalogo kodas: 45.764 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.2.8	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 15 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 15 mm Katalogo kodas: 45.784 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.3	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai
1.5.3.1	Lenktas lanku į šoną $90 \pm 5^\circ$ kampu, 7 ± 1 mm	Lenktas lanku į šoną 90° kampu, 7 mm Katalogo kodas: 45.823 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.3.2	Lenktas lanku į šoną $90 \pm 5^\circ$ kampu, 9 ± 1 mm	Lenktas lanku į šoną 90° kampu, 9 mm Katalogo kodas: 45.824 Žr. Katalogas.pdf 1, 12 psl.
1.5.3.3	Lenktas lanku į šoną $90 \pm 5^\circ$ kampu, 11 ± 1 mm	Lenktas lanku į šoną 90° kampu, 11 mm Katalogo kodas: 45.825 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai
1.5.4.1	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 5 mm Katalogo kodas: 45.703 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4.2	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, $7,5 \pm 1$ mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 7,5 mm Katalogo kodas: 45.713 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4.3	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 10 mm Katalogo kodas: 45.723 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4.4	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 5 mm Katalogo kodas: 45.603 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4.5	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, $7,5 \pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 7,5 mm Katalogo kodas: 45.613 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4.6	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 10 mm Katalogo kodas: 45.623 Žr. Katalogas.pdf 2, 12 psl.
1.5.4.7	Lenktas (L formos) į šoną $90 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, 5 mm Katalogo kodas: 45.819 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.4.8	Lenktas (L formos) į šoną $90 \pm 5^\circ$ kampu, $7,5 \pm 1$ mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, 7,5 mm Katalogo kodas: 45.820 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.4.9	Lenktas (L formos) į šoną $90 \pm 5^\circ$ kampu, 10 ± 1 mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, 10 mm Katalogo kodas: 45.822 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.5	Durtuvo (bayonet) formos klipsai	Durtuvo (bayonet) formos klipsai
1.5.5.1	Durtuvo (bayonet) formos, 7 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, 7 mm Katalogo kodas: 45.748 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.5.2	Durtuvo (bayonet) formos, 10 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, 10 mm Katalogo kodas: 45.758 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.

1.5.5.3	Durtuvo (bayonet) formos, 12 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, 12 mm Katalogo kodas: 45.759 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.6	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai
1.5.6.1	Lenkti kampu ir atvirkščiu puslankiu, $7,5 \pm 1$ mm	Lenkti kampu ir atvirkščiu puslankiu, 7,5 mm Katalogo kodas: 45.850 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.6.2	Lenkti kampu ir atvirkščiu puslankiu, 10 ± 1 mm	Lenkti kampu ir atvirkščiu puslankiu, 10 mm Katalogo kodas: 45.851 Žr. Katalogas.pdf 2, 13 psl.
1.5.7	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai
1.5.7.1	Lenktas kampu, 8 ± 1 mm	Lenktas kampu, 8 mm Katalogo kodas: 45.746 Žr. Katalogas.pdf 3, 13 psl.
1.5.7.2	Lenktas kampu, 12 ± 1 mm	Lenktas kampu, 12 mm Katalogo kodas: 45.761 Žr. Katalogas.pdf 3, 13 psl.
1.5.8	Langiniai klipsai. Lango diametras 3,50 mm	Langiniai klipsai. Lango diametras 3,50 mm
1.5.8.1	Tiesus, 4 ± 1 mm	Tiesus, 4,00 mm Katalogo kodas: 45.598 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.2	Tiesus, 6 ± 1 mm	Tiesus, 6,00 mm Katalogo kodas: 45.600 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.3	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 5,00 mm Katalogo kodas: 45.602 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.4	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, $7,50 \pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 7,50 mm Katalogo kodas: 45.612 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.5	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 10,00 mm Katalogo kodas: 45.622 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.6	L formos, lenktas $90 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	L formos, lenktas 90° kampu, 5,00 mm Katalogo kodas: 45.604 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.7	L formos, lenktas $90 \pm 5^\circ$ kampu, $7,50 \pm 1$ mm	L formos, lenktas 90° kampu, 7,50 mm Katalogo kodas: 45.614 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.8.8	L formos, lenktas $90 \pm 5^\circ$ kampu, 10 ± 1 mm	L formos, lenktas 90° kampu, 10,00 mm Katalogo kodas: 45.624 Žr. Katalogas.pdf 5, 13 psl.
1.5.9	Langiniai klipsai. Lango diametras 5,00 mm	Langiniai klipsai. Lango diametras 5,00 mm
1.5.9.1	Tiesus, 4 ± 1 mm	Tiesus, 4,00 mm Katalogo kodas: 45.638 Žr. Katalogas.pdf 6, 13 psl.
1.5.9.2	Tiesus, 6 ± 1 mm	Tiesus, 6,00 mm Katalogo kodas: 45.640 Žr. Katalogas.pdf 6, 13 psl.
1.5.9.3	Tiesus, 9 ± 1 mm	Tiesus, 9,00 mm Katalogo kodas: 45.650 Žr. Katalogas.pdf 6, 13 psl.

1.5.9.4	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 5,00 mm Katalogo kodas: 45.642 Žr. Katalogas.pdf 6, 13 psl.
1.5.9.5	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, $7,5 \pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 7,5 mm Katalogo kodas: 45.652 Žr. Katalogas.pdf 6, 13 psl.
1.5.9.6	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 10,00 mm Katalogo kodas: 45.662 Žr. Katalogas.pdf 6, 13 psl.
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti miniklipsai	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti miniklipsai
2.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų
2.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo
2.3	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N
2.4	Klipso atsідarymo plotis 3,8 – 8,8 mm	Klipso atsідarymo plotis 3,8 – 8,8 mm
2.5	Klipso forma, spaudžiančiosios dalies ilgis	Klipso forma, spaudžiančiosios dalies ilgis
2.5.1	Tiesus, 3 ± 1 mm	Tiesus, 3 mm Katalogo kodas: 45.680 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.2	Tiesus, 5 ± 1 mm	Tiesus, 5 mm Katalogo kodas: 45.690 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.3	Tiesus, 7 ± 1 mm	Tiesus, 7 mm Katalogo kodas: 45.720 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.4	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, 4 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 4,00 mm Katalogo kodas: 45.711 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.5	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 5,00 mm Katalogo kodas: 45.712 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.6	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, 7 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 7,00 mm Katalogo kodas: 45.722 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.7	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 4 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 4,00 mm Katalogo kodas: 45.714 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.8	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 5,00 mm Katalogo kodas: 45.724 Žr. Katalogas.pdf 7, 14 psl.
2.5.9	Lenktas į šoną $40 \pm 5^\circ$ kampu, 6 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, 6,00 mm Katalogo kodas: 45.717 Žr. Katalogas.pdf 8, 14 psl.
3.	Laikinam (temporary) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai	Laikinam (temporary) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai
3.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų
3.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo
3.3	Klipso suspaudimo jėga 0,7 – 1,08 N	Klipso suspaudimo jėga 0,7 – 1,08 N
3.4	Klipso atsідarymo plotis 6,1 – 12,2 mm	Klipso atsідarymo plotis 6,1 – 12,2 mm

3.5	Klipso forma	Klipso forma
3.5.1	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:
3.5.1.1	Tiesus, 9 ± 1 mm	Tiesus, 9 mm Katalogo kodas: 45.250 Žr. Katalogas.pdf 3, 14 psl.
3.5.1.2	Tiesus, 15 ± 1 mm	Tiesus, 15 mm Katalogo kodas: 45.280 Žr. Katalogas.pdf 3, 14 psl.
3.5.1.3	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ kampu, 9 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampu, 9,00 mm Katalogo kodas: 45.252 Žr. Katalogas.pdf 3, 14 psl.
3.5.1.4	Lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$ lanku, 11 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° lanku, 11,00 mm Katalogo kodas: 45.262 Žr. Katalogas.pdf 4, 14 psl.
3.5.2	Durtuvo (bayonet) formos klipsai, spaudžiančiosios dalies ilgis	Durtuvo (bayonet) formos klipsai, spaudžiančiosios dalies ilgis
3.5.2.1	Durtuvo (bayonet) formos klipsai, 7 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos klipsai, 7 mm Katalogo kodas: 45.248 Žr. Katalogas.pdf 3, 14 psl.
4.	Klipsų aplikatorius, su judančiu stiebu ir žnyplėmis	Klipsų aplikatorius, su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darinės dalies ilgis pasirinktinai 90 ar 110 mm Katalogo kodas: 45.441 arba 45. 442 Žr. Katalogas.pdf 9 psl.
5.	Mikroklipsų aplikatorius, su judančiu stiebu ir žnyplėmis	Mini klipsų aplikatorius, su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darinės dalies ilgis pasirinktinai 90 ar 110 mm Katalogo kodas: 45.451 arba 45. 452 Žr. Katalogas.pdf 9, 14 psl.
6.	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriui, skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamu klipsų aplikatoriaus laikymui bei sterilizavimui	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriui, skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamu klipsų aplikatoriaus laikymui bei sterilizavimui Katalogo kodas: 45.026 arba 45. 027 Žr. Katalogas.pdf 10, 11, 14 psl.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje "Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.3 dalyje.

4 lentelė

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
2.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
3.	Įmonės įstatų kopija.	3	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
4.	Gamintojų išduotų autorizacijų kopijos ir jų vertimas į lietuvių kalbą.	2	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
5.	Paskutinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos kopija.	2	Balansas ir pelnas.pdf
6.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1	Igaliojimas Edvinui Lekui.pdf
7.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1	Igaliojimas Andriui Markūnui.pdf
8.	CE sertifikatų kopijos ir jų vertimas į lietuvių kalbą.	1	CE sertifikatas.pdf
9.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.	14	Katalogas.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė)