



## STERIKING® Eco Crepe Paper

STERIKING® Eco krepuotas popierius yra vandenį atstumiantis medicininio specialaus popieriaus lakštai pagaminti iš balinto, gyno medienos plaušo.

STERIKING® Eco krepuotas popierius yra sukurtas naudoti sterilių paketų, kuriuose yra chirurginė tvarsliaiva ir instrumentai, vyniojimui ir sterilizavimui garu, EO dujomis ir radiacija. Jie gali būti naudojami kaip vidinis ar išorinis apvyniojimas, o taip pat kartu su neaustinės medžiagos ir tekstilės medžiagomis. Jie skirti naudoti tik vieną kartą.

### Atitiktis tarptautiniams standartams

STERIKING® krepuotas popierius atitinka tarptautiniams produktų standartams ir normoms: ISO 11607-1:2006 ir EN 868-2:2009.

Produktai yra registruoti Klasė 1 kaip priedai, atitinkamai Europos Medicinos Prietaisų Direktyvai 93/42/EEC ir jo priedams 2007/47/EC.

Atitikimui MDD parodyti, ant transportavimo dėžės yra atspausdintas CE simbolis.

STERIKING® sterilizacijos pakavimo medžiagos yra sukurtos, validuotos ir pagamintos kad atitiktų paskirtį. Jie yra pagaminti pagal ISO 9001 sertifikatą.

### Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Standartai ar metodai	Tipinė vertė
Medžiaga	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	60
Tempimo stiprumas MD	kN/m	EN ISO 1924-2	3,0
Tempimo stiprumas CD	kN/m	EN ISO 1924-2	2,1
Tempimo stiprumas drėgno MD	kN/m	ISO 3781	0,6
Tempimo stiprumas drėgno CD	kN/m	ISO 3781	0,4
Pailgėjimas MD	%	EN ISO 1924-2	17
Pailgėjimas CD	%	EN ISO 1924-2	7
Plyšimo stiprumas	kPa	EN ISO 2758	100
Vandens atstūmimas	S	EN 868-2 (app. D)	22
Vandeninio ekstrakto PH		ISO 6588	6,5
Sulfatų kiekis	%	ISO 9198	0,022
Chloridų kiekis	%	ISO 9197-1	0,015
Mikrobinis barjeras		DIN 58953-6	Atitinka
Fluorescencija	%	DIN 58953-6	< 1
Porų dydis	μm	EN 868-2 (app. E)	≤ 35
Galimos spalvos			Balta ir žalia

### Rekomendacijos saugojimui ir galiojimo laikui

STERIKING® krepuoto popieriaus saugojimui ir transportavimui nėra specialių apsaugos priemonių. Tačiau jis neturi būti veikiamas labai aukštos drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo laikas yra susijęs su įvykiais, o ne laiku. Jei saugoma laikantis instrukcijų, STERIKING® krepuoto popieriaus saugojimo laikas yra ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos.

### Naudojimo apribojimai

STERIKING® krepuotas popierius netinkamas sterilizacijai karštu, sausu oru ar vandenilio peroksidu.

### Pardavimo ir transportavimo pakuotės

STERIKING® krepuotas popierius yra supakuotas perdirbamamose, kieto, rudo kartono dėžėse. Vidinė lakštų apsauga nuo drėgmės ir dulkių yra jų įvyniojimas į perdirbamo polietileno plėvelę. Atliekų šalinimui laikykitės vietinių/nacionalinių reikalavimų.

Ženklinimas: kiekviena dėžė turi lipduką su reikalaujama informacija/instrukcijomis apie turinį atitinkamai ISO 11607-1:2006 ir EN 868-2:2009

### Nusiskundimų atveju

Esant bet kokiame nusiskundimui, turi būti pateikiamas lot numeris ir identifikacinis kodas. Skundo įvertinimui Wipak turi būti pateikiamas defektuotas pavyzdys (ar skaitmeninė nuotrauka) ir defekto aprašymas kartu su nenaudotu mėginiu.

### Steriking® SPCE krepinis popierius (baltas arba žalias)

Kodas	Dydis (cm)	Pardavimo pakuotė (lapai dėžėje)
SPC40E	40x40	504
SPC50E	50x50	504
SPC60E	60x60	504
SPC75E	75x75	252
SPC90E	90x90	252
SPC100E	100x100	252
SPC120E	120x120	126

### Steriking® SPCE pakaitomis sudėtas krepinis popierius (baltas ir žalias)

Kodas	Dydis (cm)	Pardavimo pakuotė (lapai dėžėje)
SPC50GW	50x50	504
SPC60GW	60x60	504
SPC75GW	75x75	252
SPC80GW	90x90	252
SPC100GW	100x100	252