

Geologų g. 16, Vilnius, LT-02190. Įmonės kodas 220119010, PVM mokėtojo kodas LT 201190113.
www.puntukas.lt Tel. (8 5) 275 1316, VĮ Registrų centras Nr.092601 1990 11 16 El.p. admin@puntukas.lt

**PASIŪLYMAS
DĖL KOJOMIS MINAMO KETURRAČIO VAIKUI (NUO 1100 MM IKI 1750 MM ŪGIO)
PIRKIMO 2016 M. APKLAUSOS BŪDU
BVPŽ KODAS 34430000-0**

2016 05 30 Nr. 138
Vilnius

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė „Puntukas“
Tiekėjo adresas	Geologų g. 16, LT-02190 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos	Edgaras Vilionis generalinis direktorius
Telefono numeris	+370 5 275 13 16
Fakso numeris	
El. pašto adresas	admin@puntukas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2016 m. pirkimo apklausos būdu sąlygose.

Mes siūlome šias prekes:

2 lentelė

Dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto įkainis (Vieneto kaina), Eur. (su PVM)	Dalies bendra kaina, Eur. (su PVM) maksimaliam kiekiui	Dalies bendra kaina, Eur. su PVM (žodžiais) maksimaliam kiekiui
1	2	3	4	5	6
BVPŽ kodas 34430000-0					
1	Kojomis minamas keturratis vaikui (nuo 1100 mm iki 1750 mm ūgio)	11÷16	635,25	10164,00	Dešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt keturi Eur.

Pasiūlymas galioja iki birželio 30 d.

Pridedame:

CE atitikties deklaracija C75 - 1 lapas

Prekės aprašymas - 2 lapai


Generalinis direktorius



Edgaras Vilionis

KOJOMIS MINAMAS KETURRATIS

Modelis C75



Kojomis minamas keturratis skirtas vaikams ir paaugliams su pusiausvyros bei atramos-judėjimo funkcijos sutrikimais. Važinėjant keturračiu stiprinami kojų, pilvo, nugaros raumenys, gerėja kvėpavimas ir medžiagų apykaita.

Keturračio sėdynė ir vairo mechanizmas reguliuojami vertikalčiai.

Stūmimo rankena skirta palydovui, jis užtikrina saugumą, gali padėti važiuoti. Keturratis gaminamas individualiai pagal kiekvieno vaiko antropometrinius duomenis bei fizinės galimybes. Keturračiu galima naudotis stacionariai kaip treniruokliu.

Priklausomai nuo negalios vaikas pasodintas ant keturračio gali būti fiksuojamas saugos diržu pritvirtintu prie reguliuojamos nugaros atramos. Prie keturračio rankenų galima papildomai fiksuoti rankas, prie pedalo galima fiksuoti pėdas ir blauzdas.

Keturračiai gaminami trijų dydžių, ir parenkami bei pritaikomi pagal vaiko (paauglio) antropometrinius duomenis, gali būti su torpeda arba be torpedos.

Keturračio ratai pripučiami, komplektuojamas su pompa.

TECHNINIAI DUOMENYS

Gabaritiniai matmenys, mm:	I dydis	II dydis	III dydis
aukštis	880-970	1150-1350	1170-1400
ilgis	1340	1650	1680
plotis	720	825	825
Masė, kg	18.50	25.50	26.00
Leistina apkrova, kg	30	50	80

Keturratis atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus.

Garantinis naudojimo laikas:

Keturračio rėmui – 5 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

pridedame:

CE atitikties deklaraciją (C75)

Generalinis direktorius



Edgaras Vilionis



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC



GAMINTOJAS:	AKCINĖ BENDROVĖ PUNTUKAS
GAMINTOJO ADRESAS:	GEOLOGŲ G.16 LT- 02190 Vilnius,

ATSAKINGAI PAREIŠKIAME, KAD MŪSŲ GAMINAMAS MEDICINOS PRIETAISAS

GAMINIO PAVADINIMAS:	Kojomis minamas keturratis
MODELIS:	C75

PRIKLAUSO: I klasės medicinos prietaisais pagal Europos Bendrijos Tarybos Direktyvos "Dėl medicinos prietaisų" 93/42 EEB IX priedo 1 taisyklę

ŠIS GAMINYS ATITINKA:

EUROPOS BENDRIJOS TARYBOS DIREKTYVOS "DĖL MEDICINOS PRIETAISŲ" 93/42/ EEB IR LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 4 : 2009
"MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS "
I PRIEDO ESMINIUS REIKALAVIMUS MEDICINOS PRIETAISAMS

IR ŽYMIMAS ŽENKLU




AB "PUNTUKAS"

Generalinis direktorius

E.Vilionis

Vilnius, 2016- 05- 30



Susēgta ir
summe ruota

h (keturi)
lapai



[Signature]