


Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai




| BH642R | BH644R | BH646R | BH648R | BH650R | BH652R | BH654R | BH658R |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 160 mm | 185 mm | 200 mm | 225 mm | 240 mm | 260 mm | 280 mm | 350 mm |
| 6 1/4" | 7 1/4" | 8" | 9" | 9 1/2" | 10 1/4" | 11" | 14" |

168.



KOCHER-OCHSNER

BH642R-BH659R



| BH643R | BH645R | BH647R | BH649R | BH651R | BH653R | BH655R | BH659R |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 160 mm | 185 mm | 200 mm | 225 mm | 240 mm | 260 mm | 280 mm | 350 mm |
| 6 1/4" | 7 1/4" | 8" | 9" | 9 1/2" | 10 1/4" | 11" | 14" |

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders




BM

Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.

These special patterns with extremely fine jaws are suitable for holding non-traumatic needles and fine vein needles.

»grazil«



| BM054R | BM055R | BM056R | BM057R | BM058R |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 135 mm | 155 mm | 175 mm | 210 mm | 230 mm |
| 5 1/4" | 6" | 7" | 8 1/4" | 9" |


169.

RYDER

BM054R-BM058R

sehr fein

very delicate



| BM044R | BM045R | BM046R | BM047R |
|--------|--------|--------|---------|
| 135 mm | 175 mm | 195 mm | 265 mm |
| 5 1/4" | 7" | 7 3/4" | 10 1/2" |

RYDER

BM044R-BM047R

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



DUROGRIP adatkočiai



glatt
smooth



0,2



0,4



0,5

AESULAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.

AESULAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.

Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen
Kennzeichnung:

Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren

DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts
Identification:

gold-plated rings, handle ends and ratchets

DUROGRIP adatkočiai su karbido įdėklais

Žymėjimas:

paukuoti žiedai, rankenų galiukai ir užrakinimai

BM


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



BM



HALSEY

BM012R


130 mm, 5 1/8"



WEBSTER

BM014R-BM024R

125 mm, 5"



KILNER

BM018R

135 mm, 5 1/4"



BAUMGARTNER

BM015R

145 mm, 5 3/4"

170.



Nadelhalter – Needle Holders

Nadelhalter
Needle Holders

Adatkočiai



LAWRENCE

BM221R

150 mm, 6"

171.



ADSON

BM224R

180 mm, 7"




MAYO-HEGAR

BM235R-BM240R

mittelfeine Modelle
medium fine patterns

| BM235R | BM236R | BM237R | BM238R | BM240R |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 150 mm | 185 mm | 200 mm | 235 mm | 265 mm |
| 6" | 7 1/4" | 8" | 9 1/4" | 10 1/2" |

BM



MILLIMETERS