

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. vasario mėn. redakcija.

REF 07P5720

REF 07P5730

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

Įspėjimai ir saugos priemonės

•

PAVADINIMAS

Alinity c Calcium Reagent Kit

PASKIRTIS

Alinity c Calcium tyrimas yra naudojamas kalciumui žmogaus serume, plazmoje ar šlapime kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity c.

PROCEDŪROS PRINCIPAI



Arsenazo III dažiklis reaguoja su kalciumu rūgščiame tirpale ir susidaro melsvai violetinis kompleksas. Susidariusi spalva yra matuojama 660 nm bangos ilgyje ir yra proporcinga kalcio koncentracijai mėginyje.

Metodas: Arsenazo III

Daugiau informacijos apie sistemą ir tyrimo technologiją pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 3 skyriuje.

REAGENTAI