

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2017 m. gruodžio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i Total β -hCG Calibrators (taip pat vadinama β -hCG Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Total β -hCG Calibrators yra skirti analizatoriui Alinity i sukalibruoti, kai jis naudojamas žmogaus beta chorioniniam gonadotropinui (β -hCG) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai ir kokybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Total β -hCG reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.



LAIKYMAS