



Fisher & Paykel Healthcare Limited  
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki  
P O Box 14 348, Panmure  
Auckland, Naujoji Zelandija

Telefonas: +64 9 574 0100  
Faksas : +64 9 574 0158  
tinklapis: www.fphcare.com

2003 m rugpjūčio 12 d.

Brangus kliente,

**Pakaitinių sudedamųjų dalių naudojimas su Fisher & Paykel Healthcare drėkinimo sistemomis**

Fisher & Paykel Healthcare yra šildomų drėkinimo sistemų, skirtų pacientams, kurie yra ventiliuojami ar kuriems reikia papildomo deguonies tiekimo, dizaineris, gamintojas ir platintojas. Fisher & Paykel Healthcare drėkinimo sistemos yra sudarytos iš trijų pagrindinių sudedamųjų dalių: elektroninės kontrolės dalies, drėkinimo kameros ir kvėpavimo apytakos grandinės.

Fisher & Paykel Healthcare drėkinimo sistemoje yra aukštos technologijos elektroninė valdymo dalis, kuri yra integruojama su kitomis sistemos dalimis ypatingu būdu. Tai reikalauja, kad kitos sistemos dalys turėtų ypatingas ir tiksliai charakteristikas, kad būtų užtikrintas optimalus ir saugus sistemos veikimas.

Dėl šių labai ypatingų reikalavimų sudedamosioms dalims Fisher & Paykel Healthcare elektroninės valdymo dalies aprašyme ir kituose lydinčiuose dokumentuose perspėjama ir aiškiai teigiama, kad naudojant kitas nei Fisher & Paykel Healthcare sudedamąsias dalis nebus užtikrintas reikiamas prietaiso veikimas ir saugumas.

Neigiamas poveikis Fisher & Paykel Healthcare drėkinimo sistemos veikimui iškyla šiose srityse:

**1) Saugumas**

- (a) antro automatinio apsauginio oro srauto vožtuvo nebuvimas automatinėje kameroje
- (b) savaime užsidarančio vožtuvo nebuvimas vandens maitinime
- (c) potenciali terminė rizika
- (d) aliarmo tikslumas

**2) Prietaiso veikimas**

- (a) temperatūros nustatymo tikslumas
- (b) srauto matavimo tikslumas
- (c) drėgmės tiekimo reikalavimai, kaip numatyta ISO 8185 drėgnumo standartuose

Fisher & Paykel Healthcare užtikrina, kad gaminamos drėkinimo sistemos tiksliai atitinka vidinius ir tarptautinius standartus ir atitinka individualios šalies norminius aktus. Tai yra pasiekta dėl to, kad reikalavimus atitinka visa sistema, o ne kiekviena dalis atskirai tik jai skirtus reikalavimus.

Dėl šios priežasties, mes informuojame Jus, kad tik Fisher & Paykel Healthcare sudedamosios dalys turi būti jungiamos prie Fisher & Paykel Healthcare drėkinimo kontrolinės dalies..

Jeigu kils saugumo ar prietaiso veikimo problemų dėl netinkamų pakaitinių dalių naudojimo, Fisher & Paykel Healthcare neprisiims jokios atsakomybės.

Nuoširdžiai Jūsų.

Parašas

Brigita Glass

Kokybės ir teisinių reikalų vadovė