

## OXISEPT

CE 1639

Granuliuotas koncentratas, skirtas aukšto lygio invazinių ir neinvazinių medicinos instrumentų, termiškai jautrių ir karščiui atsparių medicinos prietaisų dezinfekcijai  
Veikimo spektras: baktericidinis - mikobaktericidinis - fungicidinis - virucidinis ir sporicidinis.

### **Veiklosios medžiagos:**

“In situ” peracto rūgštis (CAS 79-21-0) 1000 ppm 2% tirpale, sudaryta iš natrio perkarbonato (CAS15630-89-4) ir TAED (CAS10543-57-4)

### **Pagalbiniai ingredientai:**

Katijoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga, korozijos inhibitoriai, kompleksonas.

**(UFI): S410-C09N-COOX-EFS6**

„ZHIVAS” Ltd  
1592 Sofija, 14, Assen Yordanov Blvd, BULGARIJA  
Tel.: +359 2 981 78 23  
www.zhivas.com

**Atsargiai:** Venkite maišyti su chloro turinčiomis medžiagomis!

*/symbolis/*

**(GHS05) Pavojus**

**Pavojingumo frazės:**

H318 Sukelia stiprų akių pažeidimą

**Atsargumo frazės:**

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti akių/veido apsaugos priemones.

P305+351 +338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti – toliau skalaukite.

P301+P312- PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojui.

**Laikymo sąlygos:**

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių 0°C-35°C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.