




## Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Pinzetten

Forceps Pincetai

AIRAUMATA®

BD



10.28

DE BAKEY


FB394R-FB396R



10.30


DE BAKEY

FB411R-FB419R



DE BAKEY

FB400R-FB405R




DE BAKEY

FB414R-FB417R

# Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps Feine chirurgische Pinzetten Delicate Tissue Forceps

BD



GILLIES

BD660R

155 mm, 6"



MC INDOE

BD661R

150 mm, 6"



GERALD

BD662R-BD664R

BD662R	BD663R	BD664R
175 mm	175 mm	230 mm
7"	7"	9"



WAUGH

BD670R-BD679R

BD670R	BD671R	BD672R	BD679R
180 mm	200 mm	250 mm	305 mm
7"	8"	10"	12"

10.29

## Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

### Sehnenfasszangen

### Tendon Seizing Forceps

BF



HERZ

BF303R

Sehnenfasszange

Tendon seizing forceps

155 mm, 6"



JACKSON

BF306R

Sehnenfasszange

4 x 5 Zähne

Tendon seizing forceps

4 x 5 teeth

150 mm, 6"




F0950R

10.31

Sehneneinflechtzange

Tendon interlacing forceps

150 mm, 6"



F0951R

Sehneneinflechtzange

Tendon interlacing forceps

150 mm, 6"



BF307R

Sehnenfasszange

Tendon seizing forceps

120 mm, 4 3/4"


## Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

### Feine Arterienklemmen

#### Delicate Hemostatic Forceps

Delikatūs hemostatiniai spaustukai


BH



BABY-CRILE

BH140R-BH151R

140 mm, 5 1/2"



10.32

CRILE

BH144R-BH155R

140 mm, 5 1/2"



DUNHILL

BH123R

125 mm, 5"

## Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai

BH



PEAN

BH412R-BH415R


grazile Form  
slender type

10.33



PEAN

BH422R-BH425R



SPENCER-WELLS

BH332R-BH361R


## Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai

BH




BH642R	BH644R	BH646R	BH648R	BH650R	BH652R	BH654R	BH658R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	260 mm	280 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	10 1/4"	11"	14"



KOCHER-OCHSNER

BH642R-BH659R



BH643R	BH645R	BH647R	BH649R	BH651R	BH653R	BH655R	BH659R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	260 mm	280 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	10 1/4"	11"	14"

## Klemmen – Forceps

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



BJ100R	BJ102R	BJ103R	BJ104R	BJ106R
130 mm	180 mm	200 mm	230 mm	280 mm
5 1/8"	7"	8"	9"	11"

10.35

GEMINI

BJ100R-BJ106R

## Nadelhalter – Needle Holders

Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

Micro Needle Holders with Flat Handles

Mikro adatkočiai su plokščiomis rankenėlėmis



BM563R



BM564R

1/2

CASTROVIEJO

BM563R–BM564R

mit Sperre  
with catch

145 mm, 5 3/4"



FD076R



FD079R

10.36

1/2

FD076R–FD079R

ohne Sperre  
without catch

160 mm, 6 1/4"



FD080R



FD081R

1/2

FD080R–FD081R

ohne Sperre  
without catch

185 mm, 7 1/4"



FD045R

ohne Sperre  
without catch



FD046R

mit Sperre  
with catch

1/2

JACOBSON

FD045R–FD046R

185 mm, 7 1/4"



1/2

FD048R

mit Sperre  
with catch su užrakinimu  
200 mm, 8"



## Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter  
DUROGRIP® Needle Holders

BM



BABY-CRILE-WOOD

BM013R






10.37

150 mm, 6"



CRILE-WOOD

BM016R-BM030R

				
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
BM016R	BM017R	BM019R	BM030R	BM021R
145 mm	185 mm	200 mm	270 mm	305 mm
5 3/4"	7 1/4"	8"	10 3/8"	12 1/2"



SAROT


BM020R-BM023R



HEGAR-MAYO-SEELEY

BM022R

200 mm, 8"



MILLIMETERS

## Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



DUROGRIP adatkočiai



glatt  
smooth



0,2



0,4



0,5

AESULAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.

AESULAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.

Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0  
6/0 – 10/0  
4/0 – 6/0  
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm

9/0 – 11/0  
6/0 – 10/0  
4/0 – 6/0  
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen

Kennzeichnung:

Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren

DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts

Identification:

gold-plated rings, handle ends and ratchets

DUROGRIP adatkočiai su karbido įdėklais

Žymėjimas:

paukuoti žiedai, rankenų galiukai ir užrakinimai

BM

## Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders




DUROGRIP adatkočiai

BM




HEGAR-MAYO

BM065R-BM070R



BM065R	BM066R	BM067R	BM068R	BM070R	BM069R
150 mm	185 mm	205 mm	235 mm	265 mm	300 mm
6"	7 1/4"	8"	9 1/4"	10 1/2"	12"

10.38 10.39



BM077R	BM078R
205 mm	245 mm
8"	9 3/4"

HEGAR

BM077R-BM078R

kräftige Modelle  
heavy patterns



**Sonden – Probes**  
**REDON-Führungsnadeln**  
**REDON**-Guide Needles  
 Redon pravedejai


**BN**



Charr.

8	BN902R
10	BN903R
12	BN904R
14	BN905R
16	BN906R
18	BN907R

mit Gewindeanschluss  
 Messerspitze,  
 schwach gebogen  
 with thread  
 knife tip, slightly curved  
 190 mm, 7 1/2"



BN912R
BN913R
BN914R
BN915R
BN916R
BN917R

mit Gewindeanschluss  
 Messerspitze,  
 stark gebogen  
 with thread  
 knife tip, strongly curved  
 190 mm, 7 1/2"



BN922R
BN923R
BN924R
BN925R
BN926R

mit Gewindeanschluss  
 Lanzettenspitze,  
 schwach gebogen  
 with thread  
 lancet tip, slightly curved  
 190 mm, 7 1/2"



BN942R
BN943R
BN944R
BN945R
BN946R
BN947R

mit Gewindeanschluss  
 Dreikantspitze,  
 schwach gebogen  
 with thread  
 trocar tip, slightly curved  
 190 mm, 7 1/2"

