

Šaldiklių šviežiai šaldytai plazmai techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Paskirtis (taikymas)	Šaldytos plazmos saugojimui	Šaldytos plazmos saugojimui <i>Brošiūra „EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“-3psl. Modelis – EF 600</i>
i	Šaldiklio orientacija	Vertikali	Vertikali <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“-3psl</i>
3.	Talpa (šaldymo kameros naudingas tūris/grynoji talpa)	Ne mažiau kaip 500 litrų	677/ 590 litrų <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“-3psl. Modelis – EF 600</i>
4.	Šaldiklio konstrukcija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba milteliniais dažais padengto plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Šaldiklio vidus padalintas į ne mažiau kaip 5 skyrius su ištraukiamomis lentynomis (šaldiklio skyriai arba skyrių grupės turi būti uždaromi ≥ 2 vidinėmis durelėmis) arba šaldiklio vidus padalintas į ne mažiau kaip 5 skyrius su ≥ 5 ištraukiamais nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) stalčiais. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamintas iš cinkuoto plieno, nudažyto elektrostatiniais dažais. Vidinis paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno. <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“-3psl</i> 2. Šaldiklio vidus padalintas į 5 skyrius su 5 ištraukiamais nerūdijančio plieno stalčiais. <i>Letter of Conformity</i>
5.	Palaikomos temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo -32 °C iki -40 °C	Nuo -20 °C iki -40 °C <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“-3psl.</i>
6.	Temperatūros šaldymo kameroje kontrolė	Būtina temperatūros šaldymo kameroje kontrolė	Temperatūros šaldymo kameroje kontrolė <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“-3, 6 psl.</i>
7.	Šaldiklio ekranas	Būtinai LCD (arba lygiavertis) ekranas temperatūros rodmenų ir aliarmo pranešimų atvaizdavimui	LCD ekranas temperatūros rodmenų ir aliarmo pranešimų atvaizdavimui

			<i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3psl.</i>
8.	Šaldiklio kameros temperatūros atvaizdavimas ekrane	Būtina šaldiklio kameros temperatūros atvaizdavimas ekrane	Šaldiklio kameros temperatūros atvaizdavimas ekrane <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3, 5 psl.</i>
9.	Temperatūros registravimas	Integruota registravimo sistema (duomenų kaupiklis)	Integruota registravimo sistema (duomenų kaupiklis) <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3psl.</i> <i>Letter of Conformity</i>
10.	Aliarmo sistema	Būtina aliarmo sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane (su autonominiu elektros maitinimu). Būtinai aliarmai: 1) Atvirų durų aliarmas; 2) Šaldiklio kameros temperatūros aliarmas; 3) Aliarmas nutrūkus elektros maitinimui.	Aliarmo sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane (su autonominiu elektros maitinimu). Aliarmai: 1)Atvirų durų aliarmas; 2)Šaldiklio kameros temperatūros aliarmas; 3) Aliarmas nutrūkus elektros maitinimui. <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3, 6 psl.</i>
11.	Išorinės šaldiklio durys	1. Su užraktu 2. Durų atidarymo kryptis į dešinę arba yra galimybė pasirinkti durų atidarymo kryptį į kairę ar į dešinę (durų atidarymo kryptis nurodoma šaldiklio užsakymo metu)	1. Su užraktu 2. Durų atidarymo kryptis į dešinę. <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3psl.</i> <i>Letter of Conformity</i>
12.	Šaldiklio elektros maitinimo šaltinis	230 V, 50 Hz elektros tinklas	230 V, 50 Hz elektros tinklas <i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3psl.</i>
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

			<i>Brošiūra „ EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series “-3psl.</i>
14.	Šaldiklių pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Šaldiklių pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Šaldiklių pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. <i>UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas</i>
15.	Šaldiklio žymėjimas CE ženklu (pagal (MDR) 2017/745 reglamentą arba lygiavertis)	Būtinai. <i>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>	Kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento) kopiją. <i>Gamintojo sertifikatai</i>
16.	Kartu su šaldikliu pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. <i>UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas</i>