

Skaidrios

34 Pirkimo dalis - kaukės deguonies vaikams

OKSİJEN MASKESİ

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
Latex free
Burun Maşası

Oxygen Mask

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing

Latex free

Nasal clip

Be latekso
Nosies
spaustukas

Vamzdelis su
kūginiais konektoriais
galuose

Vaikams

Tip/Type	Ref No
Yetişkin/Adult	130 103
Pediatrik/Pediatric	130 104

YÜKSEK KONSANTRASYONLU
OKSİJEN MASKESİ

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
Geri dönüşümsüz valf
Latex free
Burun maşası

High Concentration Mask

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
Non-Rebreather valve
Latex free
Nasal clip



Tip/Type	Ref No
Yetişkin/Adult	130 110
Pediatrik/Pediatric	130 111

NEBULİZER SET MASKELİ
Nebulizer Set with Oxygen Mask

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
8 ml ilaç haznesi
Latex free
Burun maşası

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
8ml nebulizer cup
Latex free
Nasal clip



Tip/Type	Ref No
Yetişkin/Adult	130 106
Pediatrik/Pediatric	130 107

NEBULİZER SET
AĞIZLIKLI YARIM DİRSEKLİ

Medikal grade PVC malzeme
Standart bağlantı konnektörü
Kırılmaya bükülmeye dayanıklı
içi kanallı hortum
8 ml ilaç haznesi

Nebulizer Set
Mouthpiece Half Elbow

Medical grade PVC material
Standard connector
Kink resistant tubing
8ml nebulizer cup



Tip/Type	Ref No
Standart Tip/Type	130 108

34 p.d. 	TECHNICAL FILE/TEKNİK DOSYA RESPIRATORY MASKS AND ACCESSORIES SOLUNUM MASKELERİ VE AKSESUARLARI Ref. MDD 93/42/EEC (2007/47/EC) Product Ref. No/Ürün Ref.No: 130 XXX	Document No/Doküman No Revision No/Revizyon No Revision Date/Revizyon Tarihi Issue Date/Yayın Tarihi Page No/Sayfa No	KYS.TD.02/001 07 05.12.2015 01.11.2007 2/10
---	--	--	---

The nasal cannula is often used in elderly patients or patients who can benefit from oxygen therapy but do not require it to the degree of wearing a non-rebreather mask. It is especially useful in those patients where vasoconstriction could negatively impact their condition, such as those suffering from strokes.

Nasal kanül genellikle yaşlı hastalarda ya da geri dönüşümsüz maske kullanma ihtiyacına duymadan oksijen terapisi sağlanan hastalarda kullanılır. Özellikle, inme gibi rahatsızlıklardan acı çeken hastalarda, kan damarlarının daralmasını negatif olarak etkileyen yerlerde kullanışlıdır.

1.1.2 THE PRODUCT NAME / ÜRÜN İSMİ : OXYGEN MASK – OKSİJEN MASKESİ

<ul style="list-style-type: none"> Oxygen Mask is manufactured from medical grade PVC, which is soft, non toxic and does not create any damage on the human skin 	Minkšto plastiko, neaštriais, lygiais kraštais k yumuşak tıbbi ştir.
<ul style="list-style-type: none"> Oxygen Mask was designed to give Oxygen to the patient easily and get the comfort of him/her. 	<ul style="list-style-type: none"> Hastaya oksijenin kolaylıkla verilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
<ul style="list-style-type: none"> It is provided with elastic strap and nasal oxygen mask integrated nose clip for proper positioning of mask on the nasal area. 	Su sutvirtinimo juostele k kalması ve hastanın lik şerit ile hastanın başına bağlanır. Burun bölümündeki metal parça hastanın yüzüne daha iyi oturmasını sağlar.
<ul style="list-style-type: none"> Oxygen mask is soft, light and transparent to get the comfort of the patient. Moreover it is also harmonious on the face of him/her. 	Anatominės veido konfigūracijos u sağlamak mdir. Ayrıca hastanın yüzü ile uyumludur.
<ul style="list-style-type: none"> One end of the oxygen tube is attached to the oxygen mask. The other end connects with an oxygen source. This connection is supplied by a connector, which is manufactured from PVC. 	<ul style="list-style-type: none"> Oksijen hortumunun bir ucu oksijen maskesine takılır. Diğer ucu oksijen kaynağına bağlanır. Bu bağlantı PVC'den yapılmış konnektör ile sağlanır.
<ul style="list-style-type: none"> The length of the tube depends on the customer request but it is generally 2 meters. 	Deguonies vamzdelis 2m e müşterinin isteğine redir.
<ul style="list-style-type: none"> Adult (normal and new type), Pediatric and Infant types are occurred. 	<ul style="list-style-type: none"> Yetişkin(normal ve yeni tip), pediatrik ve yeni doğan çeşitleri vardır.

Plastic masks are used primarily by medical care providers for oxygen therapy because they are disposable. As they are light in weight, they are more comfortable than some other masks. Transparent plastic masks make the face visible, allow care providers to better ascertain patients' conditions.

Plastik maskeler tek kullanımlık oldukları için öncelikle Vienkartinės ılar tarafından oksijen terapisinde kullanılır. Diğer maskelere göre daha hafif oldukları için kullanımları daha rahattır. Saydam plastik maskeler yüzü görünebilir kılar ve hastanın durumunu gözlemlemek için hasta bakıcılara kolaylık sağlar.

