

TO WHOM IT MAY CONCERN

Your reference

Our reference

Tel. (0 74 61) 95-

Fax (0 74 61)

Date

GCS - no

2607

78980

2013-03-26

**Confirmation**

Dear Sirs,

we herewith confirm that our *Noir*<sup>®</sup> coated instruments are coated with a special Ti-AL-N, titanium aluminum nitride, layer in order to improve performance, lifetime and to reduce reflections during surgical procedures.

The *Noir*<sup>®</sup> coating is mainly available with our *Noir*<sup>®</sup>-Scissor, *Noir*<sup>®</sup> bone punches and many other instruments.

Please do not hesitate to contact us in case you need more information regarding our products.

Best regards,

**Aesculap AG**

i A

i A

  
**Claudio Nobile**  
**Eva-Maria Manyas****Chairman of Supervisory Board:**  
Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun**Management Board:**  
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel  
(Chairman)  
Dr. Harald Stallforth  
(Vice-Chairman)  
Dr. Joachim Schulz**Corporate Office: Tuttlingen**  
Register Court: Stuttgart HRB 726261  
VAT reg. no. DE812160059

WEEE-Reg.-No. DE 65109852

**Bank Account:**  
**Deutsche Bank AG Tuttlingen**  
BLZ 653 700 75, Konto 21 22 000  
IBAN DE44 6537 0075 0212 2000 00  
SWIFT CODE: DEUTDE33  
**Baden-Württembergische Bank**  
BLZ 600 501 01, Konto 487 1905  
IBAN DE31 6005 0101 0004 8719 05  
SWIFT CODE: SOLADE33**Address:**  
Aesculap AG  
Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttlingen  
Germany

**B | BRAUN**



Vertimas tikras  
Biuro administratore  
Indrė Linkevičiūtė  
2018 08 08

Vertimas iš anglų kalbos

**„Aesculap AG“  
Europos verslo valdyba**

P. d. 40  
78501 Tuttingenas  
Vokietija

El. p. claudio.nobile@aesculap.de  
<http://www.aesculap.de>

## SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS

Jūsų nuoroda	Mūsų nuoroda	Tel. (0 74 61) 95-	Faks. (0 74 61)	Data
	GCS/no	2607	78980	2013-03-26

## PATVIRTINIMAS

Gerb. ponai,

šiuo raštu patvirtiname, kad mūsų Noir® instrumentai padengti specialiu Ti-Al-N, titano aliuminio nitrido, sluoksniu siekiant pagerinti charakteristikas, ilgaamžiškumą ir sumažinti atspindžius chirurginių operacijų metu.

Noir® padengimas naudojamas mūsų Noir® žirklems, Noir® kauliniams kandikliams ir daugeliui kitų instrumentų.

Prašau nesivaržyti kreiptis, jei reikalinga išsamesnė informacija apie mūsų produktus.

Pagarbiai,

*/antspaudas: AESCULAP AG. Tuttingenas/*

„Aesculap AG“  
i.A.

*/parašas/*  
Claudio Nobile

*/parašas/*  
Eva-Maria Manyas

Stebėtojų tarybos pirmininkas:  
Prof. dr. h. c. Ludwig Georg Braun

Administracijos valdyba:  
Prof. dr. Hanns-Peter Knaebel  
(pirmininkas)  
Dr. Harald Stallforth  
(pirmininko pavaduotojas)  
Dr. Joachim Schulz

Įmonės buveinė: Tuttingenas  
Teismo registras:  
Štutgertas HRB 726261  
PVM kodas: DE812160059  
WEEE Reg.Nr. DE 65109852

Banko sąskaita:  
„Deutsche Bank AG“ Tuttingenas  
BLZ 653 700 75, sąsk. 21 22 000  
IBAN DE44 6537 0075 0212 2000 00  
SWIFT kodas: DEUT DESS 603  
Badeno-Viurtembergo bankas  
BLZ 600 501 01, sąsk. 487 1905  
IBAN DE31 6005 0101 0004 8719 05  
SWIFT kodas: SOLA DE ST

Adresas:  
„Aesculap AG“  
Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttingenas  
Vokietija