



Olympus® EndoDet
Skystas neutralus ploviklis enzimų pagrindu Olympus® ETD mašinoms

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAA ploviklis ETD sistemai

Naudojimo sritis: endoskopų ir jų priedų ploviklis ETDsistemoje.

Naudojimo instrukcijos: Dozavimo siurblys parenka ploviklį automatiškai.

Perspėjimas: patekus į akis, nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. Neišpilkite koncentrato tiesiai į kanalizaciją. Tik profesionaliam naudojimui. Pareikalavus, yra pateikiamas saugos duomenų lapas profesionaliems vartotojams.

Atsargumo priemonės

Laikyti originalioje pakuotėje, ne aukštesnėje kaip 25 ° C temperatūroje