

ANSES MIXTES À POLYPECTOMIE



Brin tressé fin

Désignation

- Anse tressée ronde pour la résection des polypes à chaud ou à froid.

Quantité minimale de livraison (QML) : 10
Emballage primaire : sachet
Emballage secondaire : carton



Références	Description	Anse		Cathéter		Diamètre du canal opérateur (mm)	Rotative
		Largeur (mm)	Diamètre du brin (mm)	Diamètre (mm)	Longueur (cm)		
VTL/SN-24-240-HCO10	Anse mixte ronde	10	0,35	2,4	240	≥ 2,8	Non
VTL/SN-24-240-HCO15		15	0,35	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-HCO10R		10	0,35	2,4	240	≥ 2,8	Oui
VTL/SN-24-240-HCO15R		15	0,35	2,4	240	≥ 2,8	

ANSES DIATHERMIQUES À POLYPECTOMIE



Brin tressé standard

Désignation

- Anse tressée ovale pour la résection des polypes à chaud.

Quantité minimale de livraison (QML) : 10
Emballage primaire : sachet
Emballage secondaire : carton



Références	Description	Anse		Cathéter		Diamètre du canal opérateur (mm)	Rotative
		Largeur (mm)	Diamètre du brin (mm)	Diamètre (mm)	Longueur (cm)		
VTL/SN-24-240-O10	Anse ovale diathermique	10	0,4	2,4	240	≥ 2,8	Non
VTL/SN-24-240-O15		15	0,4	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O20		20	0,45	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O25		25	0,45	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O30		30	0,45	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O10R		10	0,4	2,4	240	≥ 2,8	Oui
VTL/SN-24-240-O15R		15	0,4	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O20R		20	0,45	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O25R		25	0,45	2,4	240	≥ 2,8	
VTL/SN-24-240-O30R		30	0,45	2,4	240	≥ 2,8	

➤ INDICATIONS

Les anses à polypectomie sont utilisées avec un endoscope dans le tractus gastro-intestinal pour couper les polypes ou autre excédent de tissus avec un courant haute-fréquence ou à froid.

➤ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :

Poignée : ABS
Cathéter : PTFE
Câble interne : PTFE
Câble de l'anse : Acier inoxydable

Présence de :

Latex :	☐ Oui ☒ Non	Bisphénol A :	☐ Oui ☒ Non
Produit d'origine animale :	☐ Oui ☒ Non	Nanoparticules :	☐ Oui ☒ Non
PVC :	☐ Oui ☒ Non	Plomb :	☐ Oui ☒ Non
Phtalate et DEHP :	☐ Oui ☒ Non	Cobalt :	☐ Oui ☒ Non



Stérilité :

Stérile : ☒ Oui ☐ Non
Mode de stérilisation : Oxyde d'Éthylène
Nombre d'utilisations : Usage Unique



Conservation :

Conditions de conservation : Conserver à une température comprise entre 10 °C et 40 °C, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
L'humidité relative doit être inférieure à 80 %.
Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Code CLADIMED : A65AA01 / A65AA99
Code GMDN : 62615
Présence d'un code barre : ☐ Non ☒ Référentiel GS1-128 ☐ Référentiel HIBC
Avec les informations : ☐ Référence ☒ N° de lot ☒ Date de péremption

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation : Mode d'emploi, précaution et contre-indications - Cf. Notice



Fabricant :

Fabricant : ANREI MEDICAL (HZ) Co., LTD
Pays : République populaire de Chine

Marquage CE :

Organisme notifié : TÜV SÜD, N° d'organisme : 0123
Directive : Directive Européenne 93/42 CEE
Norme : ISO 13485
Classe : Dispositif médical de classe IIb, selon la règle 6.

IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR

DUOMED FRANCE ENDOSCOPIE

161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet
Téléphone : 01 49 88 01 01
Site Internet : www.duomed.com

Commande :

Fax : 01 48 59 70 72
E-mail : orders.endoscopie.fr@duomed.com

Matériovigilance :

Fax : 01 49 88 83 45
E-mail : quality.endoscopie.fr@duomed.com