

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai	Mato vnt.	Preliminaru s kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. įkainis be PVM Eur	Mato vnt. įkainis su PVM Eur	Suma be PVM Eur	Suma su PVM Eur	Siūloma pakuotė, pakuotės kaina Eur be PVM	Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
2	Rinkiniai automatizuotam nukleorūgščių skyrimui su įrangos panauda 1. Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus. 2. Siūlomos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. 3. Kartu su siūlomais reagentais tiekėjas visam sutarties laikotarpiui darbui su siūlomais rinkiniais turi suteikti pritaikytą automatizuoto nukleorūgščių skyrimo aparatą.									
2.1	Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetiniu principu	skyrimas	480	21	13,98	16,92	6 710,40	8 119,58	671,04	Promega, AS1440, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.									
	Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 1,75 val.									
	Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 2 mm ³									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.									
	Integruotas apdorojimo DNase I etapas									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.2	Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetiniu principu	skyrimas	1920	21	13,23	16,01	25 401,60	30 735,94	635,04	Promega, AS1450, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.									
	Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 5 val.									
	Galimybė neautomatizuotą mėginio paruošimo etapą kontroliuojamomis sąlygomis prailginti iki inkubacijos per naktį (14-18 val.)									
	Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama DNR ne mažesnis kaip 2 mm ³									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.									
	Integruotas apdorojimo RNase A etapas.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.3	Rinkinys automatizuotam cirkuliuojančios neląstelinės DNR (ccfDNA) skyrimui magnetiniu principu	skyrimas	240	21	21,95	26,56	5 268,00	6 374,28	1 053,60	Promega, AS1480, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Plazmos, iš kurios atliekamas skyrimas, tūris ne mažesnis kaip 1 ml.									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.4	Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš nefiksuoto audinio magnetiniu principu	skyrimas	480	21	13,25	16,03	6 360,00	7 695,60	636,00	Promega, AS1340, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Nenaudojamas beta-merkaptioetanolis.									
	Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 20 mg.									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Integruotas apdorojimo DNase I etapas.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.5	Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš nefiksuotų ląstelių suspensijos magnetiniu principu	skyrimas	480	21	13,25	16,03	6 360,00	7 695,60	636,00	Promega, AS1390, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Nenaudojamas beta-merkaptioetanolis.									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Integruotas apdorojimo DNase I etapas.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.6	Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš kraujo magnetiniu principu	skyrimas	480	21	13,04	15,78	6 259,20	7 573,63	625,92	Promega, AS1380, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Nenaudojamas beta-merkaptioetanolis.									
	Maksimalus kraujo mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 2,5 ml.									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Integruotas apdorojimo DNase I etapas.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.7	Rinkinys automatizuotam mikroRNR skyrimui iš plazmos, serumo, audinio ar egzosomų	skyrimas	96	21	14,00	16,94	1 344,00	1 626,24	672,00	Promega, AS1680, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Nenaudojamas beta-merkaptioetanolis.									
	Maksimalus plazmos ar serumo mėginio tūris, iš kurio skiriama mikroRNR ne mažesnis kaip 0,5 ml.									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Integruotas apdorojimo DNase I etapas.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2.8	Rinkinys automatizuotam genominės DNR skyrimui magnetiniu principu	skyrimas	96	21	12,93	15,65	1 241,28	1 501,95	620,64	Promega, AS1880, https://www.promega.com
	Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.									
	Skirtas DNR skyrimui iš bendro kraujo, mononuklearų sluoksnio, kaulų čiulpų aspirato, žando epitelio, ląstelių ir nefiksuotų audinių									
	Validuotas maksimalus ląstelių skaičius genominės DNR skyrimui ne mažesnis kaip 3E+06 ląstelių.									
	Pritaikyta mėginiams, paimitiems į EDTA, citrato ar Li-heparino mėgintuvėlius.									
	Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.									
	Integruotas apdorojimo RNase A etapas.									
	Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.									
	Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.									
	Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.									
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur									58 944,48	
... proc. PVM suma Eur:									12 378,34	
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur									71 322,82	