

GAMINIO APLINKOS APSAUGOS DEKLARACIJA

Getinge garų sterilizatorius GSS67H

Standartai ir teisinis reguliavimas

GSS67H serijos sterilizatorius pagamintas, vadovaujantis aplinkos apsaugos normas nustatančiais standartais ir teisės aktais.

Direktyvos ir standartai

- EN 285 + A2 Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriai
- 2011/65/ES RoHS2 Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų apribojimo elektros ir elektroniniuose prietaisuose
- 2012/19/ES WEEE2 Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
- 2006/95/EB Direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo

Medžiagos

Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, vadovaujamasi šiomis medžiagų parinkimo gairėmis:

- sumažinti naudojamų žaliavų kiekį;
- rinktis medžiagas, darančias aplinkai nedidelį poveikį;
- rinktis perdirbamas medžiagas.

Gamyba

GSS67H serijos sterilizatorius pagamintas, laikantis standarto ISO 14001 – Aplinkos vadybos sistemos – reikalavimų. Tam, kad prietaisas darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, dėmesys skiriamas šioms sritims:

- Energija. Energijos naudojimo optimizavimas ir poveikio klimatui mažinimas gaminant ir transportuojant.
- Atliekos. Poveikio aplinkai mažinimas, tvarkant atliekas.
- Vandens sunaudojimas. Poveikio aplinkai mažinimas, mažinant vandens sunaudojimą.

Tiekimas

Teikimą organizuoja subrangovai. Siekiant sumažinti gaminių pristatymo proceso poveikį aplinkai, vežėjai nuolat vertinami ir tikrinamas išmetamųjų dujų kiekis, gabenant toną/km. Į aplinką patenkančių išmetamųjų dujų kiekį

siekiama nuolat mažinti.

GETINGE
GETINGE GROUP

Išteklių naudojimas

Tai Getinge garų sterilizatoriaus GSS67H naudojimo fazės, kurių metu aplinkai padaromas didžiausias poveikis.

Svarbiausieji veiksniai:

- energijos sąnaudos ciklui;
- energijos praradimas į aplinką, prietaisui veikiant budėjimo režimu;
- energijos praradimas į aplinką, prietaisui veikiant pasirengties režimu;
- vandens sąnaudos ciklui.

Duomenys apie išteklių naudojimą

Energijos sunaudojimas ciklui, temperatūrai esant 134° C, 11 kWh
kai kamera pakrauta pilnai (metaliniai įrankiai)

Energijos praradimas, prietaisui veikiant budėjimo režimu 0,065 kW

Energijos praradimas, prietaisui veikiant pasirengties režimu 2,67 kW

vandens sunaudojimas ciklui, temperatūrai esant 134° C, 244 litrai
kai kamera pakrauta pilnai (metaliniai įrankiai)

Informacija apie konkretaus gaminio sunaudojamus išteklius pateikiama
Praktinės informacijos lape.

Sterilizatoriaus naudotojas, norėdamas sumažinti poveikį aplinkai, turėtų imtis šių veiksmų:

- sterilizatorių naudoti tik visiškai pakrautą;
- išjungti budėjimo režimą, kai sterilizatorius nenaudojamas;
- kai tai įmanoma, laikyti sterilizatoriaus duris uždaras.

Cheminės medžiagos

Sterilizatoriaus GSS67H naudotojas, norėdamas sumažinti naudojamų medžiagų poveikį aplinkai, turėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:

- kenksmingas medžiagas;
- RoHS2 direktyvos reikalavimus.

Eksplotavimo pabaiga

Sterilizatoriui GSS67H pagaminti naudojamos itin vertingos medžiagos, didžioji dalis jų tinkamos perdirbti. Getinge turi sutartis su organizacijomis, kurios užtikrina aplinką tausojančius medžiagų perdirbimo procesus.

Trečiųjų šalių atliekama patikra

Atitiktį standartui ISO 14001 - Aplinkos vadybos sistemos, vertina trečioji šalis – Intertek Semko.

Oficialusis gamintojas:

Getinge Infection Control AB

P.D. 69

SE-305 05 Getinge, ŠVEDIJA

Telefonas: +46 010 335 00 00

Faksas: +46 010 335 14 50

Getinge Sterilization AB

P.D. 69

SE-305 05 Getinge, ŠVEDIJA

Telefonas: +46 010 335 00 00

Faksas: +46 (0) 35 54952