

# QuikRead go<sup>®</sup>



## easy CRP

## wrCRP

## wrCRP+Hb

## CRP

## CRP+Hb

## HbA1c

## Strep A

## iFOBT

|                                                                  |                                 |                                 |                                   |                                 |                                 |                               |                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Mėginio tipas                                                    | Bendras kraujas serumas, plazma | Bendras kraujas serumas, plazma | Bendras kraujas serumas, plazma   | Bendras kraujas serumas, plazma | Bendras kraujas serumas, plazma | Bendras kraujas               | Gerklės tepinėlis               | Išmatos                        |
| Mėginio paėmimas                                                 | Mėginio paėmėjas (10 µl)        | Kapiliaras su oranžine juoste   | Kapiliaras su oranžine juoste     | Kapiliaras su mėlyna juoste     | Kapiliaras su mėlyna juoste     | Mėginio paėmėjas (1 µl)       | Gerklės tepinėlis               | Paėmimo mėgintuvėlis           |
| Mėginio tūris                                                    | 10 µl                           | 10 µl                           | 10 µl                             | 20 µl 5                         | 20 µl                           | 1 µl                          | NA                              | 10 mg                          |
| Mėginio stabilumas kiuvetėje                                     | 2 h                             | 2 h                             | 2 h                               | 2 h                             | 2 h                             | 5 min                         | 4 h                             | 2 h                            |
| Matavimo laikas                                                  | 2 min                           | 2 min                           | 2 min                             | 2 min 4                         | 2 min                           | <6 min                        | 4 min, stipriai teigiamas 2 min | 3 min                          |
| Matavimo ribos                                                   | 1–200 mg/l                      | 0.5–200 mg/l                    | CRP 0.5–200 mg/l<br>Hb 50–220 g/l | 5–200 mg/l 2                    | CRP 5–200 mg/l<br>Hb 50–245 g/l | 20–140 mmol/mol<br>4.0–15.0 % | Teigiamas/neigiamas             | 10–200 µg/g<br>(50–1000 ng/ml) |
| Kombinacija: 1 tyrimas – 2 rezultatai                            | —                               | —                               | taip                              | —                               | taip                            | —                             | —                               | —                              |
| Testų skaičius pakuotėje                                         | 50                              | 50                              | 50                                | 50                              | 50                              | 25                            | 50                              | 50                             |
| Laikymas                                                         | 2–25°C                          | 2–25°C                          | 2–25°C                            | 2–25°C 4 savaitės<br>2–8°C      | 2–25°C 4 savaitės<br>2–8°C      | 18–25°C 2 mėnesiai<br>2–8°C   | 2–25°C                          | 2–25°C 4 savaitės<br>2–8°C     |
| Programinės įrangos versija                                      | 7.6.2 ar naujesnė               | 7.5.1 ar naujesnė               | 7.5.1 ar naujesnė                 | Visos versijos                  | 4.1 ar naujesnė                 | 8.1.1 ar naujesnė             | 4.1 ar naujesnė                 | 6.5.1 ar naujesnė              |
| QuikRead go Instrumento galimybė jungtis prie HIS ir LIS sistemų | Taip                            | Taip                            | Taip                              | Taip                            | Taip                            | Taip                          | Taip                            | Taip                           |

El.paštas užsakymams: [mediq@mediq.com](mailto:mediq@mediq.com)

[www.aidian.eu](http://www.aidian.eu)/[www.quikread.com](http://www.quikread.com)/[www.tacklearnr.com](http://www.tacklearnr.com)

**AIDIAN**



Edited with the demo version of  
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)



1

## QuikRead go Instrumentas

3

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodas                           | Imunoturbidimetrinis ir fotometrinis                                                       |
| Išmatavimai                       | 27 cm (l) x 15.5 cm (w) x 14.5 cm (h)                                                      |
| Svoris                            | 1.7 kg be baterijų                                                                         |
| Laikymas ir transportavimas       | Tarp 2°C ir 35°C. Saugoti nuo drėgmės                                                      |
| Kilmės šalis                      | Suomija                                                                                    |
| Energijos šaltiniai               | 100–240 V AC, 50–60 Hz elektros šaltiniai arba akumuliatorius. Energijos sąnaudos 8 W.     |
| Galimybė naudoti baterijas        | Taip, tiekiamos atskirai. Gali būti naudojamas tik akumuliatorius, skirtas QuikRead go.    |
| Atmintis                          | 100 pacientų rezultatų, 100 kokybės kontrolės rezultatų ir 100 LIS (neperkeltų rezultatų). |
| Galimybė pasirinkti kalbą         | 23                                                                                         |
| Išorinio spausdintuvo prijungimas | Taip                                                                                       |
| Brūkšinių kodų skaitytuvas        | Taip                                                                                       |

## QuikRead go sąsajų specifikacija

|                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP/IP tinklo komunikacija                                     | RJ45 LAN, pasirinktą WLAN USB adapterį                                             |
| Laidinė komunikacija                                           | Per RJ45, per pasirinktą QuikRead go laidą (RJ45 į RS-232)*                        |
| Naudojami protokolai                                           | LIS01-A2 (ASTM), POCT1-A2                                                          |
| Komunikacijos tipas                                            | Vienpusė (LIS01-A2, POCT1-A2), dvipusė (POCT1-A2)                                  |
| USB jungtys                                                    | 3 x Tipas A USB jungtis<br>1 x Tipas B USB jungtis                                 |
| Siunčiama informacija                                          | Pacientų rezultatai, KK rezultatai, rezultatų komentarai, pastabos ir klaidų kodai |
| Siunčiami rezultatai                                           | Automatinis (LIS01-A2, POCT1-A2) arba rankinis (LIS01-A2)                          |
| Instrumento programinės įrangos nuotolinis naujinimas          | taip**                                                                             |
| Nuotolinis užrakinimas / atrakinimas                           | taip **                                                                            |
| Nuotolinis valdymas                                            | taip**                                                                             |
| Kokybės kontrolės medžiagos                                    | taip**                                                                             |
| Pacientų sąrašas / teigiamo paciento rezultato identifikavimas | taip**                                                                             |
| Instrumento konfigūracija                                      | taip**                                                                             |
| Instrumento laiko nustatymas                                   | taip**                                                                             |

\* LIS01-A2 only, \*\* POCT1-A2 only

**AIDIAN**

