

994-078. 201301D

AQT90 FLEX

Cleaning Solution Tubes

sr

Epruvete s rastvorom za čišćenje

[REF] 905-843

Namena

Za *in vitro* dijagnostičku upotrebu.

Namenjeno je čišćenju delova koji dolaze u dodir sa uzorkom, a deo su sistema za transport tečnosti na analizatoru AQT90 FLEX.

Priprema: Epruvete su spremne za korišćenje i ne smeju se otvarati.

Procedura: Pogledajte dokumentaciju sistema AQT90 FLEX.

Hemijski sastav: Vodeni rastvor natrijum-hipohlorita, koncentracija < 5 % (težina/zapremina).

pH: približno 12.

	 MERA PREDOSTROŽNOSTI — <i>Opasnost od nastanka toksičnih gasova</i> Sadržaj cevi s rastvorom za čišćenje nemojte mešati ni sa jednim proizvodom. U suprotnom, može doći do nastanka toksičnog gasovitog hlora.
	 MERA PREDOSTROŽNOSTI — <i>Opasnost od nagrizanja</i> Sprečite da sadržaj dođe u dodir s kožom i očima. Rastvor može nagrizati kožu, oči i sluzokožu.

sv

Rör med Rengöringslösning

[REF] 905-843

Avsedd användning

Avsedd för *in vitro*-diagnostiskt bruk.

För rengöring av provhanteringsdelen av vätsketransportsyste­met i analysinstrumentet AQT90 FLEX.

Förberedelse: Rören är färdiga för användning och får inte öppnas.

Procedur: Se AQT90 FLEX-dokumentationen.

Kemisk sammansättning: Vattenlösning av natriumhypoklorit < 5 % (vikt/volym).

pH: cirka 12.

	 VARNING — <i>Risk för att giftig gas bildas</i> Blanda inte innehållet i rören med Rengöringslösning med någon annan produkt. Om du inte följer det här rådet kan giftig klorgas bildas.
	 VARNING – <i>Risk för frätande effekter</i> Undvik kontakt med hud och ögon. Lösningen kan vara frätande på hud, ögon och slemhinnor.

tr

Temizleme Solüsyonu Tüpleri

[REF] 905-843

Kullanım amacı

In-vitro tani için kullanılır.

AQT90 FLEX analizörün sıvı taşıma sistemindeki örnek işleme bölümünü temizlemek için kullanılır.

Hazırlık: Tüpler kullanıma hazırdır ve açılmamalıdır.

Prosedür: Bkz. AQT90 FLEX belgeleri.

Kimyasal bileşim: Aköz sodyum hipoklorit solüsyonu < %5 (ağırlık/hacim).

pH: yaklaşık 12.

	 DİKKAT — <i>Toksik gaz oluşum tehlikesi</i> Temizleme Solüsyonu Tüpünün içeriğini başka bir ürünle karıştırmayın. Öneriye uyulmaması toksik klor gazı oluşumuna yol açabilir.
	 DİKKAT – <i>Korozif etki tehlikesi</i> Göz ve ciltle temasından kaçının. Solüsyonun göze, cilde ve mukoz membranlara korozif etkisi olabilir.

zh

[REF] 905-843

预期用途

仅供体外诊断使用。

用于清洁AQT90 FLEX快速免疫分析仪的液体输送系统中的样本处理部件。

准备：清洁液管可立即使用，不得打开。

操作：参见AQT90 FLEX快速免疫分析仪文件。

化学成分：次氯酸钠水溶液< 5 % (重量/体积)

pH：约12。

	警告 — 有毒气体产生风险 切勿将清洁液管的内容物与其它产品混合。不遵循上述忠告可导致有毒氯气生成。
	警告 — 腐蚀作用风险 避免接触皮肤和眼睛。溶液可腐蚀皮肤、眼睛和黏膜。

en: Explanations of graphical symbols
bg: Обяснение на графичните символи
cs: Vysvětlení grafických symbolů
da: Forklaring af grafiske symboler
de: Erklärung grafischer Symbole
el: Εξήγηση γραφικών συμβόλων
es: Explicación de símbolos gráficos
et: Graafiliste sümbolite selgitused
fi: Merkkien selitykset
fr: Explications des symboles graphiques
hr: Objašnjenja grafičkih prikaza
hu: A szimbólumok magyarázata
it: Descrizione dei simboli grafici
ja: 図記号説明表
lt: Grafinių simbolių paaiškinimai
lv: Grafisko simbolu skaidrojums
nl: Verklaringen van de grafische symbolen
no: Forklaring av grafiske symboler
pl: Wyjaśnienie symboli graficznych
pt: Explicação dos símbolos gráficos
ro: Explicații ale simbolurilor grafice
ru: Объяснение графических символов
sk: Vysvetlenie grafických symbolov
sr: Objašnjenja grafičkih simbola
sv: Forklaring till grafiska symboler
tr: Grafik sembollerin açıklaması
zh: 图形符号解释

	en: Sensitive to light. Store in a dark place. bg: Чувствителен към светлина. Да се съхранява на тъмно. cs: Látka citlivá na světlo. Skladujte v temnu. da: Lysfølsom. Opbevares mørkt. de: Lichtempfindlich. An einem dunklen Ort aufbewahren. el: Φωτοευαίσθητο προϊόν. Φυλάσσεται σε σκιερό χώρο. es: Sensible a la luz. Conservar en lugar oscuro. et: Valgustundlik. Hoidke hämaras. fi: Valoherkkä. Säilytä pimeässä. fr : Sensible à la lumière. Stocker à l'obscurité. hr: Osjetljivo na svjetlo. Pohranite na tamnom mjestu. hu: Fényre érzékeny. Tartsa sötét helyen. it: Sensibile alla luce. Conservare in luogo buio. ja: 感光性。暗所で保管してください。 lt: Jautrus šviesai. Laikykite tamsioje vietoje. lv: Jūtīgs pret gaismu. Glabājiet tumšā vietā. nl: Gevoelig voor licht. Bewaar op een donkere plaats. no: Sensitiv for lys. Oppbevares mørkt. pl: Wrażliwy na światło. Przechowywać w ciemnym miejscu. pt: Sensível à luz. Armazene num local escuro. ro: Sensibil la lumină. A se păstra într-un loc întunecat. ru: Чувствителен к свету. Хранить в темном месте. sk: Citlivé na svetlo. Uchovávaťe na tmavom mieste. sr: Osjetljivo na svetlost. Čuvajte na tamnom mestu. sv: Ljuskänslig. Förvaras på en mörk plats. tr: Işığa duyarlıdır. Karanlık bir yerde saklayın. zh: 对光线敏感。避光保存。
	en: Mark of compliance with the applicable EU Directives bg: Знак за съответствие с приложимите директиви на ЕС cs: Značka shody s příslušnými směrnici eu: da: Mærke for overensstemmelse med gældende EU-direktiver de: In Übereinstimmung mit der geltenden IVD-Richtlinie der EU el: Σήμα συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ. es: Marca de conformidad con las Directivas de la UE aplicables et: Kohaldatavatele EL-i direktiividele vastavuse märk fi: Merkki, joka osoittaa, että tuote on sovellettavien EU-direktiivien mukainen fr: Marque de conformité avec les directives de l'U.E. applicables hr: Oznaka sukladnosti s primjenjivim smjernicama EU hu: A vonatkozó EU-direktíváknak való megfelelés jelzése it: Marchio di conformità alle Direttive UE applicabili ja: 該当EU指令準拠のマーク lt: Atitiktis taikomoms ES direktyvoms ženklas lv: Atzīme par atbilstību piemērojamām ES direktīvām nl: Keurmerk van de EU Richtlijnen no: Merke i samsvar med passende EU-direktiver pl: Znak zgodności z przepisami Unii Europejskiej pt: Marcação de conformidade com as Directivas da UE aplicáveis ro: Marcă de conformitare cu Directivele UE în vigoare ru: Знак соответствия директивам ЕС sk: Značka zhody s príslušnými smernicami eu: sr: Oznaka usaglašenosti sa primenjivim EU direktivama sv: Märke för överensstämmelse med de tillämpliga EU-direktiven tr: EU direktiflerine uygun olduğunun işareti zh: 欧盟相关指令符合性标志

			
	Radiometer Medical ApS Åkandevej 21 2700 Brønshøj Denmark www.radiometer.com		

Radiometer, the Radiometer logo, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, AQURE, PICO, CLINITUBES and QUALICHECK are trademarks of or used under license by Radiometer Medical ApS. © 2013 Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, . All rights reserved.

RADIOMETER 