

## SCBI garams, Plasma & Etileno Oksido



### Greitas patikrinimas.... su SCBI

Sterilizacijos sąlygų patikrinimas specifinėse vietose pagal SCBI nėra populiarius patikros būdas daugumoje Europos ligoninių. Todėl ne Europinėse šalyse SCBI yra ligoninėse plačiai naudojama kasdieninė Garų sterilizatoriaus patikra.

|                   |                            |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| REF: 107.001.0100 | SCBI Garams, pop. 1 x 10E6 | Kiekis: 100 vnt. |
| REF: 107.002.0100 | SCBI Plasma, pop. 1 x 10E6 | Kiekis: 100 vnt. |
| REF: 107.003.0100 | SCBI EO, pop. 1 x 10E6     | Kiekis: 100 vnt. |
| REF: 120.001.0001 | Dvigubas inkubatorius SCBI | Kiekis: 1 vnt.   |

#### Charakteristikos:

- Biologiniai Indikatoriai atitinka ISO 11138
- SCBI EO: Bacillus Atrophaeus ATCC 9372 1x10E6 sporų ampulėje
- SCBI Garai/Plasma: Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 1x10E6 sporų ampulėje
- Spalvos pasikeitimas: Žalias į geltoną (EO) ir purpurinė į geltoną (Garai)
- Skaitmeninis inkubatorius (220V) prie 37 °C / 48 valandos ir 56-59 °C / 24 valandos (Garai&Plasma)