


Accessories for Maintenance and Cleaning

Cleaning Brushes – for single use

Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. plastmasinis, supakuotas po 1, pakuotėje 50 vnt., vieno darbinio galo, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 90 cm, atitinka endoskopo įvedamosios dalies diametrą (1,2 mm) Poz.29



110930-50 –
110932-50

Order no.		Brush diameter	Working channel dia.	Properties	Length
110930-50					90 cm
110931-50		1.7 mm	1.2 – 1.5 mm	–	125 cm
110932-50					200 cm
110940-50					90 cm
110941-50		2.6 mm	2 – 2.3 mm	double-sided brush	120 cm
110942-50					160 cm
110950-50					120 cm
110951-50		3.4 mm	2.6 – 3 mm	double-sided brush	165 cm
110952-50					250 cm
110960-50					140 cm
110961-50		4.5 mm	3.2 – 4.2 mm	double-sided brush	190 cm
110962-50					230 cm



110925-100


110925-100* **Valve Brush**, double-sided, brush diameters 10 mm and 5 mm, brush lengths 33 mm and 20 mm, with thumb ring for brushing the valve and valve seat, unsterile, for single use, package of 100, for use with flexible endoscopes





Special Features:

- Brush filaments become softer from distal to proximal to remove coarse and fine debris during each brushing process, thus reducing the risk of biofilm
- Distally conical brush head
- Distal brush head is green to ensure safe insertion of the distal end
- In the case of thin-lumened cleaning brushes, the distal brush head has been replaced by two proximally mounted brush heads to make insertion into the working channel easier
- Brush tip end ensures maximum protection of the working channel
- Clear and unambiguous identification of the working channel diameter through color coding
- Individual intermediate sizes adapted to working channel length and diameter for time-saving and hygienically safe reprocessing
- Practical dispenser box with perforated individual packaging for easy removal
- Ready for use
- User-friendly design
- Enhanced hygiene safety
- No risk of cross-contamination
- Time savings by eliminating the need to reprocess reusable cleaning brushes
- Cleaning effectiveness proven by standard regulations



Cleaning Brushes, for working channel sizes 1.2 – 1.5 mm:

110930-50	Biofilm Removal Device Cleaning Brush , length 90 cm, brush diameter 1.7 mm, unsterile, for single use, package of 50, for use with flexible endoscopes with working channel diameters 1.2 – 1.5 mm
110931-50	Same , length 125 cm
110932-50	Same , length 200 cm