

## EKO GEL Ultrasound gel produced by OOO "TVEL"



To maintain continuous contact and to avoid air entering between the ultrasound device and investigated body part, special gels for functional diagnostics are used.

Ultrasound gels produced by OOO "TVEL" are made in blue or transparent color, has an optimal viscosity, does not spread, does not damage the sensor, does not contain salts of fatty substances, can be easily removed, non-irritating (pH 5.0-9.0).

Gel is packaged into containers with the volume from 40, 250, 500, 1000, 5000 grams.



### Гель для УЗИ производства ООО «ТВЕЛ» EKO GEL®

Для поддержания непрерывного контакта, а также для исключения попадания воздуха, между прибором УЗИ и исследуемым органом используются специальные гели для функциональной диагностики.

Гель для УЗИ EKO GEL производства ООО «ТВЕЛ» производится голубого цвета или прозрачный, имеет оптимальную вязкость, не растекается, не повреждает датчики, не содержит солей, жирных веществ, легко удаляется, не вызывает раздражения (pH 5,0-9,0).

Гель производится в разных вариантах вязкости: высокая, средняя, низкая, объемом 40, 250, 500, 1000, 5000 грамм.



**EKO GEL Ultragarsinis gelis  
pagamintas OOO "TVEL"**

**12 p.d.**

Norint išlaikyti kontaktą bei išvengti oro tarpų tarp ultragarso prietaiso bei tiriamos kūno dalies, naudojami specialūs geliai funkicinei diagnostikai.

Ultragarsiniai geliai, pagaminti OOO "TVEL" gali būti mėlynos spalvos arba permatomi, turi optimalų klampumą, nesiplečia, nepažeidžia sensoriaus, sudėtyje nėra druskos ar riebalinių medžiagų, gelis lengvai nuvalomas ir yra nedirginantis (pH 5.0 - 9.0).

Gelis yra supakuotas į šių dydžių pakuotes: 40 g, 250 g, 500 g, 1000 g, 5000 g.

