

Higiena

Citrosteril

Skirtas karštai dezinfekcijai hemodializės aparatams su recirkuliacija



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Citrosteril

Skirtas karštai dezinfekcijai hemodializės aparatams su recirkuliacija

Dezinfektantas hemodializės aparatų chemoterminei dezinfekcijai¹.

- pH 1.7 to 2.0
- Puikiai šalina kalkes
- Dezinfekuoja ir dekalcifikuoja
- Veikliosios medžiagos sudarytos iš natūralių medžiagų
- Biologiškai skaidus
- Bekvapis
- Be dažančių priedų

Veikimas

Sinergetinis Citrosteril komponentų veikimas turi stiprų dezinfekcinį poveikį.

Citrosteril prie 84°C temperatūros turi baktericidinį ir virusidinį poveikį įskaitant HBV/HCV/HIV.



Specifikacijos

100 g Citrosteril sudėtis:

21 g citrinos rūgštis 1-hydrate; pieno rūgštis, obuolių rūgštis


Užsakymo informacija

Pakuotė	Kalbos kombinacija	Katalogo nr.
1 × 5 L (vienas bakelis)	daugiakalbinis	F00005157
2 × 5 L (dėžė)	daugiakalbinis	F00005158
6 × 2 L (dėžė)	daugiakalbinis	508 536 1

Literature:

1. Solbach W, Universität zu Lübeck: Verification of the sporicidal efficacy of the product Citrosteril at 85°C in the Fresenius 5008 dialysis machine, 20.12.2002
2. Labor Dr. Merk & Kollegen, Ochsenhausen: Antiviral efficacy of Citrosteril against bovine Parvovirus, 9.9.2005

Detalesnės informacijos klausti tiekėjo.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**