

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET

PlegiStore®

Récipient avec la solution pour perfusion et préservation d'organes pour la transplantation /
Container with perfusion and preservation solution or organs intended for transplantation /
Solution de conservation pour rein, foie, pancreas, coeur, poumon /
Preservation solution for kidney, liver, pancreas, heart, lung

Dispositif Médical de classe III / Class III Medical Device




PLST/en/2021/01/06

Page 1/1

REF

PLST



PlegiStore® est une solution hypothermique, claire, stérile et apyrogène. Elle est utilisée pour le rinçage, le stockage et le transport des organes solides (coeur, poumon, rein, foie et pancréas). PlegiStore® est une solution de type extra-cellulaire à faible viscosité. Elle permet le maintien de l'organe dans des conditions optimales entre le prélèvement et la transplantation chez le receveur.

The PlegiStore® Organ Preservation Solution is clear, sterile and pyrogen-free solution for hypothermic flushing, transport, and storage of abdominal organs (liver, kidney, heart, lungs and pancreas). The PlegiStore® is an extra-cellular solution with low viscosity and it is used to maintain the organ in optimal conditions from the time of removal from the donor until transplantation into a recipient.

Pirkimo dalies Nr. 6 - Tirpalas donoro organų hipotermiam laikymui (0,8766g natrii chloridum, 0,671g kalii chloridum, 0,813g. magnesi chloridum hexahydratum, 27,9289g histidinum, 5,4651g manitolum ect.) 1 L.

Solution PlegiStore®

sodium chloride	✓	0.8766 g
potassium chloride	✓	0.6710 g
magnesium chloride · 6 H ₂ O	✓	0.8132 g
histidine hydrochloride · H ₂ O	✓	3.7733 g
histidine	✓	27.9289 g
tryptophan	✓	0.4085 g
mannitol	✓	5.4651 g
calcium chloride · 2 H ₂ O	✓	0.0022 g
potassium hydrogen 2-oxopentandioate (synonym: potassium hydrogen 2-ketoglutarate)		0.1842 g
Potassium hydroxide 2N to pH adjustment		q.s.
Water for injection		q.s. 1000 ml

Poche/bag

Poche multicouche transparente EVA
/ Transparent multi-layer bag EVA

EVA en contact avec le liquide / EVA solution contact layer

Latex free

DEHP free

3 ports: 1 site de remplissage / Filling port
1 site d'injection / Injection port
1 site de percutage / Spike port

CONDITIONNEMENT / PACKAGING:

Poche de 1 litre / 1 Liter bag ✓

10 poches par carton / 10 bags per carton

1 notice d'instruction par carton / 1 instruction for use per carton



Dispositif Médical / Medical Device

FABRICANT / MANUFACTURER:



Carnamedica Sp. z o.o.
ul. Olszynki Grochowskiej 21 lok. U6
04-281 Warszawa
Polska
Phone +48 608336159
www.carnamedica.com
Email: office@carnamedica.com

STERILISATION / STERILIZATION:

Détruire après usage / Destroy after used

Durée de péremption: 12 mois /

Expiration date: 12 months



Sterile (Remplissage aseptique /
Aseptic filling)



Usage unique / Single use.



Ne pas utiliser si endommagé /
Do not use if damaged.

STOCKAGE / STORAGE:



Stockage à l'abri de la lumière directe /
Store in a place away from direct sunlight.



Stockage entre +2°C et +15°C /
Store solution between +2°C and +15°C.