

CLIPS - CLIPS

Yasargil® TITANIUM ANEURYSM CLIP SYSTEM - T-BAR CLIPS WITH FENESTRATION, DIAM. 5.0 MM

Yasargil® TITAN ANEURYSMEN-CLIP SYSTEM - T-BAR CLIPS MIT FENESTERUNG, Ø 5,0 MM








Aneurysm Clips with a unique design

- The blades of the T-Bar Clips are oriented in a 90°, 60° or 45° angle to the axis of the spring plane resulting in a T-like clip shape.

Aneurysmen-Clips mit einzigartigem Clipdesign

- Die Maulteile liegen T-förmig in einem 90°, 60° oder 45°-Winkel zu der Clipfeder.

PERMANENT PERMANENT

Art. No. Art. Nr.	Diameter of fenestration 5.0 mm Fensterdurchmesser 5,0 mm						
	Blade length Maul- länge mm	Total length Gesamt- länge mm	Angle Winkel	Max. opening max. Öffnung mm	Closing force Schließkraft		
					N	g	
FT852T		5.0	17.4	45°	5.5	1.47	150
FT853T		9.0	18.8	45°	5.5	1.47	150
FT854T		5.0	16.0	90°	5.5	1.47	150
FT855T		9.0	16.0	90°	5.5	1.47	150
FT856T		13.0	16.0	90°	5.5	1.77	180
FT864T		9.0	16.0	90°	5.5	1.47	150
FT865T		13.0	16.0	90°	5.5	1.47	180

CLIPS – CLIPS

Yasargil® TITANIUM ANEURYSM CLIP SYSTEM – CLIP TRAYS

Yasargil® TITAN ANEURYSMEN-CLIP SYSTEM – CLIP TRAYS



Art. No. Art. Nr.	Dimensions (L/W/H) Maße (L/B/H)
FT009R	241.5 x 236.7 x 37.8 mm

Aneurysm Clip Tray large

for storage, transport and reprocessing of AESCULAP® Yasargil® Aneurysm Clips

- Made of metal for a long-term stability
- Validated reprocessing process
- 42 compartments for Aneurysm Clips
- Identification Tags for individual clip arrangement

Tray für Aneurysmen-Clips groß

für die Lagerung, Transport und Aufbereitung von AESCULAP® Yasargil® Aneurysmen-Clips

- Aus Edelstahl für eine Langzeitstabilität
- Validierter Aufbereitungs-Prozess
- 42 Fächer für Aneurysmen-Clips
- Kennzeichnungsschilder zur individuellen Clip-Anordnung



Art. No. Art. Nr.	Dimensions (L/W/H) Maße (L/B/H)
FT008R	241.5 x 125.0 x 37.8 mm

Aneurysm Clip Tray small

for storage, transport and reprocessing of AESCULAP® Yasargil® Aneurysm Clips

- Made of metal for a long-term stability
- Validated reprocessing process
- 21 compartments for Aneurysm Clips
- Identification Tags for individual clip arrangement

Tray für Aneurysmen-Clips klein

für die Lagerung, Transport und Aufbereitung von AESCULAP® Yasargil® Aneurysmen-Clips

- Aus Edelstahl für eine Langzeitstabilität
- Validierter Aufbereitungs-Prozess
- 21 Fächer für Aneurysmen-Clips
- Kennzeichnungsschilder zur individuellen Clip-Anordnung



Identification Tags for the Clip Trays


- Allow an individual clip arrangement corresponding to personal preferences
- Contain the article number, blade length, spring size and a picture in original size of each clip

Kennzeichnungsschilder für Clip-Trays

- Ermöglichen eine individuelle Anordnung der Clips nach persönlichen Präferenzen
- Enthalten die Artikelnummer, Maullänge, Federgröße und ein Bild in Originalgröße jedes Clips

Yasargil® TITANIUM ANEURYSM CLIP SYSTEM – CLIP TRAYS

Yasargil® TITAN ANEURYSMEN-CLIP SYSTEM – CLIP TRAYS



- For each AESCULAP® Yasargil® Aneurysm Clip there is a corresponding identification tag available
- The article numbers of the tags are made up of the clip article number plus the suffix "-ID" e.g.: FT750T-ID is the identification tag for the clip FT750T
- For an easy allocation of the clips to the tags, the identification tags have the same color coding as the AESCULAP® Yasargil® Aneurysm Clips. Tags for temporary clips are yellow, tags for permanent clips are grey.
- Für jeden AESCULAP® Yasargil® Aneurysmen-Clip gibt es das dazugehörige Kennzeichnungsschild
- Die Artikelnummern der Schilder ergeben sich aus der Artikelnummer des Clips und dem Zusatz „-ID“ Beispiel: FT750T-ID ist das Kennzeichnungsschild für den Clip FT750T
- Für eine einfache Zuordnung der Clips zu den Schildern haben die Kennzeichnungsschilder dieselbe Farbcodierung wie die AESCULAP® Yasargil® Aneurysmen-Clips. Die Schilder für temporäre Clips sind gelb, die Schilder für permanente Clips sind grau.

CLIPS
CLIPS



Trace Plate for Patient Labels

- For the storage of patient labels of permanent clips, a Trace Plate is available. It represents the design of the small / large tray.

Trace Plate für Patientenlabels

- Für die Aufbewahrung der Patientenlabels der permanenten Clips ist ein Trace Plate verfügbar. Es spiegelt das Design des kleinen / großen Trays wider.

Art. No. Art. Nr.	Description Beschreibung
FT018	Trace Plate for Aneurysm Clip Tray small (FT008R) Trace Plate für Tray für Aneurysmen-Clips klein (FT008R)
FT019	Trace Plate for Aneurysm Clip Tray large (FT009R) Trace Plate für Tray für Aneurysmen-Clips groß (FT009R)



Longer compartments for Long Clips

- The AESCULAP® Yasargil® Aneurysm Clips FE798K, FE840K, FE861K, FE862K and FE863K require longer compartments. This is being achieved by removing a separator and replacing it by a shorter separator.

Längere Mulden für Long Clips

- Die AESCULAP® Yasargil® Aneurysmen-Clips FE798K, FE840K, FE861K, FE862K und FE863K benötigen längere Mulden. Dies wird erreicht, indem ein Trennsteg entnommen und durch einen kürzeren Trennsteg ersetzt wird.


Art. No. Art. Nr.	Description Beschreibung
FT008205	Separator for Aneurysm Clip Tray small (FT008R) Trennsteg für Tray für Aneurysmen-Clips klein (FT008R)
FT009205	Separator for Aneurysm Clip Tray large (FT009R) Trennsteg für Tray für Aneurysmen-Clips groß (FT009R)

CLIPS – CLIPS

Yasargil® TITANIUM ANEURYSM CLIP SYSTEM – BASKET FOR CLIP APPLIERS, STERILE CONTAINER

Yasargil® TITAN ANEURYSMEN-CLIP SYSTEM – SIEBKORB FÜR CLIP-ANLEGEZANGEN, STERILCONTAINER

- For bayonet-shaped Clip Appliers
- Für bajonettförmige Clip-Anlegezangen



Art. No. Art. Nr.	Description Beschreibung
FM665R	Basket Outside dimensions: L/W/H 406 x 253 x 64 mm Lid Outside dimensions: L/W/H 410 x 257 x 18 mm
	Siebkorb Außenabmessung: L/B/H 406 x 253 x 64 mm Deckel Außenabmessung: L/B/H 410 x 257 x 18 mm

Basket with instrument racks with silicone and lid
(instruments not included)
Siebkorb mit Lagerungsstegen mit Silikon und Deckel
(Instrumente nicht enthalten)



3/4 Sterile container
(basis version)
for basket FM665R,
consisting of:
3/4 Sterilcontainer (Basis on)
für Siebkorb FM665R,
bestehend aus:

Art. No. Art. Nr.	Description Beschreibung
JK741	Bottom 3/4 without base perforation Outside/Inside dimensions with inner lid: L/W/H 470 x 285 x 138 mm L/W/H 421 x 258 x 105 mm Wanne 3/4 ohne Bodenperforation Außen-/Innenabmessung mit Unterdeckel: L/B/H 470 x 285 x 138 mm L/B/H 421 x 258 x 105 mm
JK786	Inner lid 3/4 blue Unterdeckel 3/4 blau

INFO Box

For further details about the AESCULAP® Sterile Container System see brochure no. C40402.

Weitere Informationen zum AESCULAP® Sterilcontainer System finden Sie im Prospekt Nr. C40401.

- Titanium ligation-clips
- Titan Ligatur-Clips

	small	medium	medium-large	large
Cardiopack				
PL566T	PL565T	PL567T	PL568T	PL561T
Sales unit: PAK = 8 cartridges à 24 clips = 192 clips Bestelleinheit: PAK = 8 Magazine à 24 Clips = 192 Clips	Sales unit: PAK = 30 cartridges à 6 clips = 180 clips Bestelleinheit: PAK = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	Sales unit: PAK = 30 cartridges à 6 clips = 180 clips Bestelleinheit: PAK = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	Sales unit: PAK = 20 cartridges à 6 clips = 120 clips Bestelleinheit: PAK = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips	Sales unit: PAK = 20 cartridges à 6 clips = 120 clips Bestelleinheit: PAK = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips

CLIPS
CLIPS

- Appliers
- Anlegezangen



	small	medium	medium-large	large
	FB222R 25° 150 mm, 6"	FB234R 25° 150 mm, 6"	FB240R 25° 203 mm, 8"	FB246R 25° 203 mm, 8"
	FB223R 25° 203 mm, 8"	FB235R 25° 203 mm, 8"	FB243R 65° 203 mm, 8"	FB249R 65° 203 mm, 8"
	FB226R 65° 203 mm, 8"	FB238R 65° 203 mm, 8"	FB254R 90° 203 mm, 8"	FB252R 90° 203 mm, 8"
	FB224R 25° 280 mm, 11"	FB236R 25° 280 mm, 11"	FB242R 25° 280 mm, 11"	FB248R 25° 280 mm, 11"
	FB227R 65° 280 mm, 11"	FB239R 65° 280 mm, 11"	FB245R 65° 280 mm, 11"	FB251R 65° 280 mm, 11"
	FB225R 90° 280 mm, 11"	-	FB255R 90° 280 mm, 11"	FB253R 90° 280 mm, 11"

CLIPS - CLIPS

Yasargil® TITANIUM ANEURYSM CLIP SYSTEM - MEASURING POINTS OF CLIPS

Yasargil® TITAN ANEURYSMEN-CLIP SYSTEM - MESSPUNKTE DER CLIPS

INFO Box

L0 = Total length / Gesamtlänge


L1 = Blade length / Maullänge

CLIPS
CLIPS

Titanium Clips Titan Clips

Art. No. Art. Nr.	Page Seite
FT180T	450
FT190T	450
FT200T	450
FT210T	450
FT220T	450
FT240T	440
FT250T	440
FT260T	440
FT280T	440
FT290T	440
FT292T	440
FT680T	450
FT690T	450
FT700T	450
FT710T	450
FT720T	450
FT740T	440
FT750T	440
FT760T	440
FT780D	440
FT790D	440
FT792D	440
FT182T	450
FT192T	450
FT194T	450
FT211T	450
FT212T	450
FT213T	450
FT214T	450
FT222T	450
FT224T	451
FT226T	450
FT242T	440


Clip Dimensions Clip Abmessungen



Titanium Clips Titan Clips




Art. No. Art. Nr.	Page Seite
FT244T	440
FT252T	440
FT254T	440
FT262T	440
FT264T	441
FT282T	440
FT284T	441
FT286T	440
FT323T	441
FT324T	441
FT325T	441
FT682T	450
FT692T	450
FT694T	450
FT711T	450
FT712T	450
FT713T	450
FT714T	450
FT722T	450
FT724T	451
FT726T	450
FT742T	440
FT744T	440
FT752T	440
FT754T	440
FT762T	440
FT764T	441
FT782T	440
FT784T	441
FT786T	440
FT823T	441
FT824T	441
FT825T	441







Clip Dimensions Clip Abmessungen



INFO Box

L0 = Total length / Gesamtlänge
L1 = Blade length / Maullänge

Titanium Clips Titan Clips		Clip Dimensions Clip Abmessungen
Art. No. Art. Nr.	Page Seite	
FT227T	451	
FT228T	451	
FT248T	441	
FT258T	441	
FT259T	442	
FT270T	441	
FT271T	441	
FT272T	441	
FT727T	451	
FT728D	451	
FT748T	441	
FT758T	441	
FT759T	442	
FT770T	441	
FT771T	441	
FT772T	441	
FT103T	442	
FT113T	442	
FT123T	442	
FT263T	442	
FT310T	442	
FT603T	442	
FT613T	442	
FT623T	442	
FT763T	442	
FT810T	442	
FT319T	442	
FT320T	442	
FT322T	442	
FT819T	442	
FT820T	442	
FT822T	442	
FT900T	446	

Titanium Clips Titan Clips		Clip Dimensions Clip Abmessungen	
Art. No. Art. Nr.	Page Seite		
FT350T	442		
FT351T	443		
FT850T	442		
FT851T	443		
FT330T	443		
FT830T	443		
FT332T	443		
FT333T	443		
FT832T	443		
FT833T	443		
FT216T	451		
FT246T	443		
FT261T	443		
FT716T	451		
FT746T	443		
FT761T	443		
FT273T	443		
FT307T	451		
FT773T	443		
FT807T	451		
FT217T	451		
FT247T	443		
FT717T	451		
FT747T	443		

CLIPS - CLIPS

Yasargil® TITANIUM ANEURYSM CLIP SYSTEM - MEASURING POINTS OF CLIPS





Yasargil® TITAN ANEURYSMEN-CLIP SYSTEM - MESSPUNKTE DER CLIPS






INFO Box

L0 = Total length / Gesamtlänge

L1 = Blade length / Maullänge

CLIPS
CLIPS

Titanium Clips Titan Clips		Clip Dimensions Clip Abmessungen	
Art. No. Art. Nr.	Page Seite		
FT097T	444		
FT098T	444		
FT099T	444		
FT100T	444		
FT110T	444		
FT120T	444		
FT597T	444		
FT598T	444		
FT599T	444		
FT600T	444		
FT610T	444		
FT620T	444		
<hr/>			
FT102T	444		
FT112T	444		
FT122T	444		
FT602T	444		
FT612T	444		
FT622T	444		
FT802T	447		
FT804T	447		
FT902T	446		
FT104T	444		
FT114T	444		
FT604T	444		
FT614T	444		
FT904T	446		
<hr/>			
FT137T	445		
FT138T	445		
FT139T	445		
FT140T	445		
FT150T	445		
FT637T	445		
FT638T	445		

Titanium Clips Titan Clips		Clip Dimensions Clip Abmessungen	
Art. No. Art. Nr.	Page Seite		
FT639T	445		
FT640T	445		
FT650T	445		
<hr/>			
FT142T	445		
FT152T	445		
FT162T	445		
FT642T	445		
FT652T	445		
FT662T	445		
FT942T	446		
<hr/>			
FT144T	445		
FT154T	445		
FT644T	445		
FT654T	445		
FT944T	446		
<hr/>			
FT852T	448		
FT853T	448		
FT854T	448		
FT855T	448		
FT856T	448		
FT857T	449		
FT858T	449		
FT859T	449		
FT860T	449		
FT864T	448		
FT865T	448		
<hr/>			
FT306T	451		
FT806T	451		