

LABSOLUTE® PIPETTENSCHNITTEN KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenschnitten auf folgenden Pipettenmodellen*:

LABSOLUTE® Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Einkanalpipette	0,1–2 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Einkanalpipette	2–20 µl	1				x		x	x	x										
Einkanalpipette	10–100 µl	1					x	x	x	x	x									
Einkanalpipette	20–200 µl	1						x	x	x	x									
Einkanalpipette	100–1000 µl	1												x	x					
Einkanalpipette	500–5000 µl	1														x				
Einkanalpipette	1–10 ml	1																	x	
Mehrkanalpipette	5–50 µl	8/12					x		x	x										
Mehrkanalpipette	20–200 µl	8/12						x	x	x	x									
Mehrkanalpipette	50–300 µl	8/12										x	x							

LABSOLUTE® PIPETTENSCHNITTEN KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenschnitten auf folgenden Pipettenmodellen*:

Sartorius/BioHit Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
mLine	0,1–3 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
mLine	2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
mLine	100–1000 µl	1											x	x						
mLine	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
mLine	5–100 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
mLine	30–300 µl	8/12										x	x							
Proline	0,1–2,5 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Proline	2–20 µl 5–50 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Proline	100–1000 µl	1												x	x					
Proline	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
Proline	5–50 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Proline	50–300 µl	8/12										x	x							

LABSOLUTE® PIPETTENSCHNITZEN

KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenschnitzen auf folgenden Pipettenmodellen*:

Brand Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Transferpette	0,1–1 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Transferpette	2–20 µl	1			x															
Transferpette	2–20 µl 5–50 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Transferpette	100–1000 µl	1											x	x						
Transferpette	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
Transferpette	2–20 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Transferpette	2,5–25 µl 5–50 µl 10–100 µl 20–200 µl	8/12				x	x	x		x	x									
Transferpette	30–300µl	8/12										x	x							
Transferpette	500–5000 µl	1															x			
Transferpette S	0,1–1 µl 0,1–2,5 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Transferpette S	2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Transferpette S	100–1000 µl	1											x	x						
Transferpette S	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
Transferpette S	5–50 µl 10–100 µl 20–200 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Transferpette S	30–300 µl	8/12	x	x								x	x							
Transferpette S	500–5000 µl	1															x			

* Für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Stand: November 2018

LABSOLUTE® PIPETTENSCHNITTEN KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenschnitten auf folgenden Pipettenmodellen*:

Eppendorf Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Research Plus	0,1–2,5 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Research Plus	2–20 µl	1			x															
Research Plus	2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Research Plus	30–300 µl	1										x	x							
Research Plus	100–1000 µl	1												x	x					
Research Plus	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
Research Plus	10–100 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Research Plus	30–300 µl	8/12										x	x							
Research Plus	500–5000	1														x				
Research Plus	1000–10000 µl	1																	x	x
Reference	0,1–2,5 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Reference	2–20µl	1			x															
Reference	2–20 µl 10–100 µl 50–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Reference	100–1000 µl	1												x	x					
Reference	500–5000 µl	1														x				
Reference	1000–10000 µl	1																	x	x

LABSOLUTE® PIPETTENS PITZEN KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenspitzen auf folgenden Pipettenmodellen*:

Thermo/Finn Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Finnpipette 4500/ F1/F2	0,2–2 µl 0,5–5 µl	1	x		x			x	x	x		x								
Finnpipette 4500/ F1/F2	0,5–5 µl 2–20 µl 5–50 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Finnpipette 4500/ F1/F2	100–1000 µl	1											x	x						
Finnpipette 4500/ F1/F2	0,5–10 µl	8/12	x		x			x	x	x		x								
Finnpipette 4500/ F1/F2	5–50 µl	8/12				x	x	x	x	x	x	x								
Finnpipette 4500/ F1/F2	50–300 µl	8/12				x	x	x	x	x	x	x								
Finnpipette 4500/ F1/F2	500–5000 µl	1																x		

* Für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Stand: November 2018

LABSOLUTE® PIPETTENS PITZEN

KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenspitzen auf folgenden Pipettenmodellen*:

Gilson Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Pipetman Classic, G, L: P2	0,2–2 µl 1–10 µl	1	x	x	x															
Pipetman Classic, G, L: P20	2–20 µl 20–100 µl 50–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Pipetman Classic, G, L: P1000	200–1000 µl	1											x	x						
Pipetman P10L	0,5–10 µl 2–20 µl 20–200 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Pipetman P300L	20–300 µl	8/12										x	x							
Pipetman Classic, L, G	500–5000 µl	1														x				
Pipetman Classic, L, G	1000–10000 µl	1																	x	

* Für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Stand: November 2018

LABSOLUTE® PIPETTENS PITZEN KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenspitzen auf folgenden Pipettenmodellen*:

Nichiryo Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Nichipet Premium, EX, EX Plus	0,1–2 µl	1	x	x	x															
Nichipet Premium, EX, EX Plus	2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Nichipet Premium, EX, EX Plus	100–1000 µl	1											x	x						
Nichipet 7000	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
Nichipet 7000	5–50 µl 40–200 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Nichipet 7000	50–300 µl	8/12										x	x							

* Für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Stand: November 2018

LABSOLUTE® PIPETTENSCHNITTEN KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenschnitten auf folgenden Pipettenmodellen*:

Rainin Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Pipet-Lite SL-2XLS	0,1–2 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Pipet-Lite SL-20XLS	2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Pipet-Lite SL-300XLS	20–300 µl	1										x	x							
Pipet-Lite SL-1000XLS Classic PR-2 Classic PR-20 Classic PR-1000	100–1000 µl	1												x	x					
Classic PR-2	0,1–2 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Classic PR-20	2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Classic PR-1000	100–1000 µl	1												x	x					
Classic PR-5000	500–5000 µl	1															x			
Classic PR-10000	5000–10000 µl	1																		x

* Für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Stand: November 2018

LABSOLUTE® PIPETTENSCHNITZEN

KOMPATIBILITÄTSLISTE



Wir bestätigen die Passfähigkeit von LABSOLUTE® Pipettenschnitzen auf folgenden Pipettenmodellen*:

Socorex Pipette	Volumenbereich	Kompatibilität mit Einkanal- (1), Mehrkanal- (8/12) Pipette	10 µl		10 µl XL/ 20µl	20 µl	100 µl	200 µl				300 µl		1.000 µl	1.250 µl	5 ml			10 ml	
			7695840, 7695860, 7695870, 7695890	7695880	7695841, 7695861, 7695871, 7695891, 7695881	7695882	7695883	7695842, 7695843	7695844, 7695845	7695862, 7695863, 7695872, 7695873, 7695892	7695884	7695846, 7695864, 7695874, 7695893	7695885	7695847, 7695848, 7695865, 7695866, 7695875, 7695876, 7695894, 7695886	7695849, 7695867, 7695877	7695850	7695933	7695855	7695851	7695934
Calibra® 822	0,2–2 µl 1–10 µl	1	x	x	x															
Calibra® 822	1–10 µl 2–20 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Calibra® 822	100–1000 µl	1												x	x					
Calibra® 852	1–10 µl	8/12	x	x	x															
Calibra® 852	10–100 µl 20–200 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Acura 825	0,1–2 µl 0,5–10 µl	1	x	x	x															
Acura 825	1–10 µl 2–20 µl 5–50 µl 10–100 µl 20–200 µl	1				x	x	x	x	x	x									
Acura 825	100–1000 µl	1												x	x					
Acura 855	0,5–10 µl	8/12	x	x	x															
Acura 855	5–50 µl 20–200 µl	8/12				x	x	x	x	x	x									
Acura 855	40–350 µl	8/12										x								
Acura 835	500–5000 µl	1																		x