



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025



Round bodied taper point

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

HR 13 mm



0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113

HR 17 mm




0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117

HR 22 mm



1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200122U
3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122

1/2 circle



HR 26 mm



1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126

HR 30 mm



2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130

HR 36 mm



2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

Tipas	Pintas, polifilamentas, dengtas
Sudėtis	Poliglykolinė rūgštis
Padengimas	Polycaprolactonas ir kalcio stearatas (1%)
Spalva	Violetinis / Kreminis - bespalvis
Audinių reakcija	Minimali
Rezorbcija	Rezorbcija vyksta hidrolizės būdu, pilna rezorbncija tarp 60 ir 90 dienų. Po 21 dienos lieka apie 50% pirminio stiprumo (atsparumo išilginiam tempimui).
Tiekama	Dėžutė su 12 siūlų



smi
www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

SAVYBĖS

Didelis atsparumas tempimui
Sintetinis
Skyla hidrolizės būdu
Pintas

Dengtas multifilamentas

Hermetiškai užlydyta pakuotė

PRIVALUMAI

Puikus audinių suartinimas
Minimali audinių reakcija
Nuspėjamas rezorbcijos laikas
Puikios rišimo savybės
Aukštas lankstumo laipsnis
Didelis atsparumas tempimui
Puikus mazgo laikymas
Švelnus praėjimas per audinius su minimaliu audinių pjovimu, tempimu ar audinių traumavimu
Geras mazgo nustūmimas žemyn / pataisymas
Sumažintos kapiliarinės savybės
Užtikrintas pakuotės užlydimas ir sterilumas

Indikacijos

ypatingai

Bendrai minkštųjų audinių siūlei ir/ar perrišimams
Bendroji chirurgija
Odos siūlei
Virškinimo trakto chirurgijoje
Ginekologijoje
Akušerijoje
Plastinėje chirurgijoje
Urologijoje
Akių chirurgija
Ortopedijoje

Kontraindikacijos

Širdies ir kraujagyslių chirurgijoje
Neurochirurgijoje
Kadangi rezorbuojasi, nenaudoti ten, kur reikalingas ilgalaikis audinių suartinimas.
Atsargiai naudoti pacientams su lėtesniu žaizdų gijimu (pav. Pažeista imunine sistema).

ATSPARUMAS IŠILGINIAM TEMPIMUI



REZORBCIJA

