

18.1. šios procedūros apraše nustatytų reikalavimų vykdymą pagal jų pareigas, atliekamą veiklą ir funkcijas;

18.2. padalinio vadovo informavimą apie neatitiktis susijusias su šios procedūros apraše nustatytų reikalavimų vykdymu.

V SKYRIUS APRAŠYMAS

19. Siunčiant ėminius tyrimui atlikti į Laboratoriją, gali būti naudojami 2-6 priedai arba siunčiančios įstaigos naudojama siuntimo forma. 2-6 priedai taip pat gali būti naudojami vidinės kokybės kontrolės uždavinių siuntimui į kitą Laboratorijos skyrių ar poskyrį, nurodant, kad tai vidinė kontrolė.

20. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose pateikiami šių infekcijų, siuntimai atlikti laboratorinius tyrimus valstybės finansuojamomis lėšomis:

20.1. tymų, raudonukės.

20.2. poliomiellito ir ūmių vangių paralyžių.

20.3. patogeninių bakterijų identifikavimui ir tipavimui.

20.4. mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniais vaistams.

20.5. ŽIV.

20.6. ketvirtosios pavojingumo grupės virusinių hemoraginių karštligių ėminams.

21. Ėminių atmetimo kriterijai pagal skyrius ir (arba) poskyrius pateikiami 1 lentelėje (ėminys gali būti atmetas ir dėl kitų priežasčių, kurios turi būti nurodomos atmetimo metu). Ėminys atmetamas, jei atitinka bent 1 kriterijų. Ėminių atmetimas registruojamas ir apie ėminio atmetimą informuojamas užsakovas, tai pažymima 1 priede.

21.1. Pastaba. Ėminių atmetimo kriterijai suskirstyti pagal skyrius, tačiau ėminio atmetimą gali atlikti to skyriaus darbuotojai, kurie pirmieji užfiksavo vieną ar kelis atmetimo kriterijus.

22. Atlikus bakteriologinius tyrimus, kai reikalinga, atlikti molekulinį tyrimą, vidiniam mėginių siuntimui naudojamas 6 priedas.

1 lentelė. Ėminių atmetimo kriterijai.

Klientų aptarnavimo skyriaus ir (arba) poskyrio, ėminių atmetimo kriterijai	Laboratorijos, dirbančios su klinicine medžiaga, ėminių atmetimo kriterijai
Neidentifikuoti ėminiai ar ėminio identifikacija nesutampa su nurodyta užsakymo formoje	Ėminio kiekis nepakankamas
Paėmimo ir pristatymo laikas viršija nustatytus kriterijus	Kraujo ėminys pilnai hemolizuotas, lipeminis ar užterštas
Jei transportuojant ėminį pažeistas jo vientisumas ar ėminys išsipylęs	Pacientas vartojo antibiotikus, antihelmintikus (turi praėti 3 sav. – serologiniam tyrimui)
	Kai mėgintuvėlyje su antikoaguliantu yra krešuliai
Ėminys paimtas į netinkamą mėgintuvėlį ar konservantą	
Klinikinė/epidemiologinė informacija nepilna ar nepakankama	

23. Veiksniai, jeigu reikalinga, kurie gali turėti reikšmingos įtakos tyrimų rezultatams, gali būti pateikiami šios procedūros 7-11 priedų stulpelyje „Pastabos“.

24. Papildomi ar tolimesni tyrimai iš mėginių standartiniu atveju nėra atliekami. Išskirtiniais atvejais, jei tyrimo laikas dar nėra pasibaigęs, užsakovas gali kreiptis į Laboratoriją. Specialistai, įvertinę galimybes, informuos užsakovą, ar yra įmanoma atlikti papildomus ar tolimesnius tyrimus pateiktiems mėginiams.