



kaltek srl

Via del Progresso, 2 - 35127 Padova
Tel. 049.8703410 - Fax 049.8703383
Partita IVA e C.F. 02405040284

SCHEDA TECNICA V0977ST

ARTICOLO: VETRINO PORTAOGGETTO PER MACROSEZIONI

MATERIALE IMPIEGATO : VETRO
SPESSORE : 1,00 – 1,2 mm
CONFEZIONE : scatola da 50 pz. – imballo da 1000 pz.

FABBRICANTE : KALTEK
Codice CND : W0503900201

CODICE	MISURE	CARATTERISTICHE
0977	50 x 76	Tagliati
2729	50 x 76	Molati con banda sabbata
2147	60 x 80	Molati con banda sabbata

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO E STOCCAGGIO DEI VETRINI

1. I vetrini sono destinati per esami al microscopio di campioni di sangue, urine e tessuti.
2. I vetrini sono pronti all'uso e sono monouso.
3. I vetrini devono essere maneggiati con prudenza. E' possibile tagliarsi. Utilizzare misure di sicurezza e protezione individuale (guanti).
4. Nel caso di utilizzo dei vetrini in strumentazioni seguire le istruzioni fornite dal fabbricante dello strumento.
5. Se unitamente ai vetrini vengono utilizzati dei coloranti o altre sostanze chimiche seguire le istruzioni di sicurezza del fabbricante di dette sostanze.
6. Stoccaggio:
 - Immagazzinare in un ambiente asciutto.
 - Mantenere una temperatura costante sia durante lo stoccaggio che l'utilizzo: i raffreddamenti ed i surriscaldamenti troppo rapidi portano alla formazione di condensa tra i vetrini.
 - Utilizzare prima i cartoni stoccati da maggior tempo e posizionare i più recenti dietro.
 - Proteggere il fondo degli imballi dall'umidità.
 - Scadenza prodotto: 36 mesi

