



SpHb licencija



- Licencija skirta naudoti su Radical-7, Rad-97 arba Masimo Root 9695 monitoriais;
- Hemoglobino tendencijų stebėjimas neinvaziniu būdu, nuolat, realiu laiku pirštinio daviklio pagalba;
- Naudojant RD rainbow SET daviklius, SpHb tikslumo specifikacija yra A®RMS 1 g/dl 8–17 g/dl.

SpHb davikliai

Gam. kodas 4029



- Skirti vienam pacientui;
- Nesterilūs, be latekso;
- Svoriumi iki 3 kg ir virš 30 kg;
- "L" formos;
- Palaiko sekančius matavimo parametrus: SpHb, SpMet, SpOC, ORi, RPVi*, PVi, RRP, Pi, PR, SpO2
- 10 vnt dėžutėje.

Paciento laidas

Gam. kodas 4073



- Skirtas Masimo Radical-7 tipo pulso oksimetrams jungti su RD rainbow arba RD SET davikliais;
- Ilgis – 365 cm.