

Naudojimo instrukcija

© 2018 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

**AU WASH SOL.
Wash Solution****REF**OSR0001 6 x 2 L
ODR2000 4 x 5 L**METINĖ PERŽIŪRA**

Peržiūrėjo	Data	Peržiūrėjo	Data

PRINCIPAS**PASKIRTIS**

Valomojo tirpalo koncentratas.

REAGENTAI**ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Imkitės įprastų atsargumo priemonių, kurių reikalaujama naudojant visus laboratorinius reagentus.

Išmeskite visas atliekamas medžiagas pagal vietines rekomendacijas.

GHS PAVOJINGUMO KLASIFIKACIJA

Plovimo tirpalas

PAVOJUS



H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines, vilkėti apsauginę aprangą ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu galima lengvai tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Natrio hidroksidas 1 - 2% Genapol X080 1 - 2% Sulfono rūgštys, C14-17-sekalkanas, natrio druskos 1 - 5%

SDS

Saugos duomenų lapą galima gauti interneto svetainėje techdocs.beckmancoulter.com

LAIKYMAS IR STABILUMAS

Gaminys yra stabilus iki nustatytos galiojimo pabaigos, laikomas 2...25 °C temperatūroje.

PAPILDOMA INFORMACIJA

DUOMENŲ PERŽIŪROS

Naudojimo instrukcija papildyta vertimu į vietnamiečių kalbą.

Atnaujintas skyrius „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“.

Ankstesnės versijos peržiūrų istorija

Pridėtas skyrius „Laikymas ir stabilumas“.

EC REP

Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills Co. Clare, Ireland (001) 703-527-3887



Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.