

ELEGANZA 1

"Eleganza 1" techniniai parametrai ir duomenų lapas:

Parametras	Vertė	
Išorinis lovos matmuo	218 × 99,5 cm	
Lovos prailginimas	15 cm	
Čiužinių platforma	4 sekcijos, elektrinis reguliavimas	
Čiužinio platformos matmenys	200 × 90cm	
Elektrinis aukščio reguliavimas	37–73,5 cm	39,5–76 cm
Elektrinis atlošo reguliavimas	0–70°	
Elektrinis šlaunies reguliavimas	0–35°	
Mechaninis blauzdų reguliavimas	0–21°	
Trendelenburg/AntiTrendelenburgas	15° – 15°	
Autokontūras (atlošas + šlaunų atrama)	10 + 6 cm	
Saugi darbinė apkrova	250 kg	
Ratukai	125 mm arba 150 mm	
Lovos svoris (kaip nurodyta)	135 kg	
Šoninio turėklo aukštis (matuojamas nuo čiužinio platformos): Padalintas plastikinis šoninis turėklas: Kojų dalies apsauginiai turėklai Galvos dalies apsauginiai turėklai	35 cm 35 cm	
Standartas	IEC: 60601-2-52	
Apsauga nuo vandens ir dulkių	IPx4	
Apsauga nuo perkrovos	Taip	
Važiuklės pravažumas	16 cm	18,8 cm

Čiužinio platforma

- Susideda iš 4 funkcinų dalių (sekcijų): atlošo sekcijos; sėdimoji sekcija; šlaunų sekcija; blauzdų sekcija.
- Elektrinio valdymo 4 sekcijų funkcinė lova. Tinkama įprastam ir intensyviai slaugymo segmentui.
- Platformų sekcijos, pagamintos iš lengvai valomo plastiko, atsparios šlapiam valymui ir dezinfekavimo priemonių poveikiui;
- Čiužinio platformos dalis galima nuimti valymui ir dezinfekavimui. Platforma turi fiksavimo mechanizmus, kurie apsaugo nuo atsitiktinio iškritimo;;

Čiužinio platformos aukščio reguliavimas

- Valdoma elektros pavara;
- Aukščio reguliavimo ribos, matuojamos nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): 39,5–76 cm.

Atlošo sekcijos reguliavimas

- Valdoma elektros pavara;
- Maksimalus atlošo kampas - 70°.

Šlaunų sekcijos reguliavimas

- Valdoma elektros pavara;
- Didžiausias šlaunų sekcijos kampas - 35°.

Blauzdos sekcijos reguliavimas (paciento blauzdų ir kojų pakėlimas / nuleidimas su pakelta šlaunų dalimi, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)

- Valdomas mechanškai;
- Didžiausias blauzdų sekcijos kampas- 21°.

Rankenos, skirtos mechaniniam atlošo sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) skubių situacijų metu

- Montuojamas iš abiejų pusių po lovos rėmu;
- Patraukus rankeną, atlošo dalis laisvai nekrenta žemyn

Apsauga nuo įtampos svyravimų elektros tinkle

- Įmontuota baterija.

Lovos funkcijų valdymo pultai:

Lovoje yra dviejų tipų valdymo pulteliai: nr.1 pacientui, Nr. 2 medicinos personalui.

Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)

- Rankinis pultelis skirtas medicinos personalui ar pacientui.
- Rankinis pultelis, gali būti dedamas ant lovos šono;
- Rankinis pultelis reguliuoja ir (arba) valdo: lovos aukštį, atlošo ir kojų atramos sekcijų padėtį, autokontūrą;
- Rankinis pultelis turi specialų kištuką – pultelį galima atjungti / prijungti be jokių instrumentų, įrankių, o lizdai/adapteriai pulteliui prijungti yra sumontuoti abiejose lovos pusėse po lovos rėmu
- Rankinis pultelis turi aktyvinimo mygtuką. Norint valdyti lovą, reikia paspausti aktyvavimo mygtuką.
- Rankinis pultelis turi integruotą žibintuvėlį.

Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)

- Valdymo pultas skirtas ligoninės personalui.
- Galima pakabinti ant lovos kojūgalio, su integruotu metaliniu kabliuku pultelio gale;
- Valdymo pulto pagalba galima reguliuoti:
 - čiužinio platformos aukštį;
 - nugaros sekcijos kampa;
 - šlaunų sekcijos kampa;
 - Auto-kontūro kampa;
- Čiužinio platformos pakreipimą: nuleidžia galvūgalį ir pakelia kojūgalį.
- Čiužinio platformos pakreipimą: pakelia galvūgalį ir nuleidžia kojūgalį (antiTrendelenburgas)
- Iš anksto užprogramuotos pozicijos- automatinės funkcijos/padėtys (lovos padėtys nustatomos paspaudus vieną mygtuką):
 - Gaivinimo pozicija (CPR);
 - Kardiologinės kėdės padėtis (sėdėjimo padėtis);
 - Skubaus gaivinimo padėtis - Trendelenburg ;
- Su valdymo pultu galima užrakinti rankinį pultelį (valdymo pultas Nr. 1);
- Valdymo pultas turi apsaugą nuo netyčinio funkcijų aktyvavimo. Jis turi atskirą aktyvinimo mygtuką.
- Valdymo pultelyje yra integruoti užraktai šioms pozicijoms:
 - Nugaros sekcijos valdymas, valdymo pultelyje ir rankiniame pultelyje.
 - Šlaunų sekcijos valdymas, valdymo pultelyje ir rankiniame pultelyje.
 - Čiužinio platformos pakėlimo/nuleidimo valdymas, valdymo pultelyje ir rankiniame pultelyje
 - Kojinio pultelio valdymas.
- Valdymo pultelyje yra mygtukas STOP - paspaudus, jis grąžina lovą į budėjimo režimą ir sustabdo bet kokią vykstantį elektros variklių judėjimą.
- Pultelis turi akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius.

Šoniniai apsauginiai rėmai

- Pagaminti iš plastiko, atsparūs smūgiams, šlapiam valymui ir dezinfekavimo priemonių poveikiui;
- Tos pačios konstrukcijos apsauginiai rėmai montuojami abiejose lovos pusėse, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75% lovos ilgio ir susideda iš 2 dalių, iš kurių dvi yra atskirai nuleidžiamos / pakeliamos.
- Šoniniai turėklai nuleidžiami rankenos pagalba (tai yra apsauga nuo atsitiktinio atidarymo);
- Pakeltų šoninių turėklų aukštis (matuojamas nuo čiužinio platformos, be čiužinio) yra 35 cm.
- Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleisti lovos turėklai neliečia žemės.

Kojinis pultelis

- Montuojamas ant lovos rėmo iš abiejų pusių.
- Apsauginis lankelis/rėmelis nuo nepageidaujamo įjungimo (mechaninis)
- Valdymo skydelyje yra aktyvavimo funkcija (elektrinis). Funkcijos negali būti valdomos neaktyvavus pedalo.
- Valdymo pultelyje yra trys mygtukai (visi integruoti viršutinėje pultelio dalyje). Galima reguliuoti šias pozicijas:
 - Mygtukas Nr.4 pakelia čiužinio platformą.
 - Mygtukas Nr.1 nuleidžia čiužinio platformą.
 - Mygtukas Nr.2 reguliuoja paciento apžiūros padėtį, paspaudus vieną mygtuką, čiužinio platforma pakeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai.

Lovos galai (galvūgalis ir kojūgalis)

- Pagaminta iš plastiko, atsparūs smūgiams, šlapiam valymui ir dezinfekavimo priemonių poveikiui
- Užapvalintais kampais. Pusiau uždaro tipo (su integruotomis stūmimo/traukimo rankenomis.
- Su integruotu nuėmimo mechanizmu galima nuimti nenaudojant įrankių;
- Su apsauga nuo atsiktinio ištraukimo / pašalinimo. Užrakinimo mechanizmas svirtelės su užrakinta/atrakinta pozicija

Apsauginiai lovos kampiniai buferiai

- Apsauginiai buferiai visuose keturiuose lovos kampuose.

Lovos važiuoklė

- Su 4 ratukais, kurių skersmuo 150 mm;
- Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema;
- Stabdžių sistema turi tris padėtis:
 - visi ratukai yra užblokuoti;
 - visi ratukai laisvai sukasi;
 - vienas ratukas yra fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis).

Lovos priedai ir lovos rėmo elementai:

- 1 vnt. - infuzinis stovas: tinka "Eleganza 1" lovai .
- 1 vnt. – pasikėlimo kartis su plastikine reguliuojama rankena: tinka "Eleganza 1" lovai.
- Čiužinio platforma su pacientų diržų fiksavimo vietomis – 6 vnt. Integruota į čiužinio platformą

Šoniniai bėgeliai

- Pritvirtinti iš abiejų pusių prie lovos rėmo, turi 4 vnt. plastikinius nuimamus kabliukus.
- Priedų bėgiai turi šlapimo butelio laikiklį. (PASIRINKTINAI)

Vertimas tikras