



Olympus® Endo Act
Skystas aktyvatorius automatinėms Olympus® endoskopų plovimo
mašinoms

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAA aktyvatorius ETD sistemai

Naudoti tik su EndoDis. Naudojimo sritis: aktyvatorius endoskopų ir jų priedų cheminei-terminei dezinfekcijai ETD-sistemoje.

Naudojimo instrukcijos:

Dozavimo siurblys parenka produktą automatiškai.

Perspėjimas: nelaikyti aukštesnėje nei +25°C temperatūroje.

Neišpilkite koncentrato tiesiai į kanalizaciją.

Tik profesionaliam naudojimui.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir akių/veido apsaugos priemones.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Sudėtyje: Natrio hidroksidas. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.