

**7. Pagalvėlė 320 mm x 220 mm x 10 mm:**

**Art. nr. OA090**

- daugkartinė;
- lygiu paviršiumi;
- dydis: 320 mm x 220 mm x 10 mm;
- pagaminta iš daugkartinio 100 % silikoninio gelio su PU sluoksniu (pateikti tai patvirtinantys dokumentai);
- padengta 100% medicininiu silikonu (pateikti tai patvirtinantys dokumentai);
- be latekso, nesukelia alergijos (pateikti tai patvirtinantys dokumentai);
- skirta pragulų profilaktikai;
- paviršius lankstus, minkštas, išsiformuojantis pagal anatomines kūno formas, po panaudojimo išlieka lygus;
- paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.

UAB „TEIDA“  
Viešųjų pirkimų vadybininkė  
Miglė Jonikė




The incidence of OR-acquired pressure sores can be significantly reduced by using the most effective pressure relieving and positioning devices available and by employing a few basic concepts in positioning care. Education of OR staff is paramount.

The Trulife Pressurecare Ranges were developed as a result of our commitment to provide improved levels of pressure care products to both patients and healthcare systems. Vast amounts of in-depth research have gone into the development of each range. The Trulife Pressurecare range offers a simple and cost effective solution with a comprehensive offering to cover all surgical procedures.

#### Why select the Trulife Range?

- Re-distributes weight effectively
- Reusable *deug bertini*
- Cost Saving
- Medical Grade Silicone
- Extensive range
- Easy to Clean
- Different budgets considered
- Biocompatible
- Made in Ireland



#### OASIS - THE ORIGINAL SILICONE SOLUTION



The Oasis range is an extensive range of reusable 100% silicone gel pads. The silicone we use is softer than both skin and underlying tissue. This means that pressure is relieved by the slight movement of the silicone gel and resulting dissipation of pressure/force across the product. It is the first range of products launched by Trulife in the OR field and remains a market leader in gel pads and positioners.

#### OASIS ELITE - LIGHTWEIGHT & PRE CONTOURED



The Oasis Elite range combines silicone gel and light weight foam with a precontoured surface to provide superior pressure relief and patient protection in the OR. Anatomical pre-contouring facilitates greater conformity between gel and body shape; weight is then redistributed over a larger area. Oasis Elite products are more than 50% lighter than comparable gel-only products. They are designed for stability, easier handling and manipulation by medical personnel during preparation and surgery.

#### AZURE - REDEFINING PRESSURECARE



The Azure range is the most advanced and innovative range of products available in the OR today. The Azure range offers the best pressure redistribution. Each product consists of two independent protective silicone layers that work in combination allowing the moulded products to effectively conform to the individual user's shape in a more contoured and less structured manner, resulting in effective protection against nerve damage and skin breakdown. The new approach by Trulife was to create a product that replicates and acts as an additional layer of protective tissue and skin. Azure has set a whole new standard of protection in the OR.

#### OASIS + - A REVOLUTION IN PRESSURECARE



The Oasis + products are made from a medical grade siloxane elastomer. Additional durability is ensured because the products have no outer film, making this an entirely unique product range. The shape and design of the product promotes the ultimate in pressure relief. The material has hypoallergenic and anti slip properties helping to provide comfort and support to the patient.

**Surgical Positions products are suitable for:**

Supine **S**

Prone **P**

Lithotomy **L**

Lateral **LL**


Paediatrics **P**

\* Indicates use



UAB „TEIDA“  
Viešųjų pirkimų vadovas  
Miglė Jonikė

S P LL



**AZURE LEG PROTECTOR**

The Azure Leg Protector provides overall protection to the heel and leg area. Slightly raised behind the knee, the leg protector offers protection to the popliteal nerve and conforms superbly around the leg. Overall positioning, protection and alignment are the key features of this unique product.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*AZ400	Adolescent / Adult	515 x 180 x 40mm

P \* Adolescent only

L




**AZURE CRUTCH STIRRUP PADS**

These Crutch Stirrup Pads were designed for use with various types of legholders to protect the nerves and blood vessels in the leg during lithotomy procedures. Lightweight and flexible, the dual layer Azure pads come in pairs and protect against skin shear and nerve injury. Supplied in pairs.

CODE	DIMENSIONS
AZ410	370 x 205 x 25mm

LL




**OASIS ELITE LATERAL LEG POSITIONER**

This product is used to position the legs in a lateral position for kidney surgery and hip surgery. In addition to comfort, it facilitates optimal surgical positioning. This positioner also allows for knee and hip flexion. To use: Place patient on side, place upper limb on top (gel part of the product), and place lower limb underneath ledge.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL800	Adult	650 x 400 x 230mm

P



**OASIS ELITE KNEE PAD**


The Knee pad is used for various procedures in the prone position to protect the knees against pressure damage and the onset of pressure sores.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL401/EL101	Adult	510 x 150 x 40mm
*EL402/EL102	Adolescent / Adult	395 x 140 x 40mm

P \* Adolescent only

L



**OASIS CRUTCH STIRRUP PADS**

The Oasis Crutch Stirrup Pads are designed to fit most types of stirrups. Supplied in pairs, they come in a variety of sizes.

*lygum pozicijom*



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA090	Adolescent / Adult	320 x 220 x 10mm
OA091	Adolescent / Adult	395 x 245 x 10mm
OA092	Adolescent / Adult	520 x 300 x 10mm

*M*

◆ Re-distributes weight effectively	◆ The products can be cooled to -12°C
◆ High load-bearing capacity	◆ <u>High tensile strength and elasticity</u> <i>dekvatūs, elastingas</i>
◆ Supports weight without bottoming out	◆ Hypoallergenic <i>nenkelia alergijos</i>
◆ Silicone performs most like human skin <i>ortivmes žm. odai</i>	◆ Reduce heat and friction
◆ Medical Grade Silicone is highly durable and chemically stable compared to many other gels	◆ Can be moulded into any shape or form
◆ Over time its mechanical properties (softness etc) are likely to last much longer.	◆ Non-conductive
◆ Easily cleaned	◆ Cost effective
◆ X-ray translucent*	◆ Won't leak, flow or bottom out
◆ Reusable	◆ Easily repaired if cut
◆ Acceptable for use with MRI*	◆ Fire rated as self-extinguishing
◆ Fibre glass and plasticizer free	◆ Does not harden over time
◆ Does not support bacterial growth	◆ Retains it's original shape after deformation
◆ Shock-absorbing	◆ Resistant to UV light
◆ Pads may be heated to body temperature 40°C	◆ Market Leader in many Countries

\*Oasis+ Range has not been X-ray or MRI tested.

UAB „TEIDA“  
Viešųjų pirkimų vadybininkai  
Miglė Jonikė

Die Anwendung der Lagerungshilfsmitteln der Firma Trulife ist ein wichtiger Bestandteil meiner täglichen Arbeit im OP zur optimalen Patientenpositionierung. Die Produkte entsprechen allen Anforderungen, die ein Lagerungshilfsmittel erfüllen muss.

Sie sind leicht anzuwenden und gewähren einen sicheren Dekubitusschutz. Desweiteren sind alle Lagerungshilfsmittel latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig, gut zu desinfizieren, widerstandsfähig und reparaturfreundlich. Trulife bietet mit seinem umfangreichen Sortiment eine Lösung für nahezu jede Lagerung.

Auch Extremlagerungen, wie zum Beispiel die OP-Lagerung von Adipositaspatienten in Bauchlage oder Seitenlage sind sicher mit den Trulifeprodukten umzusetzen.

– Katrin Schmidt, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin

*'In order to correctly position patients in the Operating Room I use Trulife Gelpads on a daily basis. These products meet all the requirements a positioning pad has to fulfil.*

*They are easy to use and give the patient great protection. Furthermore, all pads are latex free, radiograph radiolucent, easy to disinfect, robust and easy to repair.*

*Trulife offers an extensive range of gelpads to suit every patient's position. Even extreme positions like positioning an adipose patient, prone and lateral positions are safe and possible."*

– Katrin Schmidt, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin

Eine angenehme Lagerung mit weichen, vorgewärmten Materialien nimmt dem Patienten im Vorfeld der Operation die Angst, lindert Schmerzen und lenkt vom Geschehen ab. Mit vielseitig einsetzbaren Systemen sowie gut ausgearbeiteten Standards können Lagerungen schnell und professionell durchgeführt werden, was zu einer erheblichen Zeitersparnis im OP führt und eventuelle Folgekosten durch Dekubiti reduziert.

Ich habe mich für das umfangreiche System von Trulife entschieden, weil ich damit jede Positionierung individuell durchführen kann.

Durch die Vielzahl der Polster habe ich für jede Lagerung eine Lösung und muss nicht verschiedene Systeme mischen.

– Sabine Graf-Redecker, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin

*'Trulife Gelpads offer patients a pleasant positioning experience. The soft and warm pads reduce the fear and the pain of the patient and distract him/her from the operation.*

*With manifold systems and correct frameworks we can position the patient quickly and professionally so that we save time and follow-up costs caused by decubitus. I use the Trulife Gelpads because they suit every position and I don't have to use different systems.*

– Sabine Graf-Redecker, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin

*NR gelys profi labt hoi*

UAB „TEIDA“  
Viešųjų prikimų vadybininkė  
Miglė Jonikė

## Hospital comments on the Trulife Pressurecare Range

Pozycjonery elowe s niezast pionym produktem w pozycjonowaniu pacjenta na stole operacyjnym w ka dej dogodnej pozycji. Dzi ki swoim wła ciwo ciom przeciwdziałaj powstawaniu odle yn, oraz chroni przed ryzykiem podra nienia nerwów.

Produkty te ie zawieraj lateksu, który jest jednym z czynników alergennych. Pozycjonery s przeziernie dla promieni RTG, dzi ki czemu nie ma konieczno ci usuwania ich spod pacjenta podczas operacji. Powłoka, z której s wykonane pozycjonery jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, co w du ym stopniu ułatwia prac personelu.

Jeste my bardzo zadowoleni z pozycjonerów elowych TRULIFE, znacznie ułatwiaj one prac naszego zespołu.

Hospital Bielanski  
Anesthesiology and Intensive Care Department  
Warszawa  
Agnieszka Bartczak, Ward Nurse

'Trulife Gel Positioners are indispensable products in the positioning of patients in the Operating Room. The positioners protect the patient from pressure sores and nerve injuries. They are kind to the skin because they are latex free. *he lateksu*

The positioners are x-ray translucent, therefore, there is no need to remove them from the patient during surgery. The products are easy to clean and very hygienic, which helps the staff.

We are very happy with the Trulife Gel Positioners because they make our team's job easier'.

Hospital Bielanski  
Anesthesiology and Intensive Care Department  
Warszawa  
Agnieszka Bartczak, Ward Nurse

Zespół bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii chciałby podzielić si opini na temat pozycjonerów elowych. Pozycjonery elowe, które mamy przyjemno ć kupować od firmy Empireum zapewniaj naszym pacjentom ogromn wygod i bezpiecze stwo podczas długotrwałych i ci kich zabiegów operacyjnych. Dzi ki temu, e umo liwiaj wła ciwe uło enie ciała poprzez odpowiednie dopasowanie to zapobiegaj powstawaniu odle yn.

S łatwe do mycia i czyszczenia przy u yciu standartowych rodków dezynfekcyjnych, lekkie i miłe w dotyku, wszystko to na pewno jest ogromn zasług materiału z którego s wykonane. Jeste my zadowoleni z zakupu wy ej wymienionych pozycjonerów i mamy nadzieję na dalsz owocn współprac .

– Z powa aniem  
Institute of Psychiatry and Neurology  
Neurosurgery clinic

The Trulife Gel Positioners, which we are pleased to buy from the company Empireum, provide our patients with comfort and eliminate the dangers of pressure sores during long and difficult surgeries. They allow the correct positioning of the patient and are hygienic.

Due to the material they are made from, they are easy to clean using standard detergents and disinfectants. They are light to lift and feel nice to touch. We are happy with Trulife Gel Positioners and we are looking forward to further fruitful cooperation with Trulife'.

– Z powa aniem  
Institute of Psychiatry and Neurology  
Neurosurgery clinic

*poprzednio walnych, dezynfekcji*

UAB „TEIDA”  
Viešutų pirklimų vadovė  
Miglė Jonikė