

2 pirkimo dalis. Vėžimėlis gulintiems pacientams transportuoti

Eil.Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes <i>(rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)</i> <i>(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)</i> Sezame product s.r.o, modelis 212
1.	Paskirtis	Vežimėlis padidinto manevringumo (pritaikytas ankštoms patalpoms bei siauriems pravažiuojimams), tinkantis vaikų ir suaugusiųjų transportavimui gulimoje padėtyje	Vežimėlis padidinto manevringumo (pritaikytas ankštoms patalpoms bei siauriems pravažiuojimams), tinkantis vaikų ir suaugusiųjų transportavimui gulimoje padėtyje
2.	Vežimėlio rėmas	1. Metalinis, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; 2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose.	1. Metalinis, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; 2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose.
3.	Važiuoklė	Mobili, su keturiais manevruojamais, nemažiau kaip 125 mm skersmens ratukais	Mobili, su keturiais manevruojamais, 125 mm skersmens ratukais
4.	Gulimos dalies aukščio reguliavimas	1. Hidraulinis; 2. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 55 cm iki 90 cm; 3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.	1. Hidraulinis; 2. Aukščio reguliavimo ribos nuo 55 cm iki 90 cm; 3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.
5.	Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, padengto nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos); 2. Operatyviai nuleidžiami/pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje.	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, padengto nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos); 2. Operatyviai nuleidžiami/pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje.
6.	Vežimėlio rankenos	1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, padengto nuo	1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno, padengto nuo korozijos apsaugančia,

		korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos).	mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos).
7.	Čiužinys	1. Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti čiužinio pagrindą; 2. Čiužinio aukštis 5-8 cm; 3. Čiužinys turi būti aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia dirbtine oda arba lygiaverte danga.	1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio pagrindą; 2. Čiužinio aukštis 5 cm; 3. Čiužinys aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia dirbtine oda arba lygiaverte danga.
8.	Vežimėlio gulimos dalies (čiužinio pagrindo) matmenys	Ilgis ne mažiau 195 cm, plotis ne mažiau 65 cm	Ilgis 195 cm, plotis 65 cm
9.	Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys	Ilgis ne daugiau 225 cm, plotis ne daugiau 90 cm	Ilgis 215 cm, plotis 79 cm
10.	Vežimėlio keliamoji galia (gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova)	Ne mažiau 250 kg	250 kg
11.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	YRA . EB atitikties deklaracija.
12.	Garantinis laikotarpis	≥24 mėnesiai	24 mėnesiai
13.	Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba