


SILK

Arterijų rekonstrukcijos prietaisas



Aneurizmų gydymo naujovės:

, SILK sistema leidžia novatorišką gydymą intrakranijinių aneurizmų. Dėl savo didelio tankio pynės. SILK skatina efektyvius ir teigiamus hemodinamikos srautų pokyčius.

Pagerinta pynimo Viena technologijų vadyba

5 metų patirtis LEO PLUS stento technologija

10 metų patirtis VASCO kateterio technologijos ritiniuose ir stentų

SILK naudoja įtikinamus ir įrodytus privalumus LEO PLUS stento sistemos

pakeliamieji ląstelės BALT korektiškumą pynimo vielos technologija garantuoja aukštą sienos prispaudžiamumą ir veselio Prisitaikomumą

SILK dirba didelio tankio pastolius, leidžiančią veiksmingą sąkandį visame aneurizmos kaklelyje

Neprilygstama Navigacija

Puiki galimybė stebėti leidžia kontroliuojam navigaciją, net labiausiai vingiuotai distalinių veselių.

Geresnis Radiopacity


Didesnis matomumas, nes 4 yra labai rentgeno kontrastiška išilginių žymenų, išaustų per per visą ilgį SILK stento.

Optimalus valdymas

, Centrinis guidewire leidžia plaukti per šilko liumenus.

SILK, yra resheathable ir repositionable, kai dislokuotas iki 90%

EXAMPLE OF CASE #01



EXAMPLE OF CASE #02



EXAMPLE OF CASE #03




EXAMPLE OF CASE #04



EXAMPLE OF CASE #05



	REFERENCE	VESSEL Ø (MM)	SILK LENGTH AT NOMINAL Ø (MM)	DELIVERY CATHETER	UNCONSTRAINED STENT	
					Ø (MM)	LENGTH (MM)
SILK2.0	SILK2.0 x 15	1,50 to 2,25	15	VASC0+21 (2.4F)	2.5	7
	SILK2.0 x 20		20			9
SILK2.5	SILK2.5 x 15	2,00 to 2,75	15	VASC0+21 (2.4F)	3.0	5
	SILK2.5 x 20		20			7
	SILK2.5 x 25		25			10
SILK3.0	SILK3.0 x 15	2,00 to 3,25	15	VASC0+21 (2.4F)	3.5	6
	SILK3.0 x 20		20			8
	SILK3.0 x 25		25			10
	SILK3.0 x 30		30			12
SILK3.5	SILK3.5 x 15	3,00 to 3,75	15	VASC0+21 (2.4F)	4.0	7
	SILK3.5 x 20		20			9
	SILK3.5 x 25		25			12
	SILK3.5 x 30		30			13
	SILK3.5 x 35		35			17
SILK4.0	SILK4.0 x 15	3,50 to 4,25	15	VASC0+21 (2.4F)	4.5	8
	SILK4.0 x 20		20			11
	SILK4.0 x 25		25			14
	SILK4.0 x 30		30			17
	SILK4.0 x 35		35			21
	SILK4.0 x 40		40			23
SILK4.5	SILK4.5 x 15	4,00 to 4,75	15	VASC0+21 (2.4F)	5.0	7
	SILK4.5 x 20		20			10
	SILK4.5 x 25		25			13
	SILK4.5 x 30		30			16
	SILK4.5 x 35		35			19
	SILK4.5 x 40		40			22
SILK5.0	SILK5.0 x 25	4,50 to 5,25	25	VASC0+25 (3F)	5.5	13
	SILK5.0 x 30		30			15
	SILK5.0 x 40		40			21
SILK5.5	SILK5.5 x 25	5,00 to 5,75	25	VASC0+25 (3F)	6.0	11
	SILK5.5 x 30		30			15
	SILK5.5 x 40		40			19



THE TAPERED SILK

REFERENCE	VESSEL Ø (MM)		SILK LENGTH AT NOMINAL Ø (MM)		DELIVERY CATHETER	UNCONSTRAINED STENT	
	PROXIMAL	DISTAL	LP	LD		Ø (MM)	LENGTH (MM)
SILKP4,003,0x30	3.50 to 4,25	2.50 to 3,25	16	10	VASC0+21	4,5/3,5	14
SILKP4,503,5x30	4.00 to 4,75	3.00 to 3,75	16	14	VASC0+21	5,0/4,0	15

Vertimas tikras.
Klin. tyrimų metod. spec.
Vilniaus universitetas

UAB "MEDIKAMENTŲ TYKLINĖ"
Joint-Stock Company
LIEPUVOS RESPUBLIKA • REPUBLIC OF LITHUANIA
VILNIUS • PRILANKAS