



**FABRIKATION -
EXPORT**

HERENZ • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg-Germany

Product description

Item: Cover glasses, economy type, AR-glass
Item nos. 1051850, 1052050, 1052250, 1052251, 1052252, 1052253, 1052254, 1052255, 1052450, 1052451, 1052452, 1052453, 1052454

Material: AR-glass (soda-lime glass)
Thickness: No. 1 (0,13 – 0,16 mm); other thicknesses on request

Compound material: MgO Na₂O Fe₂O₃ TiO₂ SO₃ CaO K₂O SiO₂
4.00% 13.6% 0.091% 0.026% 0.19% 8.34% 0.25% 72.7%

Technical data: Flatness ≤ 0.04 mm
Refractive index: ≥ 89%
Abbe's number: 1.523 ± 0.005

Measurements:	1051850: 18 x 18 mm, 200 pcs./box	1052050: 20 x 20 mm, 200 pcs./box
	1052250: 22 x 22 mm, 200 pcs./box	1052251: 22 x 22 mm, 100 pcs./box
	1052252: 22 x 40 mm, 100 pcs./box	1052253: 22 x 50 mm, 100 pcs./box
	1052254: 22 x 60 mm, 100 pcs./box	1052255: 22 x 32 mm, 100 pcs./box
	1052450: 24 x 24 mm, 200 pcs./box	1052451: 24 x 32 mm, 100 pcs./box
	1052452: 24 x 40 mm, 100 pcs./box	1052453: 24 x 50 mm, 100 pcs./box
	1052454: 24 x 60 mm, 100 pcs./box	

Intended use: For use on microscopic slides. Particularly suitable for microscopic analysis of blood, urine and tissue samples. Ready to use and should not be reused (for single use). Be aware of possibility of harm when dealing with cover glasses; take corresponding safety measures, e.g. wearing gloves. For manual use

Shelf life: 24 month

Packaging: either 200 pcs./box - tropical packed, 2000 pcs./carton
or 100 pcs./box - tropical packed, 1000 pcs./carton
outer packaging: 20000 pcs./outer carton or 40000 pcs./outer carton

Storage: - keep dry
- avoid large variations in temperature during both storage and usage.
Cooling of the product can cause condensation and lead to condensed water forming between the glasses
- please note: use older products in storage first!
- protect the bottom of the carton from dampness

Classification: In-vitro-diagnostic

Norms: ISO 9001:2000, DIN EN 13485, DIN EN 980, DIN EN 14971, MPG (German Medical product law), MDD 98/79/EC

Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH - Rudorffweg 10 - 21031 Hamburg - Steuer-Nr. 03-872-00274 - USt/Vat-IdNr. DE118665646 - ILN 40 49434 00000 8

Telefon: 040/739204-0 Geschäftsführer: Bank:
Telefax: 040/7304148 Dieter Cyll, Antje Herenz-Cyll Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 684646200 IBAN DE97200100200684646200 Swift PBNKDEFF
E-mail: hhh@herenz.de Amtsgericht Hamburg Deutsche Bank AG (BLZ 200 700 00) Konto-Nr. 5500251 IBAN DE82200700000550025100 Swift DEUTDEHH
Internet: www.herenz.de HRB 48884 Hamburger Sparkasse (BLZ 200 505 50) Konto-Nr. 1085243002 IBAN DE87200505501085243002 Swift HASPDEHH

Deckgläser-economy-ar-e

10.04.2018 rev. 5



**FABRIKATION -
EXPORT**

HERENZ • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg-Germany

Prekės aprašymas

Prekė: Dengiamieji stiklai, ekonomiškas tipas, AR-stiklas
Prekės numeris: 1051850, 1052050, 1052250, 1052251, 1052252, 1052253, 1052254, 1052255, 1052450, 1052451, 1052452, 1052453, 1052454

Medžiaga: AR-stiklas (soda-kalkių stiklas)
Storis: No. 1 (0,13 – 0,16 mm); kiti storai pagal užsakymą

Sudėtinė medžiaga: MgO Na₂O Fe₂O₃ TiO₂ SO₃ CaO K₂O SiO₂
4.00% 13.6% 0.091% 0.026% 0.19% 8.34% 0.25% 72.7%

Techniniai duomenys: Lygumas ≤ 0.04 mm
Lūžio rodiklis: ≥ 89%
Abbe skaičius: 1.523 ± 0.005

Matavimai:	1051850: 18 x 18 mm, 200 pcs./box	1052050: 20 x 20 mm, 200 pcs./box
	1052250: 22 x 22 mm, 200 pcs./box	1052251: 22 x 22 mm, 100 pcs./box
	1052252: 22 x 40 mm, 100 pcs./box	1052253: 22 x 50 mm, 100 pcs./box
	1052254: 22 x 60 mm, 100 pcs./box	1052255: 22 x 32 mm, 100 pcs./box
	1052450: 24 x 24 mm, 200 pcs./box	1052451: 24 x 32 mm, 100 pcs./box
	1052452: 24 x 40 mm, 100 pcs./box	1052453: 24 x 50 mm, 100 pcs./box
	1052454: 24 x 60 mm, 100 pcs./box	

Paskirtis Naudojamas ant mikroskopinių skaidres. Ypač tinka mikroskopinei kraujo, šlapimo ir audinių mėginių analizei. Pasirenę naudoti ir neturėtų būti pakartotinai naudojamas (vienkartiniam naudojimui). Atkreipkite dėmesį į žalos galimybę, kai susiduria su dangteliais; imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., dėvėti pirštines. Rankinis naudojimas

Galiojimas 24 mėnesių

Saugojimas - laikyti sausa
- saugokite ir naudokite didelius temperatūros svyravimus. Produkto aušinimas gali sukelti kondensaciją ir sukelti susiliejimą vanduo tarp akinių
- atkreipkite dėmesį: pirmiausia naudokite senus produktus saugykloje!
- apsaugokite dėžutės dugną nuo drėgmės

Clasifikacija In-vitro-diagnostic

Normos ISO 9001:2000, DIN EN 13485, DIN EN 980, DIN EN 14971, MPG (German Medical product law), MDD 98/79/EC